

# MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR
<b>OR-36363</b>	Marchepied pied empilable avec tapis	Noir
<b>OR-36363-02</b>	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé
<b>OR-36363-03</b>	Marchepied empilable avec tapis	Vert
<b>OR-36363-07</b>	Marchepied empilable avec tapis	Orange
<b>OR-36364</b>	Marchepied empilable sans tapis	S.O

Emballage : vendu à l'unité

## PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>OR-36363-1A</b>	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité
<b>OR-36363-1B</b>	Remplacement des repose-pieds	1 unité

## ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>OR-3693</b>	Chariot de transport	1 / boîte
<b>809-1705</b>	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte
<b>899-1710</b>	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7 po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le marchepied)

## REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

## SURFACE ANTIDÉRAPANTE:

Offre une stabilité renforcée.

## COINS SANS CAOUTCHOUC:

Évite la collection de liquides.

## CHARIOT LAVABLE:

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

## CONCEPTION HYGIÉNIQUE:

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.

