

IMPERIAL SURGICAL LTD.

MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.

13" / 33 cm



17.4" / 44.2

BREVETÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRO-

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Offre une stabilité renforcée.

COIN SANS CAOUTCHOUC:

Offre une stabilité renforcée.

CHARIOT LAVABLE

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

CONCEPTION

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363	Marchepied empilable avec tapis	Noir	19" x 14" x 6"
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé	19" x 14" x 6"
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert	19" x 14" x 6"
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange	19" x 14" x 6"
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S. o.	19" x 14" x 6"

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité	15" x 18" x 5" (Ziplock)
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité	Ziplock Based on Quantity ordered


ACCESSOIRES OPTIONNELS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 unité	34" x 17" x 7"
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte	12" x 12" x 4"
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte	12" x 12" x 8"

Coins sans caoutchouc



Antidérapant



OR-3693