

BATRIK


# CALE-DENTS BO2<sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE

## AVEC ADMINISTRATION D'OXYGÈNE PAR VOIE NASALE


Nos cale-dents BO2<sup>MC</sup> améliorent considérablement la sécurité des patients en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l'endoscopie gastro-intestinale, en prévenant l'hypoxie chez les patients sous sédation et en assurant un confort supérieur aux patients.

- Gain de temps et d'argent en éliminant la nécessité de disposer de broches nasales et de masques à oxygène séparés
- Conçus pour être exempts de bords tranchants afin d'assurer le confort et la sécurité des patients
- Disponibles exclusivement en usage unique
- Une sangle de maintien est disponible en option pour garantir un ajustement sûr
- Les cale-dents et les bandes de rétention optionnelles sont tous sans latex, sans plomb et sans DEHP

**BO2**  
(FACE AVANT)



**BO2**  
(FACE ARRIÈRE)



PORT D'ADMINISTRATION DE L'O2

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>BO2</b>	Usage unique	18 mm / 54FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>BO2-N</b>	Usage unique	18 mm / 54FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"