

ÉCRANS FACIAUX DRAPÉS **SAVEFACE^{MC}**

RÉDUIRE LES **BLESSURES PERSONNELLES**

PROTECTION SUPÉRIEURE POUR LA DÉCONTAMINATION DES INSTRUMENTS

SAVEFACE DRAPÉ – VISIÈRE FACIALE

Dans le Service de traitement stérile (SPD) / Département central de stérilisation (CSSD), la sécurité personnelle est primordiale.

Notre visière faciale drapée offre une protection essentielle lors de la décontamination d'instruments à haut risque.

UNE PROTECTION EFFICACE EST NON NÉGOCIABLE

La visière drapée SAVEFACE^{MC} réduit efficacement l'exposition nocives aux produits chimiques caustiques ainsi que le risque de contamination croisée. Réduit les coûts liés aux blessures du personnel hospitalier.

CERTIFIÉ CATÉGORIE 2 ÉPI

SAVEFACE^{MC} DRAPÉ est testé pour protéger. Portez-le en toute confiance.



UKAS PRODUIT CERTIFIÉ



BREVET EN ATTENTE



INCLUS : SYSTÈME DE FERMETURE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTACT AVEC DES FLUIDES PAR LE DESSOUS DE LA VISIÈRE

SAVEFACE^{MC}: CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DRAPÉ CONFORME À LA NORME ANSI/AAMI PB70 NIVEAU 3

- Offre une protection élevée contre la pénétration des liquides.
- Glissez sous les vêtements ou pincez ensemble.

ÉCRAN ENVELOPPANT EXTRA-LONG DE 9"/23CM:

- Ensures full coverage, reducing the risk of exposure from different angles.

COMFORTABLE:

- The soft, self-shaping foam headpiece molds comfortably to your forehead, allowing for extended wear without discomfort.

CLARTÉ OPTIQUE AVEC TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-ÉBLOUISSEMENT

NE MANQUEZ PAS L'OPPORTUNITÉ D'EXPLORER NOTRE GAMME PLUS ÉTENDUE DE NOS ÉCRANS DE PROTECTION.

Visitez notre site web www.surgmed.com ou consultez notre documentation détaillée pour notre documentation détaillée pour identifier la visière parfaitement adaptée à vos besoins.

TRÈS IMPORTANT

VOTRE VISIÈRE ACTUELLE EST-ELLE CERTIFIÉE CATÉGORIE 2?

Les visières faciales Batrik garantissent leur conformité à la norme ÉPI Catégorie 2, maintenant sollicitée par de nombreux établissements.



SÉLECTION DE PRODUITS

N° DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SF-240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} sans drap	Longueur: 9" / 23 cm Largeur: 13" / 33 cm	9" (23 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 pièces)	26.5" x 21" x 15"
SF-8240	BATRIK SAVEFACE ^{MC} avec drap de protection conforme au niveau 3 ANSI/AAMI PB70	Longuer de l'écran: 9" / 23 cm Largeur de l'écran: 13" / 33 cm Longuer du drap: 6" / 15 cm	15" (38 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 pièces)	26.5" x 21" x 15"