


# BATRIK RUBAN D'IDENTIFICATION



Solution simple pour marquer les instruments chirurgicaux à l'aide d'un code couleur, notre ruban d'identification est durable et ne s'écaille pas. Il peut être utilisé dans des autoclaves, résistant à une exposition répétée à la stérilisation. Des tests de validation indépendants ont démontré l'efficacité de la stérilisation des instruments marqués, même sous le ruban d'identification BATRIK.

## LARGEURS DISPONIBLES



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE 0,125" / 318 MM	N° D'ARTICLE 0,25" / 635 MM	COULEUR
T-125-01	T-250-01	Blanc
T-125-02	T-250-02	Bleu
T-125-03	T-250-03	Vert
T-125-04	T-250-04	Rouge
T-125-05	T-250-05	Jaune
T-125-07	T-250-07	Orange
T-125-09	T-250-09	Noir



Identifie rapidement les instruments par service ou par procédure



Facile à poser



Résiste à une exposition répétée à la stérilisation



En contient plus par rouleau de bande (300" / 7620 mm)



Emballage pratique dans une boîte transparente



Non-stérile