

Your First ^{MC}

ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

RightSwipe^{MC}

Voici RightSwipe™, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de RightSwipe™ le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCLETTE INDÉPENDANTE


 ENVIRO-SACHET^{MC}
ENZYMATIC GEL KIT


BOÎTE DISTRIBUTRICE

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-211	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. ¹	50 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fourni dans une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-222	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fourni dans une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	1 ensemble	14" x 12" x 9"
17-277	GEL ENZYMATIQUE Vient avec 1 éponge sèche plate et tubulaire, un Enviro-Sachet et ^{MC} un kit de bol en acier inoxydable.	1 ensemble	1 ensemble

Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges. 1