

Your First ^{MC}


SPRAY MOUSSANT ENZYMATIQUE PRÊT À L'EMPLOI

Notre vaporisateur moussant est idéal pour le prénettoyage des instruments, car son épaisse mousse décompose enzymatiquement toute la charge microbienne pour permettre un nettoyage et une stérilisation efficaces.


Formulé avec **PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**, un mélange unique de trois enzymes puissantes et d'un agent tensioactif pour une efficacité de nettoyage optimale



INSTRUCTIONS

1. 

Bien agiter

2. 

Pulvériser immédiatement après la procédure

3. 

Garder humide jusqu'au début du processus de décontamination

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SS-21-4001	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
SS-21-4012	12 x 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"