

Your First ^{MC}

PREMIÈRES LINGETTES

Nos lingettes pour salle blanche sont conçues pour effectuer le premier essuyage d'un endoscope après une intervention. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau non tissé hydro-enchevêtré composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose. Ces lingettes sont fabriquées et emballées dans un environnement de salle blanche.



- Elles peuvent être utilisées dans un environnement de salle blanche de classe ISO 5 à 8
- Le processus de production garantit une génération de particules extrêmement faible et des produits chimiques extractibles
- Compatibles avec pratiquement tous les solvants ou toutes les solutions de nettoyage et d'essuyage (**PrAmLi Power³ Enzymes^{MC}**)
- Emballage en double sachet
- Disponibles en deux tailles polyvalentes

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-A0909	Lingettes non tissées pour salles blanches	9" x 9" (23 cm x 23 cm)	300 / sac 14 sacs / caisse	18.5" x 10" x 25.25"
17-A1212	Lingettes non tissées pour salles blanches	12" x 12" (31 cm x 31 cm)	150 / sac 10 sacs / caisse	13" x 13" x 19"