

Your First ^{MC}

SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

Conçus pour éliminer les points de contact pendant le transport des endoscopes du point de soins à la zone de retraitement et vice-versa, ils sont axés sur la sécurité des patients et du personnel médical.

- Fabriqués en PEBD recyclable, connu pour sa flexibilité, sa résilience et sa solidité
- Sans latex ni DEHP
- Excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters*
- Bonne résistance aux aldéhydes, aux cétones et aux huiles végétales
- Peuvent supporter des températures élevées allant jusqu'à 90 °C (194 °F)
- Sceau d'inviolabilité pour une sécurité accrue, permettant également de maintenir l'instrument humide pour éviter le dessèchement des bio-déchets
- Des sacs clairement identifiés par des codes de couleur facilitent l'identification immédiate des instruments propres par rapport aux instruments utilisés
- Les utilisateurs peuvent écrire des informations importantes directement sur le sachet dans les espaces marqués par des icônes visuelles
- Disponibles en deux formats pratiques

BON À SAVOIR: L'UTILISATION DE SACS DE TRANSPORT SCCELLABLES **Your First ^{MC}** RÉDUIT LES ERREURS DES UTILISATEURS, EMPÊCHE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FAVORISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL MÉDICAL.

SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-HAP24	Sac pour instruments propres	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
17-SAD24	Sac pour instruments souillés	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
17-HAP30	Sac pour instruments propres	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"
17-SAD30	Sac pour instruments souillés	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"

* Référence sur dossier

SACS POUR INSTRUMENTS PROPRES



SACS POUR INSTRUMENTS SOUILLÉS



FABRIQUÉ AUX CANADA