

BATRIK

ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE

AVAILABLE IN 4 SIZES
AND 4 COLORS




SÉLECTION DE PRODUITS

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1000	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Red
10-1001	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Blue
10-1002	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Yellow
10-1003	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-White
10-1010	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Red
10-1011	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Blue
10-1012	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Yellow
10-1013	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-White
10-1101	0.021" x 16" (0.5 cm x 40 cm)	Extra-Mini-Blue
10-1111	0.200" x 22" (0.5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Blue
10-1113	0.200" x 22" (0.5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-White
10-1800	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Red
10-1801	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Blue
10-1802	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Yellow
10-1803	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-White
10-1810	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Red
10-1811	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Blue
10-1812	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Yellow
10-1813	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-White

PACKAGING: 2 ties per sterile pouch – 10 pouches per box

Nos attaches vasculaires en silicone permettent une rétraction, une occlusion et une identification sûres et en douceur des vaisseaux pendant les interventions chirurgicales.

Contrairement aux pinces et aux écarteurs qui peuvent pincer les vaisseaux à plat, voire les fissurer, la forme elliptique BATRIK permet de manipuler en douceur les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les cordons spermatiques, les uretères, ou chaque fois qu'une rétraction/occlusion délicate est nécessaire.



- Manufactured of medical grade silicone
- Do not twist on themselves when unpacked
- Easy to separate, eliminating the need the need for
- Sterile, radiopaque, and latex free cardboard inserts

PRODUCT SELECTION

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1831	0.04" x 18" / 0.1 cm x 46 cm	Extra-Mini-Blue
10-1841	0.20" x 18" / 0.5 cm x 46 cm	Extra-Maxi-Blue
10-1843	0.20" x 18" / 0.5 cm x 46 cm	Extra-Maxi-White
10-3010	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Maxi-Red
10-3202	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Yellow
10-3200	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Red
10-3201	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Blue
10-3202	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Yellow
10-3203	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-White
10-3210	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Red
10-3211	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Blue
10-3212	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Yellow
10-3213	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-White

PACKAGING: 2 ties per sterile pouch – 10 pouches per box