




# CATALOGUE COMPLET DES PRODUITS

Créée en 1997. Fièrement canadienne. 🍁  
Produits commercialisés dans plus de 85 pays dans le monde.



Fièrement canadienne et établie en 1997, notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de solutions enzymatiques offertes en différents formats ainsi que dans la fabrication de produits en silicone et en plastique. Nos produits sont commercialisés dans plus de 85 pays à travers le monde et sont principalement utilisés dans les domaines de la chirurgie, de l'endoscopie et de la stérilisation centrale.

Notre site de production interne en environnement contrôlé à Montréal, au Canada, adhère à des systèmes de contrôle de qualité et de réglementation strictement appliqués. Nous sommes enregistrés en tant qu'établissement de fabrication de dispositifs auprès de la FDA américaine et nous sommes en parfaite conformité avec les réglementations de la CE et de Santé Canada. Nous investissons continuellement dans la modernisation de notre usine, de nos machines et de nos processus afin de garantir des produits de haute qualité à des volumes élevés. La plupart des produits sont disponibles sur le marché.

Chez Batrik, nous nous engageons à innover et à fournir à nos clients des produits de la plus haute qualité, soutenus par un service clientèle de classe mondiale.



# TABLE DES MATIÈRES

## PRODUITS CHIRURGICAUX ET ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

04	EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE
05	ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE
06	COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP
07	SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F. <sup>MC</sup>
08	MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTI-POINTES POUR LA PEAU SKINS <sup>MC</sup>
09	PANDAPATCH <sup>MC</sup> PROTECTION ADHÉSIVE OCULAIRE
11	TAPIS MAGNÉTIQUE
12	PROTECTEUR DE BROCHES
13	NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES
14	SAFE-SOAK <sup>MC</sup> SPAC ET TAPIS
15	TAPIS ANTIFATIGUE GEL BLUE CLOUD <sup>MC</sup>
16	TAPIS ANTIFATIGUE NIMBUS BLUE CLOUD <sup>MC</sup>
17	MARCHEPIEDS EMPILABLES
18	TOURNY <sup>MC</sup> + GARROTS
20	SHOOZCOVERS <sup>MC</sup> SOFT LINE <sup>MC</sup>
22	SHOOZCOVERS <sup>MC</sup> GRIPPEEZ LINE <sup>MC</sup>
24	SHOOZCOVERS <sup>MC</sup> COATED LINE <sup>MC</sup>
26	SHOOZCOVERS <sup>MC</sup> TOUGH LINE <sup>MC</sup>

## PRODUITS D'ENDOSCOPIE

28	CALE-DENTS BO2 <sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE
29	CALE-DENTS BITESTRONG <sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE
30	PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE <sup>MC</sup>
31	BROSSES DE CANAL DAYBRUSH <sup>MC</sup>
32	BROSSES DE CANAL ARC <sup>MC</sup>
35	BROSSE POUR VALVE/CONTRÔLE
36	V-BRUSHES

## CONTRÔLE DES INFECTIONS ET TRAITEMENT STÉRILE

37	TAG-IT <sup>MC</sup> ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION
42	TAPIS EN SILICONE À POINTES
43	CORNER POCKETS <sup>MC</sup> ET SOFT POCKETS <sup>MC</sup>
44	LILA'S DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
45	PROTECTEURS D'INSTRUMENTS

48	LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS PrAmLi Power <sup>3</sup> LUBE <sup>MC</sup>
49	S.T.I.C.S.
50	RUBAN D'IDENTIFICATION
51	SOLVANT POUR RUBAN ADHÉSIF TAPE-B-GONE <sup>MC</sup>
52	CADENAS DE SÉCURITÉ
56	ÉCRAN FACIAL SAVEFACE <sup>MC</sup>
58	TAMPON À RÉCURER
59	NETTOYANTS ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
60	ENVIRO-SACHET <sup>MC</sup> Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
61	SPRAY MOUSSANT Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
62	PREMIÈRES LINGETTES Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
63	ÉPONGES SÈCHES Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
64	RIGHTSWIPE <sup>MC</sup> ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE SOIN DE CHEVET Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
65	RIGHTSWIPE <sup>MC</sup> KITS D'ÉPONGE DE CHEVET À NON ENZYMATIQUE Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>
66	SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX Your First <input checked="" type="checkbox"/> <sup>MC</sup>

## BROSSES


67	BROSSES MÉTALLIQUES RÉUTILISABLES ARC <sup>MC</sup>
71	BROSSES MÉTALLIQUES DOUBLES RÉUTILISABLES ARC <sup>MC</sup> ASYMÉTRIQUES / SYMÉTRIQUES
74	BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN BRUSH <sup>MC</sup>
76	MICROBROSSES EN ACIER INOXYDABLE ARC <sup>MC</sup>
77	BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS
78	BROSSE DE PRÉCISION RÉUTILISABLE
79	BROSSE TRIFECTA <sup>MC</sup>
80	BROSSES RÉUTILISABLES POUR INSTRUMENTS
81	BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE
82	BROSSES DE NETTOYAGE RÉUTILISABLES POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES
83	BROSSES DE NETTOYAGE POUR BOUTEILLES ET DRAINS
84	ENSEMBLES DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

# BATRIK EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE


Non toxiques, radio-opaques et sans latex, nos embouts pour pinces à suture sont conçus pour protéger et maintenir les sutures en toute sécurité sans les endommager.

De plus, la base en mousse, fixée à une zone stérile avec les pinces, permet une insertion facile.

- Emballés dans une base en mousse pratique avec un support adhésif facile à enlever, même en portant des gants
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Pré-comptés



NOTRE « COIN FACILE À RETIRER » EST UNE CARACTÉRISTIQUE UNIQUE À BATRIK



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
11-1002	911-1002	Jaune	ø standard (0,06" x 0,5" L/0,15 cm x 1,27 cm)	2 paires/base en mousse
11-1003	911-1003	Jaune	ø standard (0,06" x 0,5" / 0,15 cm x 1,27 cm)	3 paires/base en mousse
11-1005	911-1005	Jaune	ø standard (0,06" x 0,5" L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1025	911-1025	Assortis	ø standard (0,06" x 0,5" L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1045	911-1045	Blanc	ø standard (0,06" x 0,5" L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1065	911-1065	Bleu	ø standard (0,06" x 0,5" L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1085	911-1085	Rouge	ø standard (0,06" x 0,5" L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-3002	911-3002	Rose	ø grandeur (0,09" x 0,75" L/0,15 cm x 1,91 cm)	2 paires/base en mousse
11-3003	911-3003	Rose	ø grandeur (0,09" x 0,75" L/0,15 cm x 1,91 cm)	3 paires/base en mousse
11-3005	911-3005	Rose	ø grandeur (0,09" x 0,75" L/0,15 cm x 1,91 cm)	5 paires/base en mousse

EMBALLAGE STÉRILE : 1 base en mousse / sachet - 5 sachets / boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : Vendu par base de mousse

BATRIK

# ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE

AVAILABLE IN 4 SIZES  
AND 4 COLORS




## SÉLECTION DE PRODUITS

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1000	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Red
10-1001	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Blue
10-1002	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Yellow
10-1003	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-White
10-1010	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Red
10-1011	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Blue
10-1012	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Yellow
10-1013	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-White
10-1101	0.021" x 16" (0.5 cm x 40 cm)	Extra-Mini-Blue
10-1111	0.200" x 22" (0.5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Blue
10-1113	0.200" x 22" (0.5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-White
10-1800	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Red
10-1801	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Blue
10-1802	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Yellow
10-1803	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-White
10-1810	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Red
10-1811	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Blue
10-1812	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Yellow
10-1813	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-White

PACKAGING: 2 ties per sterile pouch – 10 pouches per box

Nos attaches vasculaires en silicone permettent une rétraction, une occlusion et une identification sûres et en douceur des vaisseaux pendant les interventions chirurgicales.

Contrairement aux pinces et aux écarteurs qui peuvent pincer les vaisseaux à plat, voire les fissurer, la forme elliptique BATRIK permet de manipuler en douceur les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les cordons spermatiques, les uretères, ou chaque fois qu'une rétraction/occlusion délicate est nécessaire.



- Manufactured of medical grade silicone
- Do not twist on themselves when unpacked
- Easy to separate, eliminating the need the need for
- Sterile, radiopaque, and latex free cardboard inserts

## PRODUCT SELECTION


N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1831	0.04" x 18" / 0.1 cm x 46 cm	Extra-Mini-Blue
10-1841	0.20" x 18" / 0.5 cm x 46 cm	Extra-Maxi-Blue
10-1843	0.20" x 18" / 0.5 cm x 46 cm	Extra-Maxi-White
10-3010	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Maxi-Red
10-3202	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Yellow
10-3200	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Red
10-3201	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Blue
10-3202	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Yellow
10-3203	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-White
10-3210	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Red
10-3211	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Blue
10-3212	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Yellow
10-3213	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-White

PACKAGING: 2 ties per sterile pouch – 10 pouches per box

# BATRIK COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP

Fabriqués en silicone de qualité médicale, nos couvre-mâchoires de clamp réduisent le traumatisme des vaisseaux nécessitant une occlusion, en particulier lorsqu'un clamp hémostatique est utilisé. Les entailles en forme de fil permettent une tension douce, constante et antidérapante.

BON À SAVOIR :  
NOS COUVRE- MÂCHOIRES DE  
CLAMP TRANSFORMENT PRESQUE  
TOUS TYPES D'INSTRUMENTS EN  
INSTRUMENTS ATRAUMATIQUES



- Stérilisés aux rayons gamma
- Disponibles en 3 couleurs et 3 largeurs pour s'adapter à la plupart des tailles de pinces
- Radio-opaques et sans latex

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	DIMENSIONS	COULEUR
12-1000	912-1000	0,1" X 5" / 0,25 cm X 12,7 cm	Rouge
12-1001	912-1001	0,2" X 5" / 0,51 cm X 12,7 cm	Blanc
12-1002	912-1002	0,3" X 5" / 0,76 cm X 12,7 cm	Bleu

EMBALLAGE STÉRILE : 2 pinces par sachet stérile - 10 sachets par boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : 20 pinces par sac (également disponible 100 unités/sac)

# BATRIK SOLUTION ANTIBUÉE G.O.L.F.F.<sup>MC</sup>

Notre solution antibuée G.O.L.F.F.<sup>MC</sup> résout le problème de la buée souvent rencontré lors des procédures chirurgicales par laparoscopie.

- Prévient l'apparition de buée sur les lentilles
- Garantit une vision plus claire et évite les interruptions inutiles pendant l'opération
- Le kit comprend un flacon de 6 ml facile à presser et une éponge radio-opaque adhésive pour un placement sûr
- OEM (disponible)
- Stérile
- Sans latex



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
G.O.L.F.F.	Solution antibuée et éponge adhésive	20 / boîte	20" x 16" x 18"



BATRIK

# MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTIPOINTES POUR LA PEAU SKINS<sup>MC</sup>

Nos marqueurs chirurgicaux multipointes SKINS<sup>MC</sup> sont conçus avec une pointe biseautée pour permettre la création de lignes de traçage fines ou épaisses en tenant le stylo sous différents angles.

- Disponibles avec ou sans 6 étiquettes et une règle flexible calibrée de 6" (po/mm)
- Disponibles en version non stérile pour un usage préopératoire, ou stérile pour un usage au bloc opératoire
- Résistants à la préparation chirurgicale
- Faits d'une encre durable au violet de gentiane, non toxiques et non tatouant
- Sans latex





## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>S-3000</b>	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	50 / boîte
<b>S-3001</b>	Stérile	Marqueur fin multipointes	50 / boîte
<b>S-30005</b>	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes (emballage en volume)	500 / boîte
<b>S-30015</b>	Stérile	Marqueur fin multipointes (emballage en volume)	500 / boîte
<b>S-93000</b>	Non stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	1000 / boîte
<b>S-93001</b>	Non stérile	Marqueur fin multipointes	1000 / boîte
<b>S-94000</b>	Non stérile	Règle	100 / sachet
<b>S-94001</b>	Non stérile	Règle (vrac)	20 000 / boîte
<b>S-95000</b>	Non stérile	Ensemble de 3 étiquettes	100 / sachet

Faites des économies en commandant nos MARQUEURS SKINS<sup>MC</sup> dans des emballages en volume. C'est rentable et cela réduit le gaspillage.

**NOUVEAU!**




## Présentation de PandaPatch<sup>MC</sup> : Protection adhésive oculaire innovante pour une meilleure prise en charge des patients.

PandaPatch<sup>MC</sup> offre une alternative efficace aux rubans traditionnels pour protéger les yeux des patients lors des interventions chirurgicales. Ces protecteurs adhésifs oculaires sont conçus pour réduire le risque d'abrasions cornéennes et les complications ophtalmiques chez les patients sous anesthésie générale.

Avec PandaPatch<sup>MC</sup>, vous garantissez un résultat supérieur pour le patient en prévenant les dommages évitables associés à l'utilisation de rubans ordinaires.

### CARACTÉRISTIQUES:

- **Conception ergonomique** : s'adapte confortablement autour des yeux.
- **Efficace après chirurgie** : particulièrement adapté pour les enfants, les personnes âgées et les individus ayant une peau délicate ou sensible.
- **Adhésif sans latex et hypoallergénique** : fabriqué à partir de matériaux de qualité médicale, doux sur la peau et conçu pour minimiser les irritations.
- **Adhésif non allergisant coloré** : permet une application et un retrait faciles après l'opération, facilitant l'évaluation clinique pendant et après la chirurgie.



70-04ADU

Protecteurs oculaires extra-sensibles pour adultes

### POURQUOI C'EST IMPORTANT:

- Pendant une anesthésie générale prolongée, **jusqu'à 59 %** des patients ne ferment pas complètement les yeux, risquant ainsi des abrasions cornéennes.
- PandaPatch<sup>MC</sup> offre une protection adhésive oculaire sécurisée, réduisant le risque de complications ophtalmiques.



#### RÉFÉRENCES

1. Anson, Jonathan, M.D. « Abrasions cornéennes périopératoires : étiologie, prévention et prise en charge ». Clinical Updates, Collège de médecine de l'Université de Penn State, 2021.







### COLLECTION PANDAPATCH<sup>MC</sup> :

Trois types de protecteurs adhésifs oculaires pour s'adapter à différents groupes d'âge et sensibilités de peau. Une protection optimale pour chaque patient.

- Adhésif extra-sensible pour adultes (étiquettes bleues)
- Adhésif pour adultes (étiquettes rouges)
- Adhésif pédiatrique (étiquettes rouges)



70-04ADU  
Protecteurs oculaires pour adultes



70-04PED  
Protecteurs oculaires pédiatriques

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° d'article	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
70-02ADU	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS EXTRA-SENSIBLES POUR ADULTES (BLEU)	2.15" x 1.35"	50 / boîte
70-04ADU	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS POUR ADULTES (ROUGE)	2.15" x 1.35"	50 / boîte
70-04PED	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS PÉDIATRIQUES (ROUGE)	1.85" x 0.93"	50 / boîte

# BATRIK TAPIS MAGNÉTIQUE

Notre tapis magnétique fournit un champ stérile et neutre pour la mise en place et le transfert d'instruments en mains libres en toute sécurité. Il est sans latex, réutilisable et autoclavable (jusqu'à 134 °C).



Il s'adapte à toutes les formes de surface grâce à son support souple et antidérapant




Réutilisation validée\*

Aimants ronds pour éviter les perforations du caoutchouc

Aimants surélevés pour maintenir les instruments fermement en place tout en permettant de les saisir facilement

15" / 38 CM

12" / 30 CM



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
<b>MAG-02-1</b>	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	1 unité
<b>MAG-02-5</b>	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	5 unités


\*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide pour le retraitement des dispositifs médicaux dans un établissement de soins de santé

BATRIK

# PROTECTEURS DE BROCHES



- Couvrez les extrémités pointues de vos broches Kirschner et Steinmann en toute sécurité
- Codage couleur par taille de fil, ce qui élimine le risque de sélection d'une taille incorrecte
- Un manchon amovible est prévu pour éviter les blessures et faciliter l'application (uniquement stérile)
- Le modèle non stérile est disponible avec ou sans manchon en plastique
- Des emballages conçus pour réduire le gaspillage
- Sans latex



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES (SANS MANCHON)	COULEUR	DIMENSIONS ÉPAISSEUR DE FIL
14-1028	914-1028 - SLV	914-1028	Jaune	0,028" / 0,71 mm
14-1035	914-1035 - SLV	914-1035	Bleu ciel	0,035" / 0,89 mm
14-1045	914-1045 - SLV	914-1045	Blanc	0,045" / 1,14 mm
14-1054	914-1054 - SLV	914-1054	Rouge foncé	0,054" / 1,40 mm
14-1062	914-1062 - SLV	914-1062	Vert	0,062" / 1,57 mm
14-1078	914-1078 - SLV	914-1078	Rose	0,078" / 1,98 mm
14-1093	914-1093 - SLV	914-1093	Gris	0,093" / 2,36 mm
14-1109	914-1109 - SLV	914-1109	Beige	0,109" / 2,77 mm
14-1125	914-1125 - SLV	914-1125	Violet	0,125" / 3,17 mm
14-1141	914-1141- SLV	914-1141	Marron	0,141" / 3,58 mm
14-1156	914-1156 - SLV	914-1156	Bleu foncé	0,156" / 3,96 mm
14-1188	914-1188 - SLV	914-1188	Rouge	0,188" / 4,77 mm

EMBALLAGE STÉRILE : 80 unités / boîte (2 unités par sachet stérile - 40 sachets par boîte)

EMBALLAGE NON STÉRILE : 100 unités / boîte

# BATRIK NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES

Notre nettoyeur pour embout de cautères aide à enlever les résidus des embouts de cautères pour les électrodes unipolaires et bipolaires.

- Tampon en mousse avec matériau abrasif intégré
- Adhésion aux champs opératoires jetables et non jetables
- Radio-opaque
- Disponible exclusivement en version non stérile
- Sans latex



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-10000	Nettoyeur d'embout de cautères Non stérile	1,8" x 1,8" / 4,5 cm x 4,5 cm	2 200 / boîte



## BATRIK SPAC SAFE-SOAK<sup>MC</sup>

Notre disque d'aspiration au sol SPAC Safe-Soak<sup>MC</sup> enlève rapidement les déchets liquides du sol du bloc opératoire par l'application d'une aspiration.



- Très durable : il ne sera pas endommagé si on marche dessus
- Facilement manœuvrable à pied au bloc opératoire
- Sans latex, jetable et non stérile
- L'ouverture du fond permet de recueillir le fluide à travers un matériau très absorbant qui entre en contact avec sa surface
- Le tuyau est solidement fixé sur le côté pour réduire le risque de capture de l'équipement
- Son matériau de base très absorbant permet une évacuation rapide des liquides par aspiration

## BATRIK TAPIS DE SOL ABSORBANTS SAFE-SOAK<sup>MC</sup>

Nos tapis de sol absorbants Safe-Soak<sup>MC</sup> sont conçus pour absorber rapidement et efficacement divers fluides du sol du bloc opératoire, garantissant que le sol en dessous reste antidérapant, sûr et sec pendant les procédures chirurgicales.

- Hautement absorbants
- Facilitent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, à usage unique, jetable et non stérile
- S'adaptent aux surfaces irrégulières
- Support antidérapant (tapis absorbant bleu uniquement)



### SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ABSORPTIVITÉ	DIMENSIONS	EMBALLAGE
<b>SS-20-1000</b>	Safe-Soak <sup>MC</sup> / tapis extra-absorbant blanc	4,5 L / tapis	28" x 48" (71 cm x 122 cm)	20 / boîte
<b>SS-20-2000</b>	Safe-Soak <sup>MC</sup> / tapis absorbant bleu avec support antidérapant	2,5 L / tapis	28" x 40" (71 cm x 102 cm)	20 / boîte
<b>SS-20-3000</b>	Safe-Soak <sup>MC</sup> / tapis absorbant jaune	3 L / tapis	30" x 52" (76 cm x 132 cm)	15 / boîte
<b>SS-21-1000</b>	Safe-Soak <sup>MC</sup> SPAC	S.o.	8,625" (22 cm diamètre)	12 / boîte

# BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE CLOUD-GEL<sup>MC</sup>


Nos tapis antifatigue Blue Cloud-Gel<sup>MC</sup> ont été scientifiquement conçus pour être utilisés au bloc opératoire. Ils utilisent une technologie de gel brevetée et une mousse de qualité supérieure pour offrir un confort et un soutien ultimes aux chirurgiens, aux infirmières et aux techniciens, en particulier lorsque les mouvements sont limités pendant de longues périodes.

- La technologie brevetée de la mousse Blue Cloud-Gel<sup>TM</sup> de 3/4" d'épaisseur évite l'affaissement qui se produit avec les tapis en mousse traditionnels
- S'adaptent aux pieds et les soutiennent, ce qui favorise une circulation efficace et réduit l'inconfort physique et la fatigue
- Favorisent une bonne posture tout en diminuant l'inconfort au niveau du dos, des genoux et des pieds
- Sans latex, résistants à l'eau et non absorbants
- Réutilisables, faciles à nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle (nous contacter pour plus de détails)
- Excellentes propriétés de friction lorsque des chaussons chirurgicaux humides ou secs sont portés
- Entièrement scellé par une soudure RF pour une excellente protection contre l'absorption d'humidité
- Normes américaines : conformes aux normes CALL 117 et NFPA 260
- Garantie d'un an

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
<b>800-2401</b>	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	1 / boîte
<b>800-2405</b>	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	5 / boîte
<b>800-3201</b>	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
<b>800-3203</b>	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	3 / boîte
<b>800-4801</b>	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
<b>800-4802</b>	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	2 / boîte
<b>800-7201</b>	30" X 72" / 76 cm x 183 cm (Commande spéciale)	1 / boîte


LE SAVIEZ-VOUS? DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LES TAPIS ANTIFATIGUE AMÉLIORENT LA PERFORMANCE, L'ÉNERGIE ET L'INCONFORT POSTOPÉRATOIRE.



18" X 24"



20" X 32"




20" X 48"

# BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE-CLOUD NIMBUS<sup>MC</sup>

Nos tapis antifatigue Blue-Cloud Nimbus<sup>MC</sup> sont conçus pour un usage hospitalier général. Fabriqués à partir de polyuréthane haute densité « à retour d'énergie », ils offrent un confort, un soulagement et un soutien ergonomique inégalés.

- Nos propriétés de retour d'énergie aideront à réduire les douleurs aux jambes, aux pieds, au bas du dos et les blessures liées au travail
- Un soutien plus durable, car le mélange de mousse breveté de 3/4" d'épaisseur ne s'affaisse pas comme la plupart des autres tapis antifatigue à base de mousse
- Les propriétés antimicrobiennes mélangées dans le tapis offrent une protection supplémentaire
- Une surface très résistante à l'eau n'absorbe ni l'eau ni la saleté
- Légers et faciles à nettoyer
- Le design texturé de la surface et de la base à haute traction assure une plus grande sécurité (norme américaine NFSI 101-C)
- Le bord biseauté réduit les risques de trébuchement et le dos antidérapant renforce la sécurité
- La conception durable est idéale pour les applications commerciales, tout en restant ergonomique et esthétique pour les environnements domestiques ou professionnels
- Inflammabilité/résistance aux brûlures selon le CFR 16 Parties 1630/1631
- Fabriqués avec des matériaux écologiques, non toxiques et sans latex
- Garantie de 5 ans (usage non industriel), Garantie de 4 ans (usage industriel)

BON À SAVOIR : SI DANS LES 30 JOURS VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT À 100%, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT (EXCLUANT LE TRANSPORT, LA MANUTENTION ET LES TAXES)



Disponible en taupe ou en noir

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
<b>COULEUR NOIR</b>		
809-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
809-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
809-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
809-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
809-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
809-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
809-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte
<b>COULEUR TAUPE</b>		
810-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
810-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
810-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
810-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
810-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
810-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
810-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte



IMPERIAL SURGICAL LTD.

# MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.

13" / 33 cm



17.4" / 44.2

**BREVETÉ**

## CARACTÉRISTIQUES DU PRO-

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

## REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

## SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Offre une stabilité renforcée.

## COIN SANS CAOUTCHOUC:

Offre une stabilité renforcée.

## CHARIOT LAVABLE

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

## CONCEPTION

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363	Marchepied empilable avec tapis	Noir	19" x 14" x 6"
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé	19" x 14" x 6"
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert	19" x 14" x 6"
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange	19" x 14" x 6"
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S. o.	19" x 14" x 6"

## PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité	15" x 18" x 5" (Ziplock)
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité	Ziplock Based on Quantity ordered


## ACCESSOIRES OPTIONNELS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 unité	34" x 17" x 7"
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte	12" x 12" x 4"
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte	12" x 12" x 8"

Coins sans caoutchouc



Antidérapant




OR-3693

BATRIK

# TOURNY<sup>MC</sup> + GARROTS

Nos garrots sont confortables et faciles à utiliser pour tous les patients, y compris les personnes âgées, les personnes sous-alimentées, les enfants et les nouveau-nés.



## COULEURS DISPONIBLES



- Disponibles en différentes tailles, y compris des tailles compactes, qui sont pratiques pour les plateaux de phlébotomie
- Le matériau innovant sans latex a une texture plus confortable pour les patients, exerce moins de stress sur la peau et protège le personnel hospitalier et les patients des allergènes du latex

## AVANTAGES DE L'UTILISATION UNIQUE

- Réduction du risque de contamination croisée (de patient à patient ou de patient à prestataire de soins)
- Réduction du risque de propagation des infections nosocomiales
- Peut améliorer la conformité de votre établissement à la norme 1910-1030 (d) (1) de l'OSHA concernant « les agents pathogènes transmissibles par le sang »

POUR VOTRE COMMODITÉ :  
25 UNITÉS PAR ROULEAU  
VIENNENT DANS UNE BOÎTE  
DISTRIBUTRICE POUR UN  
ACCÈS FACILE



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
K-002	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 / sachet
K-004	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	100 / boîte
K-009	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Bleu	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-010	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Blanc	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-400	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-400PB	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-100	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Assortis (3 rouleaux de chacun) Bleu, orange, vert et rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	12 rouleaux 300 / boîte
K-254	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	250 / boîte
K-2-18RL	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-18PBRL	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-3-18RL	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Vert	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-6-18RL	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-7-18RL	TOURNY <sup>MC</sup> + Non stérile	Orange	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-29RL	TOURNY <sup>MC</sup> + longue non stérile	Bleu	1" x 29.5" / 2.5 cm x 75 cm	1 rouleau



# SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> | SOFT LINE<sup>MC</sup>


SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> SOFT LINE<sup>MC</sup> DE BATRIK SONT FABRIQUÉS AU CANADA À PARTIR D'UN TISSU DE POLYPROPYLENE DE HAUTE QUALITÉ DE 35 G/M<sup>2</sup> ET D'ÉLASTIQUES 100 % SANS LATEX POUR UNE PERFORMANCE ET UNE DURABILITÉ SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER. NOTRE BANDE ANTIDÉRAPANTE RÉDUIT LE RISQUE DE GLISSEMENT ET NOTRE CONCEPTION INTELLIGENTE PERMET DE LES ENFILER ET DE LES ENLEVER FACILEMENT, ET DE

## TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT<sup>MC</sup> :

LA SOFT LINE<sup>MC</sup> INTÈGRE LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT<sup>MC</sup> QUI CRÉE UNE BARRIÈRE DE PROTECTION ET OFFRE UNE RÉPULSION DE BASE CONTRE LES CONTACTS ACCIDENTELS AVEC LES LIQUIDES. ELLE N'EST NI IMPERMÉABLE

## SEMELLES ANTIDÉRAPANTES:

NOS SEMELLES ANTIDÉRAPANTES RÉDUISENT LE RISQUE DE GLISSEMENT GRÂCE À UNE **TRIPLE SOUDURE ULTRASONIQUE** QUI AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET PERMET UN MONTAGE ET UN DÉMONTAGE FACILES.



FABRIQUÉS AU CANADA 

## NOTRE SOFT LINE<sup>MC</sup> EST PARFAITE POUR :



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX



LABORATOIRES



SITES DES




PRODUCTION

## SUCETTE BLEUE | **SOFT LINE**<sup>MC</sup>



### POURQUOI VOUS AIMEREZ LA **SOFT LINE**<sup>MC</sup> :

- LES DEUX COUVRE-CHAUSSURES SONT FABRIQUÉS AU CANADA AVEC UN TISSU EN POLYPROPYLÈNE DE 35 G/M<sup>2</sup> DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DES ÉLASTIQUES 100 % SANS LATEX FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS<sup>1</sup>.
- CETTE LIGNE A ÉTÉ TESTÉ ET EST CONFORME À LA NORME IEST-RP-CC003.4.
- AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE.




DISPONIBLE EN DEUX TAILLES

## GOMME BALLOUNE ROSE | **SOFT LINE**<sup>MC</sup>



### SOUTENIR UNE CAUSE, PORTER DU ROSE :

- UNE PARTIE DE NOS VENTES DE COUVRE-CHAUSSURES GOMME BALLOUNE ROSE SERA REMISE À UNE ŒUVRE DE BIENFAISANCE POUR AVANCER LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN. AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE EN CHOISSANT LES COUVRE-CHAUSSURES ROSE SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> !



## SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>SC-1210-PB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 1000 unités (10 sacs de 100 unités)	20" x 16" x 16"
<b>SC-1216-PDB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	16.25" x 8.875" x 18.75"
<b>SC-1216-PB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19.5" x 19.5" x 14.25"
<b>SC-1226-PDB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Shoe size 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	17.25" x 9.375" x 21.75"
<b>SC-1220-PB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Shoe size 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	22" x 16" x 16"
<b>SC-1616-PDB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	16.25" x 8.875" x 18.75"
<b>SC-1616-PB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Soft Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	19.5" x 19.5" x 14.25"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

<sup>1</sup>DE NOMBREUX FOURNISSEURS AFFIRMENT QUE LEURS PRODUITS SONT SANS LATEX, MAIS CELA NE CONCERNE SOUVENT QUE LE TISSU ET NON LES ÉLASTIQUES UTILISÉS. NOUS ACHETONS NOS ÉLASTIQUES SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> AUX ÉTATS-UNIS POUR NOUS ASSURER QUE NOS COMPOSANTS SONT ENTIÈREMENT CONFORMES EN TANT QUE PRODUIT 100 % SANS LATEX.



# GRIPPEEZ SHOOZ™


*COUVRE-CHAUSSURES FIABLES, DURABLES ET VÉRITABLEMENT ANTIDÉRAPANTS, CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS.*

Les **ShoozCovers™ Grippez** offrent une protection et une traction exceptionnelles pour les professionnels qui travaillent dans des environnements exigeants. Avec leur protection imperméable, nos couvre-chaussures assurent sécurité et hygiène sans compromettre la qualité. Ils sont la solution idéale pour les travaux difficiles.

FABRIQUÉ AU CANADA 

## POURQUOI CHOISIR GRIPPEEZ

- **Adhérence sur laquelle vous pouvez compter** : Un revêtement en caoutchouc haute performance assure une traction supérieure sur les surfaces mouillées, huileuses et irrégulières.
- La technologie **Shooz-Repellent™** offre une protection imperméable et une répulsion contre les contacts accidentels avec des liquides.
- Matériau de haute qualité fabriqué aux **États-Unis**, avec des **élastiques sans latex**.



## PARFAIT POUR:



AÉROSPATIAL



INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE



SITES PÉTROLIERS, GAZIERS ET



CHANTIERS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION



# GRIPPEEZ SHOOZ™ PARFAIT POUR TOUT LE MONDE:

- **Ajustement rapide et fiable:** Le matériau extensible garantit un ajustement sécurisé et facile à enfiler. La finition spéciale protège contre les surfaces glissantes.
- **Sécurité renforcée:** Le matériau antidérapant offre une adhérence fiable sur toutes les surfaces, aidant à prévenir les glissades dans les zones critiques.
- Disponible en **taille extra-large**, adaptée aux bottes en acier de **taille 15 pour hommes**.
- **Disponible en deux couleurs:** Gecko Bleu Marine et Rhinocéros Gris

## RHINO GRIS



## GECKO BLEU MARINE



### PRODUCT SELECTION:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>SC-29312-NPDB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 boîte distributrice de 150 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
<b>SC-29312-NPB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	Universelle Pointure 12-15 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16"x 13.375"x 10"
<b>SC-29322-NPDB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 boîte distributrice de 120 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
<b>SC-29322-NPB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16"x 13.375"x 10"
<b>SC-22212-NPDB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Pointure 12-15 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 boîte distributrice de 150 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
<b>SC-22212-NPB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16"x 13.375"x 10"
<b>SC-22222-NPDB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 boîte distributrice de 120 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
<b>SC-22222-NPB</b>	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16"x 13.375" x 10"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.



# SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> | COATED LINE<sup>MC</sup>

## RESTEZ SEC :

NOTRE GAMME Batrik SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> COATED LINE<sup>MC</sup> EST FABRIQUÉE D'UN MÉLANGE DE POLYPROPYLENE ET DE POLYÉTHYLENE DE ~55 G/M<sup>2</sup>, OFFRANT UNE HAUTE QUALITÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU.<sup>1</sup> IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS OÙ UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES FLUIDES EST

## UNE TECHNOLOGIE À TROIS SOUDURES :

CES COUVRE-CHAUSSURES SONT RENFORCÉS PAR DES **TRIPLES SOUDURES ULTRASONIQUES**, QUI PERMET D'ASSEMBLER DES MATÉRIAUX SANS AVOIR RECOURS À DES ADHÉSIFS OU À DES COUTURES. CETTE TECHNIQUE **AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET RÉDUIT LES PELUCHES**, POUR DES COUVERTURES



FABRIQUÉS AU CANADA

## NOTRE COATED LINE<sup>MC</sup> EST PARFAITE POUR :



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES



SITES DES BPF



PRODUCTION ÉLECTRONIQUE

<sup>1</sup> NOTRE SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> COATED LINE<sup>MC</sup> RÉSISTE À TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS.

## GUIMAUVE BLANCHE | COATED LINE<sup>MC</sup>



### POURQUOI VOUS AIMEREZ LA COATED LINE<sup>MC</sup> :

- **PROTECTION SUPÉRIEURE GRÂCE À NOTRE MÉLANGE UNIQUE DE TISSUS** QUI PROTÈGE NON SEULEMENT CONTRE L'EAU, MAIS AUSSI CONTRE TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS, CE QUI EN FAIT LE CHOIX IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS OÙ LES DÉVERSEMENTS ET LES FUITES SONT UNE PRÉOCCUPATION.
- **LES ÉLASTIQUES AUTOUR DE LA CHEVILLE CRÉENT UN AJUSTEMENT SOLIDE ET SÉCURITAIRE**, CE QUI EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX OÙ UN COUVRE-CHAUSSURE MAL PLACÉ POURRAIT ENTRAÎNER UNE CONTAMINATION OU DES BLESSURES.
- **CONCEPTION INTELLIGENTE AVEC UNE GRANDE OUVERTURE**, OFFRANT



DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POLYVALENTES

### SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>SC-2112-NPB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Coated Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13.375" x 10"
<b>SC-2112-NPDB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Coated Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"
<b>SC-2122-NPB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Coated Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13.375" x 10"
<b>SC-2122-NPDB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Coated Line <sup>MC</sup> <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

# SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> | TOUGH LINE<sup>MC</sup>

## EXTRA-LARGE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES: ———


NOTRE BATRIK SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> TOUGH LINE<sup>MC</sup> EST DISPONIBLE DANS LA TAILLE EXTRA-LARGE QUI S'ADAPTE À UNE BOTTE À EMBOUT D'ACIER DE TAILLE 15 POUR HOMME, OFFRANT UNE COUVERTURE ET UNE PROTECTION OPTIMALE PENDANT QUE

## UNE MEILLEURE DURABILITÉ:

CES COUVRE-CHAUSSURES SONT FABRIQUÉS AVEC NOTRE TISSU LE PLUS ÉPAIS À CE JOUR ! FABRIQUÉES EN POLYPROPYLÈNE DE ~55 G/M<sup>2</sup>, CES COUVRE-CHAUSSURES TRÈS DURABLES OFFRENT UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, AUGMENTENT LA



TAILLES DE CHAUSSURES 12-15 (45-49.5 EU)



FABRIQUÉS AU CANADA 



## NOTRE TOUGH LINE<sup>MC</sup> EST PARFAITE POUR :



MAISONS OU  
BÂTIMENTS  
COMMERCIAUX



PROTECTION  
CONTRE LA BOUE  
ET LA GRAISSE



ÉTABLISSEMENTS  
MÉDICAUX



LABORATOIRES  
PHARMACEUTIQUES

<sup>1</sup> SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> SONT PLUS LONGS (42 & 47CM) POUR UNE SÉLECTION PRÉCISE DES TAILLES DE CHAUSSURES.



## RÉGLISSE NOIRE | **TOUGH LINE**<sup>MC</sup>

### POURQUOI VOUS AIMEREZ LA **TOUGH LINE**<sup>MC</sup> :

- **TRIPLE SOUDURE ULTRASONIQUE DURABLE** POUR RÉDUIRE LES GASPILLAGES
- **LES ÉLASTIQUES SANS LATEX DE HAUTE QUALITÉ FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS SONT TRIPLEMENT RENFORCÉS** POUR RESSERRER LE COUVRE-CHAUSSURE AUTOUR DE VOTRE PIED ET ASSURER UN AJUSTEMENT SOLIDE ET SÉCURISÉ.<sup>2</sup>
- **LE NOMBRE DE PARTICULES A ÉTÉ TESTÉ ET EST CONFORME À LA NORME IEST-RP-CC003.4**
- **LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT™ OFFRE UNE RÉPULSION DE**



XL

DISPONIBLE EN EXTRA LARGE

### À TOUT MOMENT, PARTOUT :



### SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>SC-1922-PB</b>	ShoozCovers <sup>MC</sup> - Tough Line <sup>MC</sup> ~55 glm <sup>2</sup> tissu non tissé en polypropylène	Réglisse noire	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 200 unités (2 sacs de 100 unités)	16" x 13.375" x 10"

**EMBALLAGE ALTERNATIF :** Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

<sup>2</sup> DE NOMBREUX FOURNISSEURS AFFIRMENT QUE LEURS PRODUITS SONT SANS LATEX, MAIS CELA NE CONCERNE SOUVENT QUE LE TISSU ET NON LES ÉLASTIQUES UTILISÉS. NOUS ACHETONS NOS ÉLASTIQUES SHOOZCOVERS<sup>MC</sup> AUX ÉTATS-UNIS POUR NOUS ASSURER QUE NOS COMPOSANTS SONT ENTIÈREMENT CONFORMES EN TANT QUE PRODUIT 100 % SANS LATEX.

<sup>3</sup> LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT™ OFFRE UNE RÉPULSION DE BASE EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC UN LIQUIDE. ELLE N'EST NI IMPERMÉABLE NI RÉSISTANTE À L'EAU.

BATRIK

# CALE-DENTS BO2<sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE


## AVEC ADMINISTRATION D'OXYGÈNE PAR VOIE NASALE

Nos cale-dents BO2<sup>MC</sup> améliorent considérablement la sécurité des patients en fournissant une oxygénation supplémentaire pendant l'endoscopie gastro-intestinale, en prévenant l'hypoxie chez les patients sous sédation et en assurant un confort supérieur aux patients.

- Gain de temps et d'argent en éliminant la nécessité de disposer de broches nasales et de masques à oxygène séparés
- Conçus pour être exempts de bords tranchants afin d'assurer le confort et la sécurité des patients
- Disponibles exclusivement en usage unique
- Une sangle de maintien est disponible en option pour garantir un ajustement sûr
- Les cale-dents et les bandes de rétention optionnelles sont tous sans latex, sans plomb et sans DEHP

**BO2**  
(FACE AVANT)

**BO2**  
(FACE ARRIÈRE)



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>BO2</b>	Usage unique	18 mm / 54FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>BO2-N</b>	Usage unique	18 mm / 54FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"

# BATRIK CALE-DENTS BITESTRONG<sup>MC</sup> POUR ENDOSCOPIE

## CALE-DENTS POUR ADULTES ET ENFANTS

Nos cale-dents Bitestrong<sup>MC</sup> offrent un passage sûr dans la bouche du patient pendant l'ETO, protégeant ainsi les dents et l'endoscope du patient.

Notre procédé de moulage assure une finition lisse sans bords tranchants (ébarbage) qui peuvent souvent irriter la bouche du patient. Tous les cale-dents sont emballés individuellement dans des sachets en PE scellés et faciles à ouvrir, et sont sans latex, sans plomb et sans DEHP. Des sangles supplémentaires sont disponibles, si nécessaire.

### USAGE UNIQUE


- Disponibles sans rétention dentaire

### RÉUTILISABLE

- Conçus pour un usage répété et résistant aux cycles de stérilisation chimique et à la vapeur couramment pratiqués (134 °C / 275 °F).
- Disponibles avec ou sans sangle ajustable



B5



B1



B3



B4



B6

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>B1</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B1-25</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sangle incluse	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B1-N</b>	Usage unique <a href="#">Enfants</a>	16 mm / 48FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-N</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-SA</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, avec une sangle <u>attachée</u> sur un côté	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-NDR</b>	Usage unique	20 mm / 60FR, sans bord de rétention dentaire	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B3-NDR-N</b>	Usage unique	Same as B3-N, sans bord de rétention dentaire, sans sangle.	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B4</b>	Usage unique	19 mm / 60FR	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B4T</b>	Usage unique	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B4T-N</b>	Usage unique	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6T</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6T-N</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	100 / boîte	10" x 10" x 10"
<b>B6-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B6T-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sangle incluse	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B6T-N-25</b>	Réutilisable	19 mm / 60FR, sans sangle	25 / boîte	10" x 7" x 7"
<b>B5</b>	Usage unique	Sangles de cale-dents 21,7" x 0,79" / 55 cm x 2 cm	100 / boîte	10" x 13" x 1.5"

BATRIK


# PROTECTEURS DE VALVES COUVRETTE<sup>MC</sup>

Nos protecteurs de valves Couvrette<sup>MC</sup> éliminent le besoin de nettoyage et de retraitement manuel des valves réutilisables. Nos protecteurs de valves à usage unique réduisent efficacement la contamination croisée entre les patients et réduisent également les fuites de liquide des pièces pendant les procédures.

- S'adaptent facilement et solidement à toutes les valves
- Réduisent le risque d'erreurs
- Usage unique
- Non stérile
- Sans latex

C O N S E I L : LES PROTECTEURS  
DE VALVES RÉUTILISABLES SONT  
NOTOIREMENT DIFFICILES

À NETTOYER. GAGNEZ DU TEMPS  
ET RÉDUISEZ LES RISQUES GRÂCE  
À COUVRETTE<sup>MC</sup>



BIENTÔT DISPONIBLE !



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	EMBALLAGE	
16-0002	Protecteur de valve à biopsie - Olympus <sup>MD</sup>	Bleu	100 / boîte	
16-0004	Protecteur de valve à biopsie - Pentax <sup>MD</sup>	Rouge	100 / boîte	
16-0022	Protecteur de valve à biopsie - Olympus <sup>MD</sup> et Fujinon <sup>MD</sup>	Bleu	100 / boîte	BIENTÔT DISPONIBLE !
16-0044	Protecteur de valve à biopsie - Pentax <sup>MD</sup>	Rose	100 / boîte	BIENTÔT DISPONIBLE !


REMARQUE : Contactez-nous pour vérifier la compatibilité avec votre champ d'application



# BATRIK BROSSES DE CANAL DAYBRUSH<sup>MC</sup> RÉUTILISABLES

Nos brosses de canal DayBrush<sup>MC</sup> réutilisables peuvent être utilisées pour nettoyer les endoscopes pendant une journée entière. En fait, il a été prouvé qu'elles permettent de nettoyer efficacement jusqu'à 10 endoscopes avant de devoir les mettre au rebut\*.

- L'embout souple assure une manipulation facile dans le canal sans risque de dommage
- L'extrémité arrière est scellée et adoucie pour éviter que le fluide ne soit emprisonné dans le tube. Le processus d'adoucissement permet également d'éviter les dommages si la brosse de nettoyage est utilisée à l'envers.
- Peuvent être stérilisées à la vapeur.
- Le volume des poils est de 20 mm de long, soit près du double de la plupart des brosses du marché. Une grande brosse permet un meilleur contact avec la surface pendant le processus de nettoyage.
- Économies importantes par utilisation par rapport aux autres brosses de nettoyage de canal réutilisables ou jetables.



(\* ) À jeter après le nettoyage de 10 endoscopes ou plus tôt si une dégradation de la brosse est constatée. Après dix applications, la brosse peut avoir l'apparence de pouvoir continuer à nettoyer efficacement, mais nous déconseillons une utilisation prolongée en raison du risque de contamination croisée. Le nombre réel d'utilisations variera en fonction de la manipulation et du traitement

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINE (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
30-18050-T	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Simple
30-23050-2T	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,07" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate (emballage : boîte de 40). Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails.

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).


Applicable sur tous les modèles.

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve.

# BATRIK BROSSES DE CANAL ARC<sup>MC</sup> USAGE UNIQUE

BATRIK propose l'une des plus grandes sélections de brosses de nettoyage de canal d'endoscopie de l'industrie. Nos brosses sont disponibles dans une variété de longueurs, de matériaux et de styles pour s'adapter à la plus large gamme de dispositifs endoscopiques utilisés dans le secteur des soins de santé aujourd'hui.

Quelles que soient vos exigences, vous pourrez trouver la brosse qui convient à vos besoins spécifiques. Si vous ne trouvez pas la brosse dont vous avez besoin, il vous suffit de nous appeler. Nous avons plus de 50 brosses différentes disponibles et pouvons les fabriquer sur-mesure selon vos spécifications précises.



Un embout en éventail protège le canal de biopsie contre les dommages, contrairement aux embouts à bille métallique qui peuvent rayer ou se déloger complètement dans le canal

Des têtes de brosse au moins 25 à 75 % plus longues que celles de la plupart des concurrents

Sans Latex

La densité des poils et la longueur de la brosse augmentent le contact avec la surface pour un nettoyage plus efficace

La gaine est fixée à la brosse par une soudure brevetée (sans colle) et garantie de ne pas se séparer

Pas de manche à l'extrémité de la brosse pour qu'elle passe complètement dans le canal pour un nettoyage supérieur

Disponible en 2 matériaux différents :  
**Polypropylène** : La norme de l'industrie offre une excellente flexibilité et un faible coût  
**Delrin** : Plus rigide pour faciliter l'insertion et la manipulation, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources. Veuillez noter que toutes les brosses de petit diamètre sont proposées exclusivement avec Delrin.

## LES COMPLÉMENTS FACULTATIFS DU KIT

AJOUTER LE SUFFIXE :

« F » pour recevoir un ensemble avec notre éponge plate (emballage : boîte de 40). Applicable sur certains modèles seulement, appelez-nous pour plus de détails.

« K » pour recevoir un ensemble avec la brosse de nettoyage à usage unique pour valve/contrôle 5/11 à double extrémité (article n° 27-57787).

Applicable sur tous les modèles.

« FK » pour recevoir à la fois l'éponge et les brosses de nettoyage de la valve.

## SÉRIES 333 ET 311



### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
311-23050	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-23050-2	90" / 230 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Double
311-18050	70" / 180 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
311-10050	39" / 100 cm	0,94" / 24 mm	0,20" / 5 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,85 MM - POLYPROPYLENE ROSE VIF

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
333-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Simple
333-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,073" / 1,85 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 300 ET 322



### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 5 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
300-18050	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
300-23050-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20" / 5 mm	0,070" / 1,75 mm	Double



EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CONIQUES 5/6 MM - GAINÉ Ø 1,75 MM - DELRIN GRIS MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
322-23056	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Simple
322-23056-2	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,20", 0,24" / 5, 6 mm	0,070" / 1,75 mm	Double

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 344





### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 3 MM - GAINÉ Ø 1,55 MM - DELRIN VIOLET MÉTALLIQUE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
344-23030	90" / 230 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-18030	70" / 180 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple
344-10030	39" / 100 cm	0,79" / 20 mm	0,12" / 3 mm	0,060" / 1,55 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

## SÉRIES 35



### SÉLECTION DE PRODUITS

#### BROSSES CYLINDRIQUES 2,5 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23025	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12025	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,098" / 2,5 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte

#### BROSSES CYLINDRIQUES 2 MM - GAINÉ Ø 1,00 MM - DELRIN JAUNE

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	GAINÉ (Ø)	EXTRÉMITÉS DE LA BROSSE
35-23020	90" / 230 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-12020	47,2" / 120 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple
35-18020	70,8" / 180 cm	0,59" / 15 mm	0,079" / 2,0 mm	0,039" / 1,00 mm	Simple

EMBALLAGE : 50 / boîte




# BATRIK BROSSES POUR VALVE/CONTRÔLE


27-05197



27-57787



40-18511



36-10010



27-15311




## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE 1	LONGUEUR DE LA BROSSE 2	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)
<b>27-05197</b>	Double trompette 5/7 Couleur blanche	5,00"/13 cm	0,20"/5 mm	1,00"/25 mm	0,20"/5 mm	0,28"/7 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-05197-50						
<b>27-57787</b>	Double universelle 5/11 Couleur jaune	6,00"/15 cm	1,18"/30 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-57787-50						
<b>40-18511</b>	Double universelle 5/11 Extra longue couleur bleue	8,07"/20,5 cm	1,57"/40 mm	0,79"/20 mm	0,43"/11 mm	0,20"/5 mm
EMBALLAGE : sac de 3 (réutilisable et pouvant être stérilisé à la vapeur). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser article # 40-18511-50						
<b>36-10010</b>	Une seule grande extrémité Couleur rouge	4,3"/11 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 36-10010-50						
<b>27-15311</b>	Une seule grande extrémité Couleur bleue	4"/10,3 cm	1,57"/40 mm	S. o.	0,39"/10 mm	S. o.
EMBALLAGE : sac de 3 (usage unique recommandé). EMBALLAGE EN VOLUME : sac de 50 unités utiliser le n° d'article # 27-15311-50						

BATRIK

# BROSSES DE NETTOYAGE EXTERNE V-BRUSHES

Nos brosses de nettoyage externe pour endoscopes/instruments optiques offrent d'excellentes capacités de nettoyage. Avec leurs poils en forme de U uniques et leur conception innovante, nos brosses sont l'outil ultime pour nettoyer l'extérieur de vos instruments endoscopiques. Dépourvues d'extrémités pointues ou métalliques pouvant rayer ou endommager des équipements de valeur, les modèles à usage unique et réutilisables ne contiennent pas de latex et sont dotés de poignées ergonomiques.



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE/(Ø)	LONGUEUR DE LA POIGNÉE (Ø)	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE
<b>36-20005</b>	Brosse de nettoyage externe à usage unique	70 mm / 25 mm	80 mm / 3 mm	150 mm	50 / boîte
<b>36-20010</b>	Brosse de nettoyage externe réutilisable	90 mm / 25 mm	120 mm / 12 mm	210 mm	3 / sachet

NEW!  
BATRIK


# TAG-IT<sup>MC</sup> | NOTES

## QUAND UNE SIMPLE RÉPARATION NE SUFFIT PAS — IDENTIFIEZ, INDIQUEZ, POSSÉDEZ!

Les notes Tag-It<sup>MC</sup> offrent la liberté permettent d'identifier et de documenter les instructions relatives aux pour les instruments, les aux plateaux et aux les chariots avant et après la stérilisation. Les notes Tag-It<sup>MC</sup> sont résistantes aux déchirures, supportent les produits chimiques extrêmes, les températures élevées, et assurent une communication fiable.

### POURQUOI VOUS LES AIMEREZ:

- Les notes Tag-It<sup>MC</sup> vous donnent la liberté de documenter clairement les informations importantes **sans encombrement**.
- Des **attaches résistantes et faciles** à utiliser, conçues pour s'attacher solidement aux instruments (testées à 134°C et évaluées pour les produits chimiques).
- Inclut un marqueur permanent **résistant à la chaleur** pour écrire vos notes importantes.
- Choisissez parmi **d'autres cartes personnalisables** pour des besoins spécifiques ou des cartes **préfabriquées** pour une utilisation rapide et pratique.
- Lorsque vous avez besoin de plus qu'une simple étiquette « réparation » ou « aiguisage » pour identifier un problème, **identifiez-le, étiquetez-le, faites-le vôtre**.




#### IMPERMÉABLE

Le papier synthétique résiste aux écoulements et à l'exposition aux liquides sans aucun dommage.



#### ÉCOLOGIQUE

Fabriqué à partir de matériaux durables et recyclables.



#### RÉSISTANT À LA CHALEUR

Peut résister à des températures élevées jusqu'à 273,2°F (134°C). Compatible avec la stérilisation au plasma gazeux (STERRAD® 100 NX).



#### DURABLE ET RÉSISTANT AUX DÉCHIRURES

Résiste aux nettoyages rigoureux, aux conditions difficiles et aux déchirures.

### PRODUCT SELECTION

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-NOTE-RO	Jaune	NOTES	3" x 5" / 8 cm x 13cm	100 / Paquet

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

**TAG-IT™**

Les cartes Tag-It sont un moyen facile d'ajouter des informations, qu'elles soient pré-imprimées ou non remplies. Ces étiquettes durables optimisent votre flux de travail, résistent à des conditions difficiles et comportent des points indicateurs (en option) pour une vérification rapide. Ces étiquettes aident à garder les instruments, les plateaux et les chariots organisés, garantissant ainsi l'efficacité avant et après la stérilisation/décontamination.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- **Marqueur permanent spécial:** L'encre ne coule pas et se brouille pas après une exposition à des produits chimiques ou à une stérilisation à haute température (max. 260° C/500°F).
- **Attaches autobloquantes:** Aident à sécuriser les étiquettes sur presque tout instrument ou contenant. (Ces attaches ont été testées pour la stérilisation chimique et à la vapeur).
- **Autres Tag-It™:** ne rétrécit pas, n'absorbe pas l'eau ni les produits chimiques, et ne perd pas son intégrité après une stérilisation chimique ou à la vapeur.



**(Optionnel)**  
**Toutes les étiquettes disponibles avec des points indicateurs**  
 Fournit une confirmation visuelle que l'étiquette a été traitée.



## SÉLECTION D'ÉPILÉS:

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-3502	Bleu	FOURNISSEUR	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3503	Vert	PRÊT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3504	Rouge	PRIORITÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3505	Jaune	RE-PASSER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3506	RoseM	MANQUANT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3507	Orange	BRISÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3509	NoirV	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B1	Blanc	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B4	Rouge	BRISÉ NE PAS UTILISER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35C22	Bleu clair	FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35L3	Vert	PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35T2	Bleu	RETOUR RAPIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-PM09	NoirM	ARQUEURS PERMANENTS FINS	1.5" Ø x 5.5" / 3.81cm Ø x 12.7 cm	36 / sac

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "ST" à la fin du code pour les points de vapeur.


POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "PL" à la fin du code pour les points de plasma.



SÉLECTION DE PRODUITS : (personnalisation également disponible)

**FOURNISSEUR / BLEU**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3502	3" x 5" (8 cm x 13cm)




**NOTES / JAUNE**

ARTICLE #T	AILLE
TI-NOTE-RO	3" x 5" (8 cm x 13cm)

**PRÊT/ VERT**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3503	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**VIDE / BLANC**

ARTICLE #T	AILLE
TI-35B1	3" x 5" (8 cm x 13cm)

**PRIORITÉ/ ROUGE**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3504	3" x 5" (8 cm x 13cm)




**BRISÉ NE PAS UTILISER / ROUGE**

ARTICLE #T	AILLE
TI-35B4	3" x 5" (8 cm x 13cm)

**RE-PASSER / JAUNE**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3505	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE / BLEU**



ARTICLE #	TAILLE
TI-35C22	5" x 3" (13 cm x 8 cm)

**MANQUANT / ROSE**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3506	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT**



ARTICLE #	TAILLE
TI-35L3	5" x 3" (13 cm x 8 cm)



**BRISÉ / ORANGE**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3507	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**VIDE / NOIR**

ARTICLE #T	AILLE
TI-3509	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**RETOUR RAPIDE / BLEU**

ARTICLE #T	AILLE
TI-35T2	3" x 5" (8 cm x 13cm)

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

# TAG-IT<sup>MC</sup> | SCOPE

Les étiquettes Batrik Scope sont résistantes à la déchirure, ce sont des étiquettes recto-verso qui se révéleront indispensables tout au long du processus de retraitement. Nos étiquettes facilitent l'enregistrement d'informations importantes, y compris les dates de retraitement, grâce à une fonction conviviale qui vous permet de sélectionner le mois, le jour et la date. Fabriquées en papier synthétique imperméable, ces étiquettes présentent une conception auto-bouclante, ce qui les rend faciles à attacher au scope sans nécessiter de matériaux supplémentaires. Rehaussez vos protocoles de retraitement avec Batrik !

## SÉLECTION DE DATE

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Les étiquettes comprennent le mois, le jour et la sélection de date, ce qui permet de marquer la date de retraitement avec précision



## CLASSÉS PAR COULEUR

- Disponibles en sept couleurs différentes
- Les étiquettes simplifient le processus de codage couleur

## FONCTION AUTO-BOUCLANTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires


## À USAGE UNIQUE ET SANS LATEX

- Les étiquettes Scope sont spécialement conçues pour être utilisées une seule fois et sont fabriquées sans latex
- Réduit le risque de contamination croisée

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEURS	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-ST05	Jaune	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST02	Bleu	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST03	Vert	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST07	Orange	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST06	Mauve	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST04	Rouge	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST01	Blanc	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.



**NOUVEAU!**  
**BATRIK**

# TAG-IT<sup>MC</sup> | RETRAITEMENT SCOPE

Les étiquettes Retraitement Scope sont durables et peuvent résister à la manipulation lors du retraitement sans se déchirer, garantissant ainsi que les informations restent intactes. Ces étiquettes sont essentielles pour enregistrer des informations importantes telles que la date de retraitement, le modèle et le numéro de série du scope, le type de stérilisateur, la conformité aux conditions des paramètres du stérilisateur, la purge à l'alcool et la date de suspension. Ces étiquettes ont été méticuleusement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et contribuer à offrir le plus haut standard de soins aux patients.




**TI-RST**

### NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES

- Facilitent la tâche du personnel pour indiquer quand l'endoscope a été retraité
- Fournit une référence visuelle pour la planification future du retraitement
- Les informations clés liées au scope, au technicien et au cycle sont facilement rapportées et identifiées

### CONCEPTION INTELLIGENTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires
- Une flexibilité qui permet une adaptation à différentes zones de l'endoscope
- Inclus une section à code-barres



**TI-MPB**



\*Convient pour une utilisation à diverses fins de marquage d'informations

## SÉLECTION DE PRODUITS



N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
<b>TI-RST</b>	ÉTIQUETTE RETRAITEMENT SCOPE	3" x 10.5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT
<b>TI-MPB</b>	ÉTIQUETTE VIDE UNIVERSELLE	3" x 10.5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.


# BATRIK TAPIS EN SILICONE À POINTES

Notre tapis en silicone à pointes permet de protéger et d'organiser les instruments chirurgicaux délicats en vue de leur stérilisation. Les picots surélevés assurent une meilleure ventilation et un meilleur séchage, ce qui réduit considérablement la collecte d'humidité résiduelle.

- Réutilisable
- Autoclavable
- Sans latex



**CÔTÉ AVANT**  
Des pointes maintiennent les instruments en place en toute sécurité



**CÔTÉ ARRIÈRE**  
De nombreux trous et des nœuds surélevés assurent une meilleure ventilation et réduisent la collecte d'eau

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
<b>13-2001</b>	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	1 unité
<b>13-2005</b>	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	5 unités

BON À SAVOIR:  
DES TAILLES  
PERSONNALISÉES  
SONT DISPONIBLES  
SUR DEMANDE



# BATRIK CORNER POCKETS<sup>MC</sup>


Avec trois modèles au choix, notre portefeuille Corner Pockets<sup>MC</sup> constitue une gamme vraiment complète de produits conçus pour prévenir les déchirures associées aux coins ou pieds aigus des plateaux chirurgicaux.



COULEUR	BLEU	ORANGE	ROSE
USAGE	USAGE UNIQUE	RÉUTILISABLE <i>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</i>	RÉUTILISABLE <i>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</i>
DIMENSIONS	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	3,4" x 4,7" (8,5 cm x 12 cm)
SANS LATEX	✓	✓	✓
PAS DE RÉTENTION D'HUMIDITÉ	✓	✓	✓
FABRICATION	Plastique souple de type silicone	Plastique souple de type silicone	Notre plastique le plus flexible pour un placement plus facile et une protection des plus sûres

# SOFT POCKETS<sup>MC</sup>

Nos coins protecteurs en mousse Soft Pockets<sup>MC</sup> sont fabriqués en mousse haute densité pour amortir et protéger efficacement les coins des plateaux chirurgicaux afin d'éviter les déchirures. Ils sont particulièrement utiles pour les ensembles d'instruments plus lourds.



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>18-CP02*</b>	Corner Pockets <sup>MC</sup> <i>Usage unique, bleu</i>	240 / sac
<b>18-EVAL2*</b>	Corner Pockets <sup>MC</sup> <i>Usage unique, bleu</i>	24 / sac
<b>18-CP07</b>	Corner Pockets <sup>MC</sup> <i>Réutilisable, orange</i>	80 / sac
<b>18-CORNER</b>	Corner Pockets <sup>MC</sup> <i>Réutilisable, orange</i>	320 / boîte (4 sacs de 80 unités)
<b>18-EVAL7</b>	Corner Pockets <sup>MC</sup> <i>Réutilisable, orange</i>	24 / sac
<b>18-CP06</b>	Corner Pockets <sup>MC</sup> <i>Réutilisable, rose</i>	80 / sac
<b>18-CPF-02</b>	Soft Pockets <sup>MC</sup> <i>Protecteurs de coins en mousse à usage unique</i>	80 / boîte (24 boîtes / palette)

\* Bien que le modèle de Corner Pockets<sup>MC</sup> à usage unique semble similaire au modèle réutilisable, il est mélangé différemment et n'a été validé qu'en tant que produit à usage unique. Sa réutilisation peut compromettre la stérilité.

# LILA'S Détachant pour instruments chirurgicaux

Lila's contient un mélange de poudres naturelles qui permet d'éliminer les taches difficiles.


Grâce à sa formule facile et pratique, vous pouvez obtenir des résultats impeccables à chaque fois !

Ce produit peut être utilisé sur les instruments chirurgicaux/dentaires, les autoclaves, les nettoyeurs à ultrasons, des surfaces, des plateaux et des bols en acier inoxydable, etc.

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable, le chrome, le nickel, le laiton, le cuivre et l'argent.



LSR-8501



60-46003



17-DT1213C

## L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :

1. Humidifiez un chiffon ou prenez une serviette Dura-Towel de Lila's et tamponnez dans le pot.
2. Frottez doucement la zone tachée.
3. Rincez complètement pour une apparence brillante et impeccable.<sup>2</sup>

Une petite quantité de produit peut faire une grande différence !

Même les taches difficiles sur les casseroles et poêles en acier dans la cuisine sont faciles à éliminer avec ce produit.

Si vous avez utilisé Spectra-Scrub ou le détachant pour instruments d'Integra, vous allez adorer Lila's !

## TAMPON À RÉCURER DE



- Dites au revoir aux taches difficiles avec le tampon à récurer de Lila's sans laisser de résidus métalliques.
- Il suffit d'ajouter une petite quantité de détachant Lila's Stain Remover avec l'un de nos tampons à récurer pour les très grandes surfaces.
- Ce produit, aussi doux qu'efficace, est le choix idéal pour les instruments d'ophtalmologie.<sup>1</sup>

## DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE



- Les serviettes Dura-Towel de Lila's ont une résistance durable et sont d'une composition presque non pelucheuse.
- Ces serviettes à usage unique sont certifiées pour les pièces propres et sont spécialement conçues pour l'essuyage des instruments.
- Ses dimensions idéales et ses caractéristiques uniques garantissent des performances optimales, ce qui la distingue des serviettes en papier ordinaires.

## SÉLECTION DE PRODUITS



ARTICLE #	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
LSR-8501	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S <i>Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser</i>	Ø 2.8" / 70 mm	1 Pot / Sac
LSR-8512	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S <i>Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser</i>	Ø 2.8" / 70 mm	12 Pots / Boîte
17-DT1213C	LILA'S LINGETTE DURABLE DE FAIBLE PELUCHAGE <i>1080 serviettes</i>	12" x 13" / 31 cm x 33 cm Pliée: 3" x 3.25" / 7.5 cm x 8.25 cm	90 / Sacs 12 Sacs / Boîte
60-46003	TAMPON À RÉCURER DE LILA'S	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / Sacs

1: Bien que Lila's soit totalement fiable, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les instruments ophtalmiques. Utiliser seul le tampon à récurer Lila's.  
2: Le détachant ne doit pas être mélangé à l'eau de Javel et est conçu pour une utilisation externe uniquement, pour éliminer les taches sur les instruments.

# BATRIK PROTECTEURS D'INSTRUMENTS

Nos protecteurs d'instruments protègent les extrémités et les bords des instruments pour éviter les dommages lors de la manipulation et de la stérilisation. Ils sont disponibles dans un large éventail de tailles à code couleur pour presque toutes les applications, y compris les ostéotomes, les rétracteurs, les doubles et les perforations.

- Perméables à la vapeur et au gaz
- Les protecteurs perforés réduisent le vide et l'accumulation d'humidité
- Validés pour la stérilisation sous vide\*
- Plusieurs tailles à code de couleur
- Sans latex
- Non stériles



\*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide dans un établissement de santé

## SÉLECTION DE PRODUITS


	N° D'ARTICLE RÉGULIER	N° D'ARTICLE PERFORÉ	COULEUR	DIMENSIONS
<b>RÉGULIER ET PERFORÉ/CLAIR</b>				
	<b>RC-01</b>	<b>PC-01</b>	Clair	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	<b>RC-02</b>	<b>PC-02</b>	Clair	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	<b>RC-03</b>	<b>PC-03</b>	Clair	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	<b>RC-04</b>	<b>PC-04</b>	Clair	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	<b>RC-05</b>	<b>PC-05</b>	Clair	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	<b>RC-06</b>	<b>PC-06</b>	Clair	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	<b>RC-07</b>	<b>PC-07</b>	Clair	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	<b>RC-08</b>	<b>PC-08</b>	Clair	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	<b>RC-09</b>	<b>PC-09</b>	Clair	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	<b>RC-10</b>	<b>PC-10</b>	Clair	Assortis
	EMBALLAGE : sac de 100			
<b>RÉGULIER ET PERFORÉ/TEINTÉ</b>				
	<b>RT-01</b>	<b>PT-01</b>	Blanc teinté	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	<b>RT-02</b>	<b>PT-02</b>	Bleu teinté	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	<b>RT-03</b>	<b>PT-03</b>	Vert teinté	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	<b>RT-04</b>	<b>PT-04</b>	Rouge teinté	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	<b>RT-05</b>	<b>PT-05</b>	Jaune teinté	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	<b>RT-06</b>	<b>PT-06</b>	Marron teinté	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	<b>RT-07</b>	<b>PT-07</b>	Orange teinté	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	<b>RT-08</b>	<b>PT-08</b>	Brun teinté	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	<b>RT-09</b>	<b>PT-09</b>	Noir teinté	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	<b>RT-10</b>	<b>PT-10</b>	Teinté assorti	Assortis
	EMBALLAGE : sac de 100			
<b>RÉGULIER ET PERFORÉ/SOLIDE</b>				
	<b>RS-01</b>	<b>PS-01</b>	Blanc solide	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
	<b>RS-02</b>	<b>PS-02</b>	Bleu solide	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
	<b>RS-03</b>	<b>PS-03</b>	Bleu solide	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
	<b>RS-04</b>	<b>PS-04</b>	Rouge solide	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
	<b>RS-05</b>	<b>PS-05</b>	Jaune solide	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
	<b>RS-06</b>	<b>PS-06</b>	Marron solide	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
	<b>RS-07</b>	<b>PS-07</b>	Orange solide	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
	<b>RS-08</b>	<b>PS-08</b>	Brun solide	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
	<b>RS-09</b>	<b>PS-09</b>	Noir solide	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
	<b>RS-10</b>	<b>PS-10</b>	Solide assorti	Assortis
	EMBALLAGE : sac de 100			



N° D'ARTICLE	DIMENSIONS
OP-11	0,25" x 0,75" (6,35 mm x 19,05 mm)
OP-12	0,375" x 1" (9,53 mm x 25,4 mm)
OP-13	0,5" x 1" (12,7 mm x 25,4 mm)
OP-14	0,75" x 1" (19,05 mm x 25,4 mm)
OP-15	1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm)
OP-16	1,25" x 1,25" (31,75 mm x 31,75 mm)
OP-17	1,5" x 1,5" (38,1 mm x 38,1 mm)
OP-18	1,75" x 1,25" (44,45 mm x 31,75 mm)
OP-20	Assortis


EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS D'OSTÉOTOME



N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
RGS-01	1,5" (38 mm)	55 / sac
RGS-02	2" (51 mm)	45 / sac
RGS-03	3" (76,2 mm)	40 / sac


PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS À POINTE UNIQUE



N° D'ARTICLE	COULEUR	TAILLE
RGM-01	Rose	Petit
RGM-02	Clair	Petit
RGM-03	Vert	Moyen
RGM-04	Clair	Moyen

EMBALLAGE : sac de 50


PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS WEITLANER



N° D'ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS
DG-01	Clair	0,0625" x 0,75" (1,59 mm x 19,05 mm)
DG-02	Bleu	0,078" x 0,75" (1,98 mm x 19,05 mm)
DG-03	Vert	0,109" x 0,75" (2,78 mm x 19,05 mm)
DG-04	Rouge	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
DG-05	Jaune	0,187" x 1" (4,76 mm x 25,4 mm)
DG-07	Orange	0,062" x 0,375" x 1" (1,59 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
DG-10	Assortis	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS



BATRIK

# LUBRIFIANT D'INSTRUMENTS

## PrAmLi Power<sup>3</sup> LUBE<sup>MC</sup>

Spécialement formulé pour lubrifier les instruments chirurgicaux, les charnières, les serrures de boîtes et l'équipement général pendant l'autoclavage. PrAmLi Power<sup>3</sup> LUBE<sup>MC</sup> est formulé de manière unique avec un inhibiteur de corrosion entièrement naturel.

- Il forme un revêtement protecteur qui peut prolonger la durée de vie utile de l'instrument
- Bactériostatique
- pH neutre 6,5 - 7,5
- Préviend la corrosion

CONSEIL:  
POUR UNE SOLUTION  
DE BAIN DE LAIT,  
DILUER 1 PARTIE DE  
SOLUTION DANS  
6 PARTIES D'EAU




### SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DILUTION LUBRIFIANT/EAU	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SS-21-6001	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	1 x 3,8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-6004	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	4 x 3,8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"
SS-21-6025	1 à 4 ml / L (0,125 à 0,5 oz / gallon)	2 x 9,5 L (2 x 2,5 gallons)	14.5" x 9.25" x 15"
SS-21-6032	Aucune dilution requise	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
SS-21-6012	Aucune dilution requise	12 X 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"

# BATRIK S.T.I.C.S.

Notre système S.T.I.C.S. (Simple Tracking Identification Color System) est un outil facile à utiliser, sans latex, qui vous permet d'identifier rapidement vos instruments par département et par procédure. Le ruban adhésif adhère solidement et chaque feuille de ruban adhésif est livrée avec une housse de protection pour garantir sa durée de vie.



Chaque feuille de 8,5" x 11" (216 mm x 279 mm) contient les bandes adhésives suivantes :

- 1" (25,4 mm) x 220
- 1.5" (38,1 mm) x 44
- 2" (50,8 mm) x 44
- Total du ruban adhésif par feuille 374" (9500 mm)

## SÉLECTION DE PRODUITS


COULEURS UNIES		BANDES NOIRES		BANDES BLANCHES	
N° D'ARTICLE	COULEUR	N° D'ARTICLE	COULEUR	N° D'ARTICLE	COULEUR
T-850-2-01	Blanc	T-850-3-01	Noir/bleu royal	T-850-4-02	Blanc/bleu royal
T-850-2-02	Bleu royal	T-850-3-03	Noir/vert pomme	T-850-4-03	Blanc/vert pomme
T-850-2-03	Vert pomme	T-850-3-04	Noir/rouge	T-850-4-04	Blanc/rouge
T-850-2-04	Rouge	T-850-3-05	Noir/jaune	T-850-4-05	Blanc/jaune
T-850-2-05	Jaune	T-850-3-07	Noir/orange	T-850-4-07	Blanc/orange
T-850-2-06	Violet	T-850-3-10	Noir/gris	T-850-4-08	Blanc/marron
T-850-2-07	Orange	T-850-3-11	Noir/lavande	T-850-4-11	Blanc/lavande
T-850-2-08	Marron	T-850-3-12	Noir/beige	T-850-4-13	Blanc/bleu ciel
T-850-2-09	Noir	T-850-3-13	Noir/bleu ciel	T-850-4-14	Blanc/vert citron
T-850-2-10	Gris	T-850-3-14	Noir/vert citron	T-850-4-15	Blanc/rose
T-850-2-11	Lavande	T-850-3-15	Blanc/rose	T-850-4-17	Blanc/prune
T-850-2-12	Beige	T-850-3-17	Blanc/prune		
T-850-2-13	Bleu ciel				
T-850-2-14	Vert citron				
T-850-2-15	Rose				
T-850-2-17	Prune				
T-850-2-18	Vert menthe				
		TRICOLEURE		QUATRE COULEURS	
		N° D'ARTICLE	COULEUR	N° D'ARTICLE	COULEUR
		T-850-5-51	Rouge/blanc/bleu	T-850-2-31	Rouge/jaune/violet/orange
		T-850-5-54	Rouge/noir/vert	T-850-2-32	Bleu/blanc/noir/vert
		SPÉCIALITÉ			
		N° D'ARTICLE	COULEUR		
		T-850-7-04	Jaune/rouge		

# BATRIK RUBAN D'IDENTIFICATION



Solution simple pour marquer les instruments chirurgicaux à l'aide d'un code couleur, notre ruban d'identification est durable et ne s'écaille pas. Il peut être utilisé dans des autoclaves, résistant à une exposition répétée à la stérilisation. Des tests de validation indépendants ont démontré l'efficacité de la stérilisation des instruments marqués, même sous le ruban d'identification BATRIK.

## LARGEURS DISPONIBLES



Identifie rapidement les instruments par service ou par procédure



Facile à poser



Résiste à une exposition répétée à la stérilisation



En contient plus par rouleau de bande (300" / 7620 mm)



Emballage pratique dans une boîte transparente



Non-stérile

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE 0,125" / 318 MM	N° D'ARTICLE 0,25" / 635 MM	COULEUR
T-125-01	T-250-01	Blanc
T-125-02	T-250-02	Bleu
T-125-03	T-250-03	Vert
T-125-04	T-250-04	Rouge
T-125-05	T-250-05	Jaune
T-125-07	T-250-07	Orange
T-125-09	T-250-09	Noir



# BATRIK SOLVANT DE RUBAN ADHÉSIF TAPE-B-GONE<sup>MC</sup>

**Tape-B-Gone<sup>MC</sup>** est une formule exclusive unique et prête à l'emploi qui enlève facilement les adhésifs des équipements et instruments médicaux. Contrairement à de nombreuses autres marques, **Tape-B-Gone<sup>MC</sup>** ne contient pas de produits chimiques très dangereux ou caustiques, est non inflammable ou combustible, et son utilisation est sécuritaire sur du métal, du verre, du plastique et du caoutchouc sans équipement spécial ni ventilation.



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
<b>T-08RMV</b>	Bouteille de 8 oz (237 ml)	1 unité
<b>T-32RMV</b>	Bouteille de 8 oz (237 ml)	4 / boîte
<b>T-SAMP-RMV</b>	Bouteille de 0,5 oz (15 ml)	1 unité

BATRIK

# CADENAS DE SÉCURITÉ

Nos cadenas de sécurité pour les conteneurs d'instruments et les applications hospitalières générales sont spécialement conçus pour le marché des soins de santé. Notre sélection de matériaux, notre processus de fabrication et notre ingénierie garantissent une qualité constante et une conformité à haute température avec les différentes températures de stérilisation à la vapeur dans les applications hospitalières du monde entier.


Disponibles avec des points indicateurs à encre réactive en option qui fournissent une indication visuelle de la stérilité. Les points bleu clair deviennent marron/brun foncé lors de la stérilisation à la vapeur.

## DISPONIBLE EN TROIS FORMATS

SÉRIE 700

SÉRIE 800

SÉRIE 900



En polypropylène



Sans latex ni DEHP



Ne fondra pas et ne ramollit pas avec un protocole de stérilisation à la vapeur établi




La conception entièrement ouverte (45°) facilite l'insertion dans les conteneurs d'instruments



Une conception facile à tordre



Grande base pour une manipulation plus facile



Disponible en différentes tailles



Couleurs personnalisées et OEM disponibles sur demande

## CADENAS NUMÉROTÉS IMPRIMÉS ET PERSONNALISÉS

Disponible dans les séries 700, 800 et 900

### SÉLECTION DE PRODUITS

COULEUR	MOT IMPRIMÉ
<b>CADENAS IMPRIMÉS</b>	
BLANC	CLEAN
BLEU	STERILE
ROUGE	REPAIR
JAUNE	SHARPEN
JAUNE	LOANER
NOIR	DISCARD
<b>NUMÉROTATION PERSONNALISÉE</b>	
TOUTES LES COULEURS	jusqu'à 8 numéros



#### NUMÉROTATION PERSONNALISÉE

Cadenas imprimés personnalisés (jusqu'à 8 caractères)



#### IMPRIMÉ

6 étiquettes imprimées différentes disponibles

REMARQUE : Les cadenas imprimés et numérotés personnalisés sont disponibles dans les séries 700, 800 et 900 et peuvent être commandés en quantités de 100, 200 et 500 unités. Veuillez nous contacter pour les détails de la commande.

**POINTS INDICATEURS**



**RÉGULIER**



## CADENAS DE LA SÉRIE 700

Les cadenas de la série 700 sont parfaits pour les conteneurs « Aesculap » et ceux qui ont une ouverture courte et large.

### SÉLECTION DE PRODUITS

#### CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
<b>BLANC</b>	15-701	15-711	15-710
<b>BLEU</b>	15-702	15-712	15-720
<b>VERT</b>	15-703	15-713	15-730
<b>ROUGE</b>	15-704	15-714	15-740
<b>JAUNE</b>	15-705	15-715	15-750
<b>ROSE</b>	15-706	15-716	15-760
<b>ORANGE</b>	15-707	15-717	15-770
<b>NOIR</b>	15-709	15-719	15-790
<b>BLEU CIEL</b>	15-722	15-732	15-742

#### AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
<b>BLANC</b>	15-701-IND	15-711-IND	15-710-IND
<b>BLEU</b>	15-702-IND	15-712-IND	15-720-IND
<b>VERT</b>	15-703-IND	15-713-IND	15-730-IND
<b>ROUGE</b>	15-704-IND	15-714-IND	15-740-IND
<b>JAUNE</b>	15-705-IND	15-715-IND	15-750-IND
<b>ROSE</b>	15-706-IND	15-716-IND	15-760-IND
<b>ORANGE</b>	15-707-IND	15-717-IND	15-770-IND
<b>NOIR</b>	15-709-IND	15-719-IND	15-790-IND
<b>BLEU CIEL</b>	15-722-IND	15-732-IND	15-742-IND

Des **crochets à double verrouillage** peuvent être insérés dans un grand trou de guidage



Les **rainures** du cadenas facilitent la manipulation



POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



## CADENAS DE LA SÉRIE 800

Les cadenas de la série 800 ont un bras plus long (32 mm) et ont un seul crochet plus fin que ceux de la série 700. Ils sont parfaits pour presque tous les types de conteneurs, même ceux qui ont des canaux longs et fins.

### SÉLECTION DE PRODUITS


#### CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801	15-811	15-810
BLEU	15-802	15-812	15-820
VERT	15-803	15-813	15-830
ROUGE	15-804	15-814	15-840
JAUNE	15-805	15-815	15-850
ROSE	15-806	15-816	15-860
ORANGE	15-807	15-817	15-870
NOIR	15-809	15-819	15-890
BLEU CIEL	15-822	15-832	15-842

#### AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801-IND	15-811-IND	15-810-IND
BLEU	15-802-IND	15-812-IND	15-820-IND
VERT	15-803-IND	15-813-IND	15-830-IND
ROUGE	15-804-IND	15-814-IND	15-840-IND
JAUNE	15-805-IND	15-815-IND	15-850-IND
ROSE	15-806-IND	15-816-IND	15-860-IND
ORANGE	15-807-IND	15-817-IND	15-870-IND
NOIR	15-809-IND	15-819-IND	15-890-IND
BLEU CIEL	15-822-IND	15-832-IND	15-842-IND

Un seul crochet de verrouillage peut être inséré dans un grand trou de guidage




Le système de verrouillage permet une fermeture facile





POINTS INDICATEURS

RÉGULIER



# CADENAS DE LA SÉRIE 900

Les cadenas de la série 900 sont identiques à ceux de la série 800, mais avec une base rectangulaire plus large qui permet de placer une étiquette de repérage de 20 mm x 30 mm.

## SÉLECTION DE PRODUITS

### CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
WHITE	15-901	15-911	15-910
BLUE	15-902	15-912	15-920
GREEN	15-903	15-913	15-930
RED	15-904	15-914	15-940
YELLOW	15-905	15-915	15-950
PINK	15-906	15-916	15-960
ORANGE	15-907	15-917	15-970
BLACK	15-909	15-919	15-990
LIGHT BLUE	15-922	15-932	15-942

### AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-901-IND	15-911-IND	15-910-IND
BLEU	15-902-IND	15-912-IND	15-920-IND
VERT	15-903-IND	15-913-IND	15-930-IND
ROUGE	15-904-IND	15-914-IND	15-940-IND
JAUNE	15-905-IND	15-915-IND	15-950-IND
ROSE	15-906-IND	15-916-IND	15-960-IND
ORANGE	15-907-IND	15-917-IND	15-970-IND
NOIR	15-909-IND	15-919-IND	15-990-IND
BLEU CIEL	15-922-IND	15-932-IND	15-942-IND

**Crochet de verrouillage unique** pour les petits diamètres



Idéal pour **ajouter des étiquettes/indicateurs**, ou des marquages à la grande base rectangulaire



# ÉCRANS FACIAUX DRAPÉS SAVEFACE<sup>MC</sup>

## RÉDUIRE LES BLESSURES PERSONNELLES

### PROTECTION SUPÉRIEURE POUR LA DÉCONTAMINATION DES INSTRUMENTS

## SAVEFACE DRAPÉ – VISIÈRE FACIALE

Dans le Service de traitement stérile (SPD) / Département central de stérilisation (CSSD), la sécurité personnelle est primordiale.

Notre visière faciale drapée offre une protection essentielle lors de la décontamination d'instruments à haut risque.

## UNE PROTECTION EFFICACE EST NON NÉGOCIABLE

La visière drapée SAVEFACE<sup>MC</sup> réduit efficacement l'exposition nocives aux produits chimiques caustiques ainsi que le risque de contamination croisée. Réduit les coûts liés aux blessures du personnel hospitalier.

## CERTIFIÉ CATÉGORIE 2 ÉPI

SAVEFACE<sup>MC</sup> DRAPÉ est testé pour protéger. Portez-le en toute confiance.



UKAS PRODUIT CERTIFIÉ



BREVET EN ATTENTE



INCLUS : SYSTÈME DE FERMETURE POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CONTACT AVEC DES FLUIDES PAR LE DESSOUS DE LA VISIÈRE

## SAVEFACE<sup>MC</sup>: CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### DRAPÉ CONFORME À LA NORME ANSI/AAMI PB70 NIVEAU 3

- Offre une protection élevée contre la pénétration des liquides.
- Glissez sous les vêtements ou pincez ensemble.

### ÉCRAN ENVELOPPANT EXTRA-LONG DE 9"/23CM:

- Ensures full coverage, reducing the risk of exposure from different angles.

### COMFORTABLE:

- The soft, self-shaping foam headpiece molds comfortably to your forehead, allowing for extended wear without discomfort.

### CLARTÉ OPTIQUE AVEC TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-ÉBLOUISSEMENT

## NE MANQUEZ PAS L'OPPORTUNITÉ D'EXPLORER NOTRE GAMME PLUS ÉTENDUE DE NOS ÉCRANS DE PROTECTION.

Visitez notre site web [www.surgmed.com](http://www.surgmed.com) ou consultez notre documentation détaillée pour notre documentation détaillée pour identifier la visière parfaitement adaptée à vos besoins.

### TRÈS IMPORTANT

#### VOTRE VISIÈRE ACTUELLE EST-ELLE CERTIFIÉE CATÉGORIE 2?

Les visières faciales Batrik garantissent leur conformité à la norme ÉPI Catégorie 2, maintenant sollicitée par de nombreux établissements.



### SÉLECTION DE PRODUITS

N° DE L'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	LONGUEUR TOTALE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SF-240	BATRIK SAVEFACE <sup>MC</sup> sans drap	Longueur: 9" / 23 cm Largeur: 13" / 33 cm	9" (23 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 pièces)	26.5" x 21" x 15"
SF-8240	BATRIK SAVEFACE <sup>MC</sup> avec drap de protection conforme au niveau 3 ANSI/AAMI PB70	Longuer de l'écran: 9" / 23 cm Largeur de l'écran: 13" / 33 cm Longuer du drap: 6" / 15 cm	15" (38 cm)	240 / caisse (8 boîtes de 30 pièces)	26.5" x 21" x 15"

# BATRIK TAMPON À RÉCURER

Notre tampon à récurer est idéal pour prénettoyer vos instruments chirurgicaux sans laisser de résidus métalliques comme c'est souvent le cas lorsqu'on utilise de la laine d'acier ou des éponges métalliques. L'abrasivité est parfaitement équilibrée pour vous offrir un nettoyage efficace sans endommager vos instruments. Ses fibres fines permettent à l'utilisateur de polir, nettoyer et ébavurer tous types de surfaces matérielles.



- Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
- Grain : 400
- Catégorie : très fin
- Style : flexible
- Matériau du tampon : non tissé
- Couleur : marron
- Type : tampon à main



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-46050	Tampon à récurer	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	150 / boîte (50 sacs de 3 unités)
60-46003	Tampon à récurer	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / sac



Your First  <sup>MC</sup>

# NETTOYANTS ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES

Nos nettoyants enzymatiques et non enzymatiques sont spécialement formulés pour éliminer les matières organiques des équipements et instruments médicaux.

Nos formats de **nettoyants enzymatiques** sont formulés avec PrAmLi Power<sup>3</sup> Enzymes<sup>MC</sup>, notre mélange exclusif et unique d'enzymes et d'un agent tensioactif pour éliminer efficacement toutes les protéines, le sang, les tissus adipeux, etc. Ils éliminent également les taches des blouses chirurgicales, du linge de maison et des vêtements médicaux.

Nos formats de **nettoyants non enzymatiques** sont formulés avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre pour un nettoyage efficace.



Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments\*.

## SÉLECTION DE PRODUITS

NETTOYANT ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DILUTION DÉTERGENT / EAU	EMBALLAGE	DIMENSIONS DEL'EMBALLAGE
<b>PEU MOUSSANT</b>				
SS-21-1001	SS-721-1001	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	1 x 3.8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-1004	SS-721-1004	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	4 x 3.8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"
<b>MOUSSANT LÉGER</b>				
SS-21-2001	SS-721-2001	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	1 x 3.8 L (1 gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-2004	SS-721-2004	4 à 8 ml / L (0,5 à 1 oz / gallon)	4 x 3.8 L (4 gallons)	13" x 13" x 14"
<b>SUPER CONCENTRÉ</b>				
SS-21-3001	SS-721-3001	1 à 2 ml / L (0,125 à 0,25 oz / gallon)	1 x 3.8 L (1 Gallon)	6" x 6" x 13"
SS-21-3004	SS-721-3004	1 à 2 ml / L (0,125 à 0,25 oz / gallon)	4 x 3.8 L (4 Gallons)	13" x 13" x 14"

## BON À SAVOIR :

NOS NETTOYANTS PEU MOUSSANT ET SUPER CONCENTRÉ (ENZYMATIQUES ET NON ENZYMATIQUES) PEUVENT ÊTRE UTILISÉS DANS LES LAVEUSES ET LES NETTOYEURS ULTRASONIQUES.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONFIRMER LE TAUX DE DILUTION SUGGÉRÉ ET LA TEMPÉRATURE DE L'EAU AUPRÈS DU FABRICANT DE VOTRE LAVEUSE/ NETTOYEUR ULTRASONIQUE, CAR LES MACHINES/RÉGLAGES VARIENT.


REMARQUE : Nos formules de détergents peu moussant et super concentré sont disponibles en format de 2,5 gallons, seulement sur la base d'une quantité de commande minimale. Contactez-nous pour plus d'informations.

\*Attention : Nous vous recommandons de consulter les protocoles de prénettoyage/nettoyage de votre hôpital pour connaître les préférences en matière de détergents pour le nettoyage des équipements/instruments.

Your First <sup>MC</sup>

# ENVIRO-SACHET<sup>MC</sup>

## GEL ENZYMATIQUE ET NETTOYANT NON ENZYMATIQUE

Voici **Your First <sup>MC</sup>** Enviro-Sachet<sup>MC</sup>, nos solutions de nettoyage uniques, maintenant disponibles en formats enzymatique et non enzymatique.



- Notre format de **gel enzymatique** est formulé avec la même triple action **PrAmLi Power<sup>3</sup>** que vous connaissez et en laquelle vous avez confiance.
- Notre format de **nettoyant non enzymatique** est formulé avec un mélange de détergents à pH neutre et à rinçage libre.

Les deux formats sont des solutions puissantes qui décomposent toutes les charges biologiques pour un prénettoyage efficace des surfaces et des instruments.

## SÉLECTION DE PRODUITS

GEL ENZYMATIQUE	NETTOYANT NON ENZYMATIQUE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>17-166</b>	<b>717-166</b>	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet <sup>MC</sup>	25 / boîte 4 boîtes / caisse	21" x 14" x 13.5"
<b>17-266</b>	<b>717-266</b>	1 ensemble d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet <sup>MC</sup>	50 / boîte 4 boîtes / caisse	21" x 14" x 13.5"
<b>17-177</b>	<b>717-177</b>	1 ensemble d'éponge tubulaire sèche, Enviro-Sachet <sup>MC</sup> et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
<b>17-277</b>	<b>717-277</b>	1 ensemble d'éponge plate sèche, Enviro-Sachet <sup>MC</sup> et bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
<b>17-EZSAMP</b>	<b>717-EZSAMP</b>	L'ENSEMBLE D'ÉCHANTILLONS COMPREND : 3 ensembles d'éponge plate sèche et Enviro-Sachet <sup>MC</sup>  1 ensemble d'éponge tubulaire sèche et Enviro-Sachet <sup>MC</sup> 1 bol réutilisable en acier inoxydable	1 ensemble	7" x 6" x 3"
<b>H-EZ500</b>		Bol réutilisable en acier inoxydable 4,3" x 5,3" x 3" / 11 cm x 13,5 cm x 7,5 cm	1 unité	7" x 6" x 3"

Your First <sup>MC</sup>

# SPRAY MOUSSANT ENZYMATIQUE PRÊT À L'EMPLOI

Notre vaporisateur moussant est idéal pour le prénettoyage des instruments, car son épaisse mousse décompose enzymatiquement toute la charge microbienne pour permettre un nettoyage et une stérilisation efficaces.

Formulé avec **PrAmLi Power<sup>3</sup> Enzymes<sup>MC</sup>**, un mélange unique de trois enzymes puissantes et d'un agent tensioactif pour une efficacité de nettoyage optimale



## INSTRUCTIONS

1. Bien agiter
2. Pulvériser immédiatement après la procédure
3. Garder humide jusqu'au début du processus de décontamination

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>SS-21-4001</b>	1 x 946 ml (32 oz) Flacon pulvérisateur	10" x 4"
<b>SS-21-4012</b>	12 x 946 ml (32 oz) Flacons pulvérisateurs	18" x 12" x 11"

Your First <sup>MC</sup>

# PREMIÈRES LINGETTES

Nos lingettes pour salle blanche sont conçues pour effectuer le premier essuyage d'un endoscope après une intervention. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau non tissé hydro-enchevêtré composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose. Ces lingettes sont fabriquées et emballées dans un environnement de salle blanche.



- Elles peuvent être utilisées dans un environnement de salle blanche de classe ISO 5 à 8
- Le processus de production garantit une génération de particules extrêmement faible et des produits chimiques extractibles
- Compatibles avec pratiquement tous les solvants ou toutes les solutions de nettoyage et d'essuyage (**PrAmLi Power<sup>3</sup> Enzymes<sup>MC</sup>**)
- Emballage en double sachet
- Disponibles en deux tailles polyvalentes

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>17-A0909</b>	Lingettes non tissées pour salles blanches	9" x 9" (23 cm x 23 cm)	300 / sac 14 sacs / caisse	18.5" x 10" x 25.25"
<b>17-A1212</b>	Lingettes non tissées pour salles blanches	12" x 12" (31 cm x 31 cm)	150 / sac 10 sacs / caisse	13" x 13" x 19"



Your First  MC

# ÉPONGES SÈCHES

Nos éponges sont spécialement fabriquées pour être utilisées avec tous types d'instruments médicaux. Contrairement aux éponges colorées, où les couleurs trop foncées peuvent facilement cacher les contaminants, nos éponges blanches pourront mieux mettre en évidence l'efficacité de votre nettoyage.



N'égratigneront pas l'équipement coûteux

Disponibles en deux formats, plat et tubulaire :

Écoresponsable

100 % fabriqué à partir de mousse de qualité médicale à haute densité

Compatibles avec nos solutions enzymatiques et désinfectantes



**CONSEIL :**  
NOTRE ÉPONGE TUBULAIRE PEUT AUSSI SERVIR DE PROTECTION POUR VOS ENDOSCOPES !

Haute capacité d'absorption afin de retenir encore plus de solutions que les éponges conventionnelles

LA COULEUR BLANCHE DE L'ÉPONGE PEUT PARFOIS PARAÎTRE JAUNE. C'EST SIMPLEMENT DÙ À SON EXPOSITION AUX RAYONS UV, ET NE REFLÈTE PAS L'ÂGE DE L'ÉPONGE.

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
17-100	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE <a href="#">Boîte distributrice blanche</a>	2,0" ø x 4,25" (2,7 cm ø x 10,8 cm)	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-101	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE <a href="#">En vrac</a>	2,0" ø x 4,25" (2,7 cm ø x 10,8 cm)	560 / caisse
17-200	ÉPONGE PLATE SÈCHE <a href="#">Boîte distributrice blanche</a>	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-201	ÉPONGE PLATE SÈCHE <a href="#">En vrac</a>	4" x 5" x 0,5" (10,2 cm x 12,7 cm x 1,3 cm)	1 000 / caisse

Your First <sup>MC</sup>

## ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET

### RightSwipe<sup>MC</sup>

Voici RightSwipe™, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de RightSwipe™ le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCHETTE INDÉPENDANTE



ENVIRO-SACHET<sup>MC</sup>  
ENZYMATIC GEL KIT

BOÎTE DISTRIBUTRICE

### SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. <sup>1</sup>	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-211	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Ajouter 100-500 ml d'eau pour activer la solution détergente. Vient dans un sac en plastique. <sup>1</sup>	50 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE PRÉ-TRAITÉE Fourni dans une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-222	ÉPONGE PLATE PRÉ-TRAITÉE Fourni dans une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
17-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution enzymatique dans une pochette autoportante.	1 ensemble	14" x 12" x 9"
17-277	GEL ENZYMATIQUE Vient avec 1 éponge sèche plate et tubulaire, un Enviro-Sachet et un kit de bol en acier inoxydable.	1 ensemble	1 ensemble

Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassin pour une activation facile et pratique des éponges. <sup>1</sup>

Your First <sup>MC</sup>

## KITS D'ÉPONGE DE CHEVET À BASE DE DÉTERGENT NON ENZYMATIQUE



Voici nos ensembles d'éponge non enzymatiques améliorés pour le chevet des patients. Chaque ensemble contient des éponges prétraitées avec un mélange de détergent à pH neutre et à rinçage libre, garantissant une solution efficace de pré-nettoyage et de nettoyage de surface pour les instruments médicaux. Cet ensemble représente l'étape de Your First dans le processus de nettoyage des instruments médicaux mettant en avant les avantages avancés pour un soin supérieur. Nos ensembles de chevet améliorés vous offriront un travail simplifié.



POCHETTE INDÉPENDANTE



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



ENVIRO-SACHET <sup>MC</sup>  
NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE

BOÎTE DE DISTRIBUTION

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
717-122	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Fourni dans une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
717-222	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Fourni dans une pochette autoportante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau à la pochette.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
717-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
717-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 500 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
717-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
717-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 100 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)	21" x 14" x 13.5"
717-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
717-255	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Pré-traitée avec 220 ml de solution non enzymatique dans une pochette autoportante.	24 / caisse	14" x 12" x 9"
717-277	NETTOYANT NON-ENZYMATIQUE Vient avec 1 éponge sèche plate, un Enviro-Sachet <sup>MC</sup> et un kit de bol en acier inoxydable.	1 ensemble	1 ensemble

Notre bol en acier inoxydable peut être vendu séparément et utilisé comme bassine pour une activation facile et pratique des éponges.1

Your First <sup>MC</sup>

# SACS DE TRANSPORT POUR ENDOSCOPE ET INSTRUMENTS MÉDICAUX

Conçus pour éliminer les points de contact pendant le transport des endoscopes du point de soins à la zone de retraitement et vice-versa, ils sont axés sur la sécurité des patients et du personnel médical.

- Fabriqués en PEBD recyclable, connu pour sa flexibilité, sa résilience et sa solidité
- Sans latex ni DEHP
- Excellente résistance aux acides dilués et concentrés, aux alcools, aux bases et aux esters\*
- Bonne résistance aux aldéhydes, aux cétones et aux huiles végétales
- Peuvent supporter des températures élevées allant jusqu'à 90 °C (194 °F)
- Sceau d'inviolabilité pour une sécurité accrue, permettant également de maintenir l'instrument humide pour éviter le dessèchement des bio-déchets
- Des sacs clairement identifiés par des codes de couleur facilitent l'identification immédiate des instruments propres par rapport aux instruments utilisés
- Les utilisateurs peuvent écrire des informations importantes directement sur le sachet dans les espaces marqués par des icônes visuelles
- Disponibles en deux formats pratiques

BON À SAVOIR: L'UTILISATION DE SACS DE TRANSPORT SCCELLABLES **Your First <sup>MC</sup>** RÉDUIT LES ERREURS DES UTILISATEURS, EMPÊCHE LA CONTAMINATION CROISÉE ET FAVORISE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS ET DU PERSONNEL MÉDICAL.

## SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
<b>17-HAP24</b>	Sac pour instruments propres	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
<b>17-SAD24</b>	Sac pour instruments souillés	24" x 22" / 61,0 cm x 56,0 cm	200 / caisse	18" x 14" x 5"
<b>17-HAP30</b>	Sac pour instruments propres	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"
<b>17-SAD30</b>	Sac pour instruments souillés	30,5" x 26" / 77,0 cm x 66,0 cm	200 / caisse	21" x 19" x 7"

\* Référence sur dossier

### SACS POUR INSTRUMENTS PROPRES



### SACS POUR INSTRUMENTS SOUILLÉS



FABRIQUÉ AUX CANADA



# BATRIK

# BROSSES MÉTALLIQUES ARC<sup>MC</sup>

## À USAGE UNIQUE ET RÉUTILISABLES

Vous avez le choix avec nos brosses métalliques ARC<sup>MC</sup>. Nos brosses à usage unique et réutilisables sont disponibles dans des variétés souples et rigides et dans une multitude de tailles. Les brosses métalliques ARC<sup>MC</sup> sont garanties pour durer plus longtemps que les fils torsadés et préserver l'intégrité de vos précieux instruments.

### CONSEILS POUR LE CHOIX DES BROSSES :

#### SPÉCIFICATIONS DES INSTRUMENTS

##### Quelle est la longueur maximale du ou des instruments à nettoyer?

Ajoutez au moins 5 cm (2") à cette longueur, afin d'avoir une longueur suffisante pour travailler.

##### Quel est le diamètre intérieur de l'instrument?

Ajoutez au maximum 3 mm (0,125") pour déterminer le diamètre du poil afin d'assurer un nettoyage efficace. Le diamètre du poil doit être légèrement supérieur au diamètre du tube intérieur. Les poils trop gros se courbent trop et ne nettoient pas efficacement.

#### SÉLECTION DES BROSSES

Il vous suffit de trouver dans notre catalogue la section qui correspond le mieux à la longueur et au diamètre de votre instrument. En règle générale, si votre brosse actuelle mesure 20,32 cm (8") de long et que nous ne proposons que 25,4 cm (10") de long avec le diamètre requis, cela est tout à fait acceptable.


Dans de nombreux cas, nos brosses métalliques ARC<sup>MC</sup> auront plus de poils sur la brosse. Par exemple, de nombreuses brosses de 5 mm (0,19") de diamètre ne font que 2,5 cm (1") de long. Chez Batrik, nous nous sommes efforcés de fournir la plus grande quantité de poils pour assurer le nettoyage le plus efficace possible.

#### BROSSES MÉTALLIQUES PERSONNALISABLES


Un aspect unique des brosses métalliques à usage unique ARC<sup>MC</sup> est qu'elles peuvent être personnalisées à n'importe quelle longueur :

- Jusqu'à 2 000 mm pour les brosses métalliques sur gaines en plastique semi-rigides, brosses rigides de 5 à 20 mm de diamètre
- Aucune limite de longueur pour les brosses métalliques sur des gaines en plastique souples, brosses souples de 2 à 5 mm de diamètre.

### RIGIDE



### FLEXIBLE



**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 12" / 30 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINE	<b>41-31502-S</b>	<b>41-31502</b>	Blanc	12,401" / 31,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-32503-S</b>	<b>41-32503</b>	Jaune	12,795" / 32,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-32504-S</b>	<b>411-32504</b>	Lavande	12,795" / 32,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-32505-S</b>	<b>411-32505</b>	Gris	12,795" / 32,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINE	<b>41-35005-S</b>	<b>41-35005</b>	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-35006-S</b>	<b>41-35006</b>	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-35008-S</b>	<b>41-35008</b>	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-35010-S</b>	<b>41-35010</b>	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-35012-S</b>	<b>41-35012</b>	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-35015-S</b>	<b>41-35015</b>	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-35020-S</b>	<b>41-35020</b>	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique: sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 18" / 45 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINE	<b>41-46502-S</b>	<b>41-46502</b>	Blanc	18,307" / 46,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-47503-S</b>	<b>41-47503</b>	Jaune	18,7" / 47,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-47504-S</b>	<b>411-47504</b>	Lavande	18,7" / 47,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-47505-S</b>	<b>411-47505</b>	Gris	18,7" / 47,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINE	<b>41-50005-S</b>	<b>41-50005</b>	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-50006-S</b>	<b>41-50006</b>	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-50008-S</b>	<b>41-50008</b>	Bleu	1,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-50010-S</b>	<b>41-50010</b>	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-50012-S</b>	<b>41-50012</b>	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-50015-S</b>	<b>41-50015</b>	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-50020-S</b>	<b>41-50020</b>	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3

**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 24" / 60 CM**


	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-61502-S</b>	<b>41-61502</b>	Blanc	24,212" / 61,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1mm
	<b>41-62503-S</b>	<b>41-62503</b>	Jaune	24,6" / 62,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1mm
	<b>411-62504-S</b>	<b>411-62504</b>	Lavande	24,6" / 62,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55mm
	<b>411-62505-S</b>	<b>411-62505</b>	Gris	24,6" / 62,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-65005-S</b>	<b>41-65005</b>	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	<b>41-65006-S</b>	<b>41-65006</b>	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3mm
	<b>41-65008-S</b>	<b>41-65008</b>	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-65010-S</b>	<b>41-65010</b>	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-65012-S</b>	<b>41-65012</b>	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-65015-S</b>	<b>41-65015</b>	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-65020-S</b>	<b>41-65020</b>	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

**EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3**
**BROSSES MÉTALLIQUES À UNE SEULE EXTRÉMITÉ DE 30" / 75 CM**

	N° D'ARTICLE USAGE UNIQUE	N° D'ARTICLE RÉUTILISABLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
<b>FLEXIBLE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-76502-S</b>	<b>41-76502</b>	Blanc	30,118" / 76,5 cm	0,078" / 2 mm	0,59" / 15 mm	0,39" / 1 mm
	<b>41-77503-S</b>	<b>41-77503</b>	Jaune	30,511" / 77,5 cm	0,118" / 3 mm	0,98" / 25 mm	0,39" / 1 mm
	<b>411-77504-S</b>	<b>411-77504</b>	Lavande	30,511" / 77,5 cm	0,157" / 4 mm	0,98" / 25 mm	0,61" / 1,55 mm
	<b>411-77505-S</b>	<b>411-77505</b>	Gris	30,511" / 77,5 cm	0,19" / 5 mm	0,98" / 25 mm	0,68" / 1,75 mm
<b>RIGIDE</b> BROSSE ET GAINÉ	<b>41-80005-S</b>	<b>41-80005</b>	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-80006-S</b>	<b>41-80006</b>	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
	<b>41-80008-S</b>	<b>41-80008</b>	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-80010-S</b>	<b>41-80010</b>	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-80012-S</b>	<b>41-80012</b>	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
	<b>41-80015-S</b>	<b>41-80015</b>	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
	<b>41-80020-S</b>	<b>41-80020</b>	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

**EMBALLAGE : Usage unique : sac de 20 / Réutilisable : sac de 3**

**BROSSES**




**FLEXIBLE 2 MM**

**FLEXIBLE 3 MM**


**FLEXIBLE 4 MM**

**FLEXIBLE 5 MM**



**FLEXIBLE**

Diamètre (Ø) de la brosse flexible allant de 2 mm à 5 mm



**RIGIDE 20 MM**

**RIGIDE 15 MM**

**RIGIDE 12 MM**

**RIGIDE 10 MM**

**RIGIDE 8 MM**

**RIGIDE 6 MM**

**RIGIDE 5 MM**

**RIGIDE**

Diamètre (Ø) de la brosse rigide allant de 5 mm à 20 mm

**SYSTÈME DE SÉLECTION DES BROSSES (Taille Réelle)**

2 mm 0,078"	3 mm 0,118"	4 mm 0,157"	5 mm 0,196"	6 mm 0,236"	8 mm 0,314"	10 mm 0,394"	12 mm 0,472"	15 mm 0,591"	20 mm 0,787"



BATRIK

# BROSSES MÉTALLIQUES DOUBLES RÉUTILISABLES ARC<sup>MC</sup>

## ASYMÉTRIQUES

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35056	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35810	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35112	Jaune	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35152	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50056	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50810	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50112	Jaune	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50152	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65056	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65810	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65152	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES ASYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	BROSSE 2 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80056	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80810	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80152	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

# BATRIK

# BROSSES MÉTALLIQUES

# DOUBLE RÉUTILISABLE ARC<sup>MC</sup>

## SYMÉTRIQUES

### BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 14" / 35 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-35005	Blanc	13,779" / 35 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35006	Vert	13,779" / 35 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-35008	Bleu	13,779" / 35 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35010	Rouge	13,779" / 35 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35012	Jaune	13,779" / 35 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-35015	Vert	13,779" / 35 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-35020	Bleu	13,779" / 35 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 20" / 50 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-50005	Blanc	19,685" / 50 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50006	Vert	19,685" / 50 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-50008	Bleu	19,685" / 50 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50010	Rouge	19,685" / 50 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50012	Jaune	19,685" / 50 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-50015	Vert	19,685" / 50 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-50020	Bleu	19,685" / 50 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

### BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 26" / 65 CM

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-65005	Blanc	25,59" / 65 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65006	Vert	25,59" / 65 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-65008	Bleu	25,59" / 65 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65010	Rouge	25,59" / 65 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65012	Jaune	25,59" / 65 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65015	Vert	25,59" / 65 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-65020	Bleu	25,59" / 65 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

**BROSSES MÉTALLIQUES SYMÉTRIQUES À DOUBLE EXTRÉMITÉ DE 31" / 80 CM**

N° D'ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR TOTALE	BROSSE 1 (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINÉ (Ø)
40-80005	Blanc	31,496" / 80 cm	0,19" / 5 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80006	Vert	31,496" / 80 cm	0,23" / 6 mm	1,968" / 50 mm	0,118" / 3 mm
40-80008	Bleu	31,496" / 80 cm	0,31" / 8 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80010	Rouge	31,496" / 80 cm	0,39" / 10 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-65112	Jaune	31,496" / 80 cm	0,49" / 12,5 mm	1,968" / 50 mm	0,157" / 4 mm
40-80015	Vert	31,496" / 80 cm	0,59" / 15 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm
40-80020	Bleu	31,496" / 80 cm	0,78" / 20 mm	1,968" / 50 mm	0,228" / 5,8 mm

EMBALLAGE : sac de 3

**BROSSES ASYMÉTRIQUES**
**5 MM**
**6 MM**

**8 MM**
**10 MM**

**10 MM**
**12,5 MM**


**15 MM**
**20 MM**


# BATRIK BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES ANTIMICROBIENNES RÉUTILISABLES IN-BRUSH<sup>MC</sup>

Nos brosses métalliques torsadées antimicrobiennes réutilisables In-Brush<sup>MC</sup> sont conçues pour être utilisées avec les tubes d'aspiration Frazier/Baron. Les fils torsadés ont un diamètre fin/moyen tout en étant suffisamment rigides pour assurer une excellente capacité de nettoyage.

Notre large assortiment de brosses métalliques torsadées en nylon est idéal pour les instruments endoscopiques et les instruments de grand diamètre et de forme unique.

BON À SAVOIR : NOS BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES SONT DOTÉES D'UNE POINTE BLEUE DE PROTECTION POUR PLUS DE SÉCURITÉ.



## BROSSES À TUBE D'ASPIRATION DE 10" / 250 MM FRAZIER / BARON

N° D'ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
21-10039	3 FR	0,5" / 12,7 mm	0,039" / 1 mm
21-10067	5 FR	0,5" / 12,7 mm	0,065" / 1,67 mm
20-10059	5 FR	1" / 25,4 mm	0,059" / 1,50 mm
20-10079	6 FR	1" / 25,4 mm	0,079" / 2 mm
20-10090	7 FR	1" / 25,4 mm	0,090" / 2,3 mm
20-10106	8 FR	1" / 25,4 mm	0,106" / 2,7 mm
20-10118	9 FR	1" / 25,4 mm	0,118" / 3 mm
20-10129	10 FR	1,5" / 38 mm	0,129" / 3,3 mm
20-10146	11 FR	1,5" / 38 mm	0,0146" / 3,7 mm
20-10157	12 FR	1,5" / 38 mm	0,157" / 4 mm

EMBALLAGE : sac de 3  
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

## BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 12" / 305 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
22-12078	2" / 50,8 mm	0,078" / 2 mm
22-12118	2" / 50,8 mm	0,118" / 3 mm
22-12157	3" / 76 mm	0,157" / 4 mm
22-12197	3" / 76 mm	0,197" / 5 mm
22-12236	3" / 76 mm	0,236" / 6 mm
22-12393	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm

EMBALLAGE : sac de 3  
Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 16" / 406 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
23-16197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
23-16236	2,5" / 63,5 mm	0,236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0,591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0,787" / 20 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 18" / 457 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
19-18010	0,47" / 12 mm	0,039" / 1 mm
19-18015	0,5" / 12 mm	0,06" / 1,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES MÉTALLIQUES TORSADÉES EN NYLON DE 24" / 610 MM

N° D'ARTICLE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
24-24098	2,5" / 63,5 mm	0,098" / 2,5 mm
24-24197	2,5" / 63,5 mm	0,197" / 5 mm
24-24276	3" / 76 mm	0,276" / 7 mm
24-24394	3" / 76 mm	0,394" / 10 mm
24-24472	3" / 76 mm	0,472" / 12 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

### BROSSES DE TRACHÉOSTOMIE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)
25-08500	Grande 6-12,3 3 / 4"	8" / 203 mm	3,75" / 95 mm	0,5" / 12,7 mm
25-37550	Petite 000-5,1 7 / 8"	4" / 93 mm	1,88" / 48 mm	0,5" / 12,7 mm

EMBALLAGE : sac de 3. Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"



### BROSSES POUR BRONCHOSCOPE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø) POUCES / MM
26-06175	Petite	6" / 152 mm	1,75" / 44,5 mm
26-08325	Grande	8" / 203 mm	3,25" / 82,6 mm

EMBALLAGE : sac de 3

Également disponibles en sacs de 50, ajouter le suffixe "- 50"

**BATRIK**

# MICRO-BROSSES

## EN ACIER INOXYDABLE ARC<sup>MC</sup>

Nos micro-brosses en acier inoxydable ARC<sup>MC</sup> sont parmi les plus petites brosses de l'industrie. Elles sont conçues pour nettoyer des canaux d'un diamètre intérieur allant de 0,5 mm à 1,40 mm.

- La gaine flexible en acier inoxydable ne se plie pas comme les brosses métalliques torsadées ordinaires
- Les poils en polyamide empêchent ou ralentissent la croissance bactérienne entre les stérilisations
- Réutilisables\*
- Disponibles en deux longueurs

CONSEIL : IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'UTILISER LA TECHNIQUE DE TRACTION AVEC CES BROSSES. IL SUFFIT D'INSÉRER D'ABORD L'EXTRÉMITÉ ÉMOUSSÉE, SANS BROSSE.



### SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	TAILLE DE LA BROSSE (Ø)	LONGUEUR DE LA BROSSE	GAINE (Ø)	EMBALLAGE
<b>35-03015</b>	12" / 30 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube
<b>35-04515</b>	18" / 45 cm	0,06" / 1,5 mm	0,6" / 15 mm	0,02" / 0,40 mm	6 / tube

\*Même si tous les matériaux utilisés dans la fabrication de ces brosses peuvent être réutilisés à plusieurs reprises, en raison de la nature délicate de ces brosses, la réutilisation est conditionnée par leur manipulation et leur application.

# BATRIK BROSSES PLATES POUR NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Nos brosses plates pour le nettoyage des instruments sont spécialement conçues pour une utilisation en milieu hospitalier pour le prénettoyage et la préparation des instruments.

- Le long manche ergonomique permet une utilisation facile
- Longueur supplémentaire de la tête de brosse (60 [±5] mm en usage unique et 75 [±5] mm en usage réutilisable)
- Les fibres transparentes de la brosse permettent de vérifier rapidement sa propreté
- La poignée en plastique ne libère aucun composant toxique
- Disponibles en 6 modèles (4 réutilisables/autoclavables et 2 à usage unique)



## FLEXIBLE

Cette brosse est conçue pour les instruments de grande taille qui nécessitent un nettoyage plus délicat, comme les optiques, les plastiques ou les endroits difficiles d'accès.



## EXTRA-FLEXIBLE

Les poils très longs et flexibles éliminent tout stress lors de l'assainissement, et en font la brosse idéale pour les instruments fragiles ainsi que pour les endoscopes souples et rigides. La longueur des poils permet de nettoyer des zones qui seraient autrement difficiles à atteindre, comme le canal des accessoires ou la déviation de l'extrémité des endoscopes souples.



## RIGIDE

La rigidité de cette brosse, ainsi que la longueur des poils et du manche, améliorent et simplifient le nettoyage des instruments.



## EXTRA-RIGIDE

Les fibres de polyamide sans danger pour les instruments offrent une rigidité semblable à celle de l'acier et permettent un nettoyage en profondeur des instruments souillés, en particulier sur les surfaces rainurées ou inégales.



50-40919



50-40921



50-40920



50-40918



50-40922



50-40917

## SÉLECTION DE PRODUITS

N°D'ARTICLE	TYPE DE BROSSE	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR DE LA BROSSE	TAILLE DE LA BROSSE	EMBALLAGE
50-40917	Extra rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Bleu	220 mm	75 mm x 20 mm x 10 mm	Sac de 3
50-40918	Rigide	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Vert	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40919	Flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Jaune	220 mm	75 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 3
50-40920	Extra flexible	Brosse plate réutilisable et autoclavable	Rouge	220 mm	75 mm x 20 mm x 25 mm	Sac de 3
50-40921	Flexible	Brosse plate à usage unique	Orange	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20
50-40922	Rigide	Brosse plate à usage unique	Bleu ciel	220 mm	60 mm x 20 mm x 15 mm	Sac de 20

Les modèles réutilisables sont également disponibles en sacs de 50. Ajouter le suffixe "- 50"

BATRIK

# BROSSE DE PRÉCISION RÉUTILISABLE

## NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Notre brosse de précision réutilisable pour le nettoyage des instruments est la brosse idéale pour l'élimination rapide des débris difficiles. Elle nettoie aussi bien en externe qu'en profondeur dans les mâchoires des instruments. Bien que les poils fermes et durables donnent l'impression d'être en acier inoxydable, il n'y a absolument aucun risque de dommages aux instruments ou de blessures corporelles.

- Les poils ont une densité extra-ferme et une durabilité supérieure
- Poils en polyamide (TYNEX<sup>MD</sup>)
- Poignée ergonomique en thermoplastique étuvable
- Stérilisable à la vapeur/chimique
- Sans latex



BON À SAVOIR : ÉLIMINE LE  
BESOIN DE LA BROSSSE À DENTS  
EN ACIER INOXYDABLE, QUI PEUT  
ENDOMMAGER LES  
INSTRUMENTS DE VALEUR !

### SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE
50-40800	Brosse de précision réutilisable pour nettoyage externe	6,29" / 160 mm

EMBALLAGE : sac de 3

NOUVEAU!

# BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup>

## NETTOYAGE DES INSTRUMENTS

Voici la brosse Trifecta<sup>TM</sup>, un outil polyvalent **3 en 1** conçu pour répondre à tous vos besoins de nettoyage d'instruments. Elle est disponible en deux styles : l'un entièrement en **nylon** pour un nettoyage en douceur et l'autre avec des poils en nylon sur deux côtés et des poils en **acier inoxydable** sur le troisième, idéal pour s'attaquer aux accumulations les plus dures et aux tâches de nettoyage les plus tenaces.

### BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup> - NYLON

#### 1 BRISTES EN NYLON


Les poils en nylon doux et transparents offrent une solution de nettoyage efficace et sûre. efficace mais sûre. Ce côté permet de vérifier facilement la propreté, sans risquer d'endommager les surfaces délicates. Idéal pour un nettoyage léger et non invasif.

#### 2 BROSSE À EMBOUTS DE PRÉCISION

Atteignez les endroits difficiles à nettoyer grâce à l'embout de précision. Ce petit embout à poils fermes est conçu pour les endroits étroits et difficiles à atteindre, tels que les mâchoires d'instruments et les joints de boîtes.

#### 3 POILS DE NYLON FERMES.

Pour les résidus plus tenaces, la face en nylon ferme offre la puissance de nettoyage dont vous avez besoin. Avec des poils semblables à ceux de l'acier inoxydable, mais sans danger pour vos instruments, cette face traite facilement les saletés et les accumulations tenaces.



### BROSSE TRIFECTA<sup>MC</sup> - NYLON ET ACIER INOXYDABLE



## SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEUR	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTAL	LONGUEUR DE LA BROSSE	POILS 1 Ø	BPOILS 2 Ø	POILS 3 Ø
28-23012	Bleu	Brosse triple en nylon	8.66" / 220 mm	1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.315" / 8.0 mm
29-23012	Bleu	Brosse triple en nylon avec acier inoxydable	8.66" / 220 mm	1.20" x 1.20" x 0.47" / 30.5 x 30.5 x 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm	0.47" / 12.0 mm

EMBALLAGE : Sac de 3 - Pour un sac de 50, ajouter « -50 » à la suite du code de l'article.



# BATRIK BROSSES RÉUTILISABLES TOUT USAGE

## Brosses à poignée en plastique

Nous proposons un large choix de brosses pour le nettoyage des instruments. Ces brosses sont idéales pour les instruments de grand diamètre, de forme unique et endoscopiques.

### Poignée en plastique In-Brush<sup>MC</sup>

Disponible en brosse à dents ordinaire (poils en nylon ou en acier inoxydable) et en brosse à double extrémité.



28-72550



28-69394



29-72550



29-69394



29-70050



50-40911

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA BROSSSE	HAUTEUR DE LA BROSSSE
28-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-72550	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
29-70050	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en laiton à une seule extrémité	7,25" / 184 mm	1,5" / 38 mm	0,5" / 12,7 mm
28-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en nylon à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
29-69394	Brosse réutilisable à poignée en plastique avec poils en acier inoxydable à double extrémité	6,9" / 175 mm	1,38" / 35 mm 1" / 25 mm	0,39" / 10 mm 0,2" / 5 mm
50-40911	Brosse en nylon pour le lavage des mains Réutilisable et autoclavable	4,9" / 104 mm	3,74" / 95 mm	1,1" / 28 mm

EMBALLAGE : sac de 3 - Pour un sac de 50, ajoutez « -50 » après le code de l'article.

BATRIK

# BROSSE D'ALÉSOIR ACÉTABULAIRE

Notre brosse de nettoyage à double extrémité est fabriquée exclusivement pour le nettoyage des alésours d'os acétabulaire. La brosse à tête circulaire de style « queue de cochon » est conçue pour nettoyer efficacement l'intérieur de l'alésoir, tandis que la brosse droite rigide à l'autre extrémité sert à nettoyer les trous de coupe individuels. La fusion spéciale des têtes de la brosse avec la poignée, ainsi que ses poils de qualité médicale antimicrobiens, assurent un outil de nettoyage durable, réutilisable et très efficace.



4,72" / 120 cm

BROSSE DROITE



1,18" / 30 mm longueur

BROSSE RONDE



2" / 50 mm longueur

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DU POIGNÉ	BROSSE DROITE	BROSSE RONDE
<b>50-ACETAB</b>	Brosse de nettoyage d'alésoir acétabulaire	4,72" / 120 mm Ø 0,47" / 12 mm	1,18" / 30 mm Ø 0,3125" / 8 mm	2" / 50 mm Ø 1,75" / 45 mm

EMBALLAGE : sac de 3


REMARQUE : Spécifications sujettes à de petites variations

BATRIK

# BROSSE DE NETTOYAGE RÉUTILISABLE POUR RÂPES ORTHOPÉDIQUES

Notre brosse de nettoyage réutilisable pour râpes orthopédiques est utilisée pour nettoyer les râpes orthopédiques et autres instruments similaires utilisés en chirurgie orthopédique.

- Elle est durable et peut supporter de nombreux cycles de stérilisation
- Poignée ergonomique en thermoplastique vaporisable
- Soies antibactériennes en polyamide
- Réutilisable
- Sans latex



## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DU MANCHE	TAILLE DE LA BROSSE	EMBALLAGE
50-RASP	9" / 23 cm	5,5" / 14 cm	0,78" x 2,7" x 3,5" 2 cm x 7 cm x 9 cm	3 / sac


BATRIK

# BROSSES DE NETTOYAGE POUR BOUTEILLES ET DRAINS

Conçues spécifiquement pour les applications hospitalières, nos brosses réutilisables pour le nettoyage des instruments sont dotées de poils longs et flexibles pour maximiser l'efficacité du nettoyage des grandes surfaces.


- Poils transparents en polyamide de haute qualité
- Débris faciles à identifier
- Autoclavable
- Sans latex

## BROSSE RÉUTILISABLE À BOCAL / BOUTEILLE



Poignée ergonomique

## BROSSE POUR DRAIN DE STÉRILISATEUR



Pointe bleue pour plus de sécurité

Fil de fer inoxydable à haute résistance

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LONGUEUR DE LA BROSSE	BROSSE (Ø)	LONGUEUR TOTALE
<b>50-10295</b>	Brosse réutilisable à bocal / bouteille	120 mm ± 2 mm	120 mm ± 5 mm	7 mm ± 2 mm	13,19" / 355 mm
<b>50-10224</b>	Brosse de nettoyage pour drain du stérilisateur	S. o.	4" / 10,1 cm	2" / 5,08 cm	24" / 609 mm

EMBALLAGE : sac de 3

**BATRIK**

# ENSEMBLES DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE


**BROSSE RONDE**

- Comprend 3 trous pour le placement réglable des pôles.
- Le placement réglable de la brosse (parallèle ou perpendiculaire) et la longueur plus importante de la brosse permettent d'accéder facilement aux coins difficiles à atteindre
- Fabriquée avec des poils de polyester approuvés par la FDA

**BROSSE À MAIN**

- Poignée ergonomique pour un meilleur confort de la main
- Des poils de polyester plus longs, approuvés par la FDA
- Facile à nettoyer (pas de cavité)

## SÉLECTION DE PRODUITS

### ENSEMBLE RÉGULIER DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
<b>50-CLAVEREG</b>	Ensemble RÉGULIER de brosse de nettoyage pour autoclave	<b>50-35900</b>	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 8,89 cm x 20,32 cm
		<b>50-55800</b>	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		<b>50-EXTPOLE</b>	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm

### ENSEMBLE SUPÉRIEUR DE BROSSES DE NETTOYAGE POUR AUTOCLAVE

N° D'ARTICLE (ENSEMBLE)	DESCRIPTION	N° D'ARTICLE (UNITÉ)	DESCRIPTION	DIMENSIONS
<b>50-CLAVESUP</b>	Ensemble SUPÉRIEUR de brosse de nettoyage pour autoclave	<b>50-35900</b>	1 brosse à main	Longueur : 3,5" x 8" / 11,5 cm x 20,32cm
		<b>50-55800</b>	1 brosse ronde (tête de brosse)	Taille de la tête de brosse : 5,5 x 10" / 14 x 25,4 cm
		<b>50-EXTPOLE</b>	1 pôle d'extension en aluminium anodisé	2 - 4 pi / 60 - 122 cm
		<b>SF-240</b>	2 écrans faciaux SAVEFACE <sup>MC</sup>	9" / 23 cm

### COMPOSANTS DE REMPLACEMENT



**BROSSE À MAIN**  
**50-35900**  
Emballage : 1



**TÊTE DE BROSS**  
**50-55800**  
Emballage : 1



**PÔLE D'EXTENSION**  
**50-EXTPOLE**  
Emballage : 1



**ÉCRAN FACIAL**  
**SAVEFACE<sup>MC</sup> SF-240**  
Emballage : 100 / boîte





# SURGMED

GROUP 

Fièrement canadien, le groupe de sociétés Surgmed<sup>MC</sup> a commencé ses activités en 1992 en tant que société de distribution unique connue sous le nom de **Surgi-Pharm Avancée**. L'entreprise s'est rapidement fait connaître comme un chef de file de l'industrie et un distributeur spécialisé de produits chirurgicaux à valeur ajoutée sur le marché hospitalier canadien. Cinq ans plus tard, Surgmed a étendu son succès avec le lancement de **Batrik Medical Manufacturing Inc.** en 1997 et l'acquisition subséquente de **Imperial Surgical Ltd.** un an plus tard, en 1998.


Ensemble, nos trois entreprises uniques desservent les marchés canadiens et mondiaux des soins de santé avec des produits de haute qualité à des prix compétitifs, le tout soutenu par un service à la clientèle de classe mondiale.



Fondée en 1992, Surgi-Pharm Avancée est la branche de distribution de Surgmed<sup>MC</sup> au Canada, représentant des fabricants américains, internationaux et nationaux de premier plan pour une vaste gamme de produits spécialisés offrant des avantages uniques pour des applications dans les domaines du bloc opératoire, de la santé des femmes, du travail et de l'accouchement, des soins intensifs et des traitements stériles. Dotée d'une équipe de vente directe, SPA assure une couverture nationale efficace en tant que distributeur canadien de Batrik, Vygon, Rocket Medical, Cooper Surgical, SunMed et d'autres produits chefs de file de l'industrie, y compris un large portefeuille de produits EPI de premier ordre.

Établie en 1997 et vendue dans 85 pays dans le monde, Batrik Medical Manufacturing Inc. se spécialise dans la fabrication d'accessoires d'endoscopie, de solutions enzymatiques, de contrôle des infections, de stérilisation centrale et de dispositifs chirurgicaux. L'installation de production à environnement contrôlé de Batrik adhère à des systèmes de contrôle de la qualité et de la réglementation strictement appliqués. Elle est enregistrée en tant qu'établissement de fabrication de dispositifs auprès de la FDA des États-Unis et est en pleine conformité avec les règlements de la CE et de Santé Canada. Tous les produits Batrik sont rigoureusement testés, assurés en responsabilité civile et répondent aux normes de qualité internationales élevées ou les dépassent.

Fondée en 1935, Imperial Surgical Ltd. est l'un des plus anciens fabricants de matériel hospitalier au Canada. Elle est bien connue pour ses équipements de soins de santé en acier inoxydable destinés au traitement stérile, aux blocs opératoires, à l'examen et au traitement, à la manipulation des patients et à la morgue et la pathologie. Leur portefeuille de produits en pleine expansion a également des applications dans le contrôle et la prévention des infections, un domaine important pour leur avenir.



SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1

Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Téléc. : +1.514.631.9083

Courriel : info@surgmed.com | Site web : www.batrik.com

BATRIK SH  
SAVERAGE™