



IMPERIAL WARE

ARTICLES HOSPITALIERS EN ACIER INOXYDABLE



SUPPORTS DE BOL ET RÉCEPTACLES

Nos supports de bol et réceptacles sont conçus pour être pratiques, mobiles et durables. Disponibles en cinq modèles polyvalents qui s'adaptent à la plupart des tailles standard de bols et de seaux en acier inoxydable. Construction en acier inoxydable entièrement soudée avec une finition polie n°4.

Tous les supports sont couverts par une **garantie exceptionnelle de 7 ans** sur toutes les pièces (voir la garantie pour plus de détails).

CARACTÉRISTIQUES

- Le cadre tubulaire soudé sans joint avec des entretoises inférieures assure une rigidité maximale et une durée de vie prolongée du produit.
- Une étagère inférieure en acier inoxydable est disponible en option pour toutes les configurations.
- Roulettes conductrices non marquantes et pivotantes de 2" (51 mm).

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-36310	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : UNITÉS DE PLANCHER Seau à pied mobile avec seau de 1 qt et pare-chocs de périmètre Réceptacle : 14,5" Ø x 8" H. / 368 mm Ø x 203 mm H. Réceptacle et seau : 14,5" Ø x 15" H / 368 mm Ø x 381 mm H. Godet : 12" Ø x 11" H. / 305 mm Ø x 279 mm H.
OR-3632	RÉCIPIENTS MOBILES POUR ÉPONGE avec cuvette ovale de 10 qt et pare-chocs périphérique
OR-3631-TB	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Récipient de table mobile avec seau de 20 qt 15" long. x 16" larg. x 38" H. (381 mm x 406 mm x 965 mm)
OR-3651	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol unique avec cuvette de 7 qt 15" long. x 16" larg. x 34" H. (381 mm x 406 mm x 864 mm)
OR-3652	RÉCIPIENTS POUR ÉPONGE : HAUTEUR DE LA TABLE Support de bol double avec deux cuvettes de 7 qt 33" long. x 16" larg. x 34" H. (838 mm x 406 mm x 864 mm)



L'ÉTAGÈRE INFÉRIEURE EST UNE CARACTÉRISTIQUE FACULTATIVE QUI DOIT ÊTRE AJOUTÉE À L'ARTICLE SI ON LE SOUHAITE.

ACCESSOIRES

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
OR-3631-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 12 QT pour OR-36310
OR-3631-TB-PS	SEAU EN ACIER INOXYDABLE DE 20 QT pour OR-3631-TB
OR-3632-BS	CUVETTE OVALE EN ACIER INOXYDABLE DE 10 QT pour OR 3632
OR-3651-BS	CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE DE 7 QT pour OR-3651 et OR-3652

Ajoutez le suffixe -LS à tout numéro d'article pour ajouter une étagère inférieure.

COUPES GRADUÉES

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0201	300 CC (10 OZ) 83 mm x 114 mm
H-0202	500 CC (16 OZ) 96 mm x 124 mm
H-0203	1000 CC (32 OZ) 128 mm x 134 mm
H-0204	2000 CC (64 OZ) 151 mm x 172 mm



H-0201



H-0203

GALIPOTS

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0361	GALIPOT, 2 OZ 65 mm x 35 mm
H-0362	GALIPOT, 4 OZ 77 mm x 45 mm
H-0363	GALIPOT, 6 OZ 83 mm x 50 mm
H-0364	GALIPOT, 10 OZ 95 mm x 55 mm
H-0365	GALIPOT, 14 OZ 112 mm x 58 mm
H-0366	GALIPOT, 8 OZ 90 mm x 50 mm
H-0367	GALIPOT, 12 OZ 103 mm x 60 mm



H-0361



H-0363

VAISSELLE IMPERIAL WARE, SUPPORTS ET RÉCEPTACLES

BASSINS DE LAVAGE ET BOLS



H-0321

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1228	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PEU PROFOND, 12,5" 320 mm x 80 mm
H-1229	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 12,5" 320 mm x 105 mm
H-1230	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 13,375" 340 mm x 100 mm
H-1231	BASSIN DE LAVAGE, TYPE PROFOND, 14,4" 365 mm x 115 mm
H-0301	BOL, 10 CM, 3/8 QT, 14 OZ 108 mm x 50 mm
H-0302	BOL, 12 CM, 5/8 QT, 20 OZ 133 mm x 56 mm
H-0303	BOL, 14 CM, 1 QT, 32 OZ 145 mm x 60 mm
H-0304	BOL, 16 CM, 1 3/8 QT, 44 OZ 167 mm x 70 mm
H-0305	BOL, 18 CM, 1 7/8 QT, 60 OZ 185 mm x 70 mm
H-0321	BOL À SOLUTIONS, 4 QT, 128 OZ 330 mm x 84 mm
H-0322	BOL À SOLUTIONS, 5 1/8 QT, 164 OZ 308 mm x 110 mm
H-0323	BOL À SOLUTIONS, 7 QT, 224 OZ Ø 355 mm x 115 mm



H-0302

RÉCIPIENTS POUR SERVICE ALIMENTAIRE



H-0802

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0801	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
H-0801P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 65 mm
H-0802	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
H-0802P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 530 mm x 320 mm x 100 mm
H-0803	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, PLEINE GRANDEUR 533 mm x 325 mm x 35 mm
H-0807	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
H-0807P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 65 mm
H-0808	RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
H-0808P	RÉCIPIENT PERFORÉ POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 321 mm x 262 mm x 100 mm
H-0809	COUVERCLE POUR RÉCIPIENT POUR SERVICE ALIMENTAIRE, DEMI GRANDEUR 324 mm x 265 mm x 32 mm




H-0801P



H-0808P

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR INSTRUMENTS PEU PROFONDS



H-0557



H-0553



H-0558

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0553	PLATEAU POUR INSTRUMENTS 210 mm x 110 mm x 8 mm
H-0554	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 217 mm x 128 mm x 12 mm
H-0556	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 225 mm x 162 mm x 14 mm
H-0557	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 285 mm x 185 mm x 17 mm
H-0558	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 338 mm x 245 mm x 17 mm
H-0559	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 390 mm x 271 mm x 18 mm
H-0559P	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 390 mm x 271 mm x 18 mm
H-0560	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 440 mm x 295 mm x 18 mm
H-0560P	PLATEAU PEU PROFOND PERFORÉ 440 mm x 295 mm x 18 mm
H-0561	PLATEAU RECTANGULAIRE PEU PROFOND 491 mm x 322 mm x 18 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an.**

PLATEAUX POUR INSTRUMENTS PROFONDS ET PERFORÉS



H-0563

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (long. x larg. x H.)
H-0562	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 292 mm x 195 mm x 50 mm
H-0563	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 335 mm x 246 mm x 55 mm
H-0563P	PLATEAU RECTANGULAIRE PERFORÉ 335 mm x 246 mm x 55 mm
H-0564	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 387 mm x 272 mm x 60 mm
H-0564P	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 387 mm x 272 mm x 60 mm
H-0565	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 445 mm x 281 mm x 97 mm
H-0565P	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND PERFORÉ 445 mm x 281 mm x 97 mm
H-0566	PLATEAU RECTANGULAIRE PROFOND 501 mm x 336 mm x 101 mm



H-0565



H-0562

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS



H-0153



H-0156



H-0159

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0151	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0152	COUVERCLE POUR H-0151
H-0153	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 219 mm long. x 81 mm larg. x 35 mm H.
H-0154	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0155	COUVERCLE POUR H-0154
H-0156	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 231 mm long. x 132 mm larg. x 49 mm H.
H-0157	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0158	COUVERCLE POUR H-0157
H-0159	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 320 mm long. x 95 mm larg. x 50 mm H.

PLATEAUX POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS

SÉLECTION DES PRODUITS



H-0162



H-0165



H-0168

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0160	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0160P	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
H-0161	COUVERCLE POUR H-0160 ET H-0160P
H-0162	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 50 mm H.
H-0163	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0163P	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS PERFORÉ (SANS COUVERCLE)
H-0164	COUVERCLE POUR H-0163 ET H-0163P
H-0165	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE AFFLEURANTE) 310 mm long. x 196 mm larg. x 65 mm H.
H-0166	PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (SANS COUVERCLE)
H-0167	COUVERCLE POUR H-0166
H-0168	ENSEMBLE DE PLATEAU POUR CATHÉTERS ET INSTRUMENTS (AVEC COUVERCLE, POIGNÉE RELEVÉE) 441 mm long. x 116 mm larg. x 45 mm H.



URINOIRS ET BASSINS

VAISSELLE IMPERIAL WARE, SUPPORTS ET RÉCEPTACLES



H-0102



H-0108



H-0109

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION
H-0101	BASSIN POUR ADULTES SANS COUVERCLE 355 mm x 290 mm x 50 mm
H-0102	BASSIN POUR ADULTES AVEC COUVERCLE 355 mm x 165 mm
H-0105	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE LONG) 310 mm x 245 mm
H-0106	BASSIN ORTHOPÉDIQUE (COUVERCLE COURT) 355 mm x 290 mm x 50
H-0107	URINOIR POUR HOMMES (TYPE VERTICAL) 110 mm x 230 mm
H-0108	URINOIR POUR HOMMES (TYPE HORIZONTAL) 110 mm x 230 mm
H-0109	URINOIR POUR FEMMES 124 mm x 125 mm x 216 mm
H-0111	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, DROITE ET GAUCHE 110 mm x 230 mm
H-0112	BASSIN POUR ADULTES AVEC 2 POIGNÉES, AVANT ET ARRIÈRE 110 mm x 230 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an**.

BOCAUX ET COUVERCLES

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0391	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 76 mm x 63 mm
H-0392	POT POUR AIGUILLES OU POMMADE AVEC COUVERCLE (POIGNÉE RELEVÉE) 95 mm x 65 mm
H-0393	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 90 mm x 110 mm
H-0394	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 80 mm
H-0395	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 102 mm x 130 mm
H-0396	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 130 mm
H-0397	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 123 mm x 166 mm
H-0398	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 180 mm x 180 mm
H-0399	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE 62 mm x 82 mm
H-0400	BOCAL À PANSEMENTS AVEC COUVERCLE (POIGNÉE ENCASTRÉE) 82 mm x 100 mm
H-1214	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 60 MM 65 mm x 100 mm
H-1215	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 75 MM 82 mm x 123 mm
H-1216	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 90 MM 98 mm x 145 mm
H-1217	BOCAL À FORCEPS AVEC POIGNÉE, 100 MM 105 mm x 170 mm
H-1218	BOCAL À FORCEPS, 50 MM 55 mm x 80 mm



H-0398



H-1215

VASES DE PETRI



H-1223

H-1224

H-1226

H-1227



H-1225

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-1223	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 60 mm x 20 mm
H-1224	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 75 mm x 20 mm
H-1225	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 17 mm
H-1226	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 90 mm x 20 mm
H-1227	VASE DE PETRI AVEC COUVERCLE 120 mm x 20 mm

Tous les produits Vaisselle Imperial Ware sont couverts par notre **garantie d'un an.**

BASSINS DE VOMISSEMENT



H-0262

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x larg. x H.)
H-0261	BASSIN DE VOMISSEMENT, 6" SANS COUVERCLE 172 mm x 96 mm x 34 mm
H-0262	COUVERCLE POUR H-0261 175 mm x 100 mm x 7 mm
H-0264	BASSIN DE VOMISSEMENT, 8" SANS COUVERCLE 208 mm x 98 mm x 36 mm
H-0265	COUVERCLE POUR H-0264 210 mm x 100 mm x 7 mm
H-0267	BASSIN DE VOMISSEMENT, 10" SANS COUVERCLE 256 mm x 119 mm x 45 mm
H-0268	COUVERCLE POUR H-0267 260 mm x 125 mm x 7 mm
H-0270	BASSIN DE VOMISSEMENT, 12" SANS COUVERCLE 310 mm x 152 mm x 55 mm
H-0271	COUVERCLE POUR H-0270 315 mm x 155 mm x 10 mm



H-0261

TASSES, GOBELETS ET PICHETS



H-0342



H-0352



H-0381



H-0502

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0341	GOBELET, 1 OZ 48 mm x 30 mm
H-0342	GOBELET, 2 OZ 52 mm x 50 mm
H-0351	GOBELET D'IODE, 2 OZ 60 mm x 30 mm
H-0352	GOBELET D'IODE, 6 OZ 83 mm x 55 mm
H-0353	GOBELET D'IODE, 14 OZ 120 mm x 60 mm
H-0381	CULBUTEUR, 5 OZ 65 mm x 75 mm
H-0382	CULBUTEUR, 7 OZ 77 mm x 80 mm
H-1233	CULBUTEUR, 10 OZ 80 mm x 98 mm
H-0383	CULBUTEUR, 12 OZ 83 mm x 115 mm
H-0502	PICHET DE SOLUTION, 1 QT 100 mm x 150 mm
H-0503	PICHET DE SOLUTION, 2 QT 130 mm x 165 mm
H-0505	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 0,9 L 150 mm x 170 mm
H-0506	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 1,8 L 160 mm x 205 mm
H-0507	PICHET EN FORME DE CLOCHE, 2,7 L 195 mm x 226 mm

PRODUITS AUXILIAIRES



H-0241



H-0233

SÉLECTION DES PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION (Ø x H.)
H-0211	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 27 mm x 102 mm
H-0212	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 120 mm
H-0213	BOCAL DE THERMOMÈTRE / FORCEPS 55 mm x 190 mm
H-0232	ABAISSE-LANGUE 22 mm x 170 mm
H-0233	ABAISSE-LANGUE 23 mm x 190 mm
H-0241	PLAT DE COMPTAGE DE COMPRIMÉS long. 215 mm x larg. 150 mm x H. 135 mm



H-0212



H-0213



SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec, Canada H8T 2P1
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432 | Télécopieur : +1.514.631.9083
Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.imperialsurgical.com