

# Quand simplement réparation ne suffit pas !



IDENTIFIEZ  
INDIQUEZ  
POSSÉDEZ!



TAG-IT



www.batrik.com TAG-IT™ TI-NOTE-R0

Icons: Umbrella, Hand, Thermometer, Scale, Stethoscope

RE-TRAITER LE:

DATE: HEURE: RÉUSSI ÉCHEC

NUMÉRO: DATE: HEURE: OUI NON

DE-BARRES

JANV FÉVR MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC  
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FOURNISSEUR  
Enregistrement

Plateau reçu de :

Nom du plateau :

Reçu par :

Date : Date de la chirurgie :

- URDM notifié avant réception du plateau
- Reçu plus de 24 heures avant le cas
- Liste d'inventaire disponible
- Revue d'inventaire complétée
- Tous les instruments sont en bonne condition
- Caisson sont en bonne condition
- Tous les plateaux sont étiquetés (patient & chirurgien)
- Tous les plateaux font moins de 25lbs
- Manuel d'instructions écrit disponible
- Désassemblé / Décontaminé

www.batrik.com TAG-IT™ TI-35C22

**PRIORITÉ**  
# Salle : \_\_\_\_\_  
Temps nécessaire : \_\_\_\_\_

**FOURNISSEUR**  
Nom de la compagnie : \_\_\_\_\_  
Nom du plateau : \_\_\_\_\_

**RETOUR RAPIDE**  
Initiales Tech. : \_\_\_\_\_  
# Chambre : \_\_\_\_\_

**RE-PASSER**  
# Salle : \_\_\_\_\_

**BRISÉ**  
**NE PAS UTILISER**  
DATE : \_\_\_\_\_ TÉLÉPHONE : \_\_\_\_\_

**MANQUANT**

**PRÊT**  
Prêt de : \_\_\_\_\_  
Prêt à : \_\_\_\_\_  
Par : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

www.batrik.com TAG-IT™ TI-3503

NEW!  
BATRIK


# TAG-IT<sup>MC</sup> | NOTES

## QUAND UNE SIMPLE RÉPARATION NE SUFFIT PAS —IDENTIFIEZ, INDIQUEZ, POSSÉDEZ!

Les notes Tag-It<sup>MC</sup> offrent la liberté permettent d'identifier et de documenter les instructions relatives aux pour les instruments, les aux plateaux et aux les chariots avant et après la stérilisation. Les notes Tag-It<sup>MC</sup> sont résistantes aux déchirures, supportent les produits chimiques extrêmes, les températures élevées, et assurent une communication fiable.

### POURQUOI VOUS LES AIMEREZ:

- Les notes Tag-It<sup>MC</sup> vous donnent la liberté de documenter clairement les informations importantes **sans encombrement**.
- Des **attaches résistantes et faciles** à utiliser, conçues pour s'attacher solidement aux instruments (testées à 134°C et évaluées pour les produits chimiques).
- Inclut un marqueur permanent **résistant à la chaleur** pour écrire vos notes importantes.
- Choisissez parmi **d'autres cartes personnalisables** pour des besoins spécifiques ou des cartes **préfabriquées** pour une utilisation rapide et pratique.
- Lorsque vous avez besoin de plus qu'une simple étiquette « réparation » ou « aiguisage » pour identifier un problème, **identifiez-le, étiquetez-le, faites-le vôtre**.




#### IMPERMÉABLE

Le papier synthétique résiste aux écoulements et à l'exposition aux liquides sans aucun dommage.



#### ÉCOLOGIQUE

Fabriqué à partir de matériaux durables et recyclables.



#### RÉSISTANT À LA CHALEUR

Peut résister à des températures élevées jusqu'à 273,2°F (134°C). Compatible avec la stérilisation au plasma gazeux (STERRAD® 100 NX).



#### DURABLE ET RÉSISTANT AUX DÉCHIRURES

Résiste aux nettoyages rigoureux, aux conditions difficiles et aux déchirures.

### PRODUCT SELECTION

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-NOTE-R0	Jaune	NOTES	3" x 5" / 8 cm x 13cm	100 / Paquet

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

**TAG-IT™**

Les cartes Tag-It™ sont un moyen facile d'ajouter des informations, qu'elles soient pré-imprimées ou non remplies. Ces étiquettes durables optimisent votre flux de travail, résistent à des conditions difficiles et comportent des points indicateurs (en option) pour une vérification rapide. Ces étiquettes aident à garder les instruments, les plateaux et les chariots organisés, garantissant ainsi l'efficacité avant et après la stérilisation/décontamination.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- **Marqueur permanent spécial:** L'encre ne coule pas et se brouille pas après une exposition à des produits chimiques ou à une stérilisation à haute température (max. 260°C/500°F).
- **Attaches autobloquantes:** Aident à sécuriser les étiquettes sur presque tout instrument ou contenant. (Ces attaches ont été testées pour la stérilisation chimique et à la vapeur).
- **Notres Tag-It™:** ne rétrécit pas, n'absorbe pas l'eau ni les produits chimiques, et ne perd pas son leur intégrité après une stérilisation chimique ou à la vapeur.



**(Optionnel)**  
**Toutes les étiquettes disponibles avec des points indicateurs**  
 Fournit une confirmation visuelle que l'étiquette a été traitée.



## SÉLECTION DE PRODUITS:

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
<b>TI-3502</b>	Bleu	FOURNISSEUR	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-3503</b>	Vert	PRÊT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-3504</b>	Rouge	PRIORITÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-3505</b>	Jaune	RE-PASSER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-3506</b>	Rose	MANQUANT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-3507</b>	Orange	BRISÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-3509</b>	Noir	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-35B1</b>	Blanc	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-35B4</b>	Rouge	BRISÉ NE PAS UTILISER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-35C22</b>	Bleu clair	FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-35L3</b>	Vert	PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-35T2</b>	Bleu	RETOUR RAPIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
<b>TI-PM09</b>	Noir	MARQUEURS PERMANENTS FINS	1.5" Ø x 5.5" / 3.81cm Ø x 12.7 cm	36 / sac

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "ST" à la fin du code pour les points de vapeur.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "PL" à la fin du code pour les points de plasma.

SÉLECTION DE PRODUITS : (personnalisation également disponible)


**FOURNISSEUR / BLEU**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3502	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**NOTES / JAUNE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-NOTE-R0	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**PRÊT/ VERT**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3503	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**VIDE / BLANC**

ARTICLE #	TAILLE
TI-35B1	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**PRIORITÉ/ ROUGE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3504	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**BRISÉ NE PAS UTILISER / ROUGE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-35B4	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**RE-PASSER / JAUNE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3505	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE / BLEU**

ARTICLE #	TAILLE
TI-35C22	5" x 3" (13 cm x 8 cm)



**MANQUANT / ROSE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3506	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT**

ARTICLE #	TAILLE
TI-35L3	5" x 3" (13 cm x 8 cm)




**BRISÉ / ORANGE**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3507	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**VIDE / NOIR**

ARTICLE #	TAILLE
TI-3509	3" x 5" (8 cm x 13cm)



**RETOUR RAPIDE / BLEU**

ARTICLE #	TAILLE
TI-35T2	3" x 5" (8 cm x 13cm)



Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.