

Your First MC

# ÉPONGES ENZYMATIQUES & KITS D'ÉPONGES DE CHEVET



Voici RightSwipe™, nos ensembles d'éponge enzymatique pour le chevet des patients, qui offrent une formule améliorée pour une solution de pré-nettoyage ou de nettoyage de surface plus efficace. Notre mélange amélioré garantit un nettoyage complet et sûr ainsi qu'un processus d'application simplifié, faisant de RightSwipe™ le chevet parfait pour vos besoins en matière de soins d'endoscope. La conception en éponge tubulaire est compatible avec divers modèles d'endoscopes, offrant ainsi une polyvalence aux côtés des avantages supérieurs de notre solution enzymatique.



ÉPONGE PLATE



ÉPONGE TUBULAIRE



POCHETTE INDÉPENDANTE



ENVIRO-SACHET<sup>MC</sup>  
ENZYMATIC GEL KIT

BOÎTE DISTRIBUTRICE

## SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
17-111	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Mouiller dans un bassin de 250-500 ml pour activer le concentré enzymatique.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-211	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Mouiller dans un bassin de 250-500 ml pour activer le concentré enzymatique.	50 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-122	ÉPONGE TUBULAIRE SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	15 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-222	ÉPONGE PLATE ET SÈCHE Vient dans une pochette indépendante à utiliser comme un bassin. Il suffit d'ajouter 500 ml d'eau.	25 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-133	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-233	ÉPONGE PLATE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 500 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-144	ÉPONGE TUBULAIRE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution enzymatique.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-244	ÉPONGE PLATE À DOUBLE USAGE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un sachet indépendant, trempée dans 100 ml de solution enzymatique.	12 / boîte (4 boîtes / caisse)
17-155	ÉPONGE TUBULAIRE PRÊTE À L'EMPLOI Vient dans un bain de 220 ml de solution enzymatique.	24 / caisse
17-277	GEL ENZYMATIQUE Vient avec 1 éponge sèche plate, un Enviro-Sachet <sup>MC</sup> et un kit de bol en acier inoxydable.	1 ensemble