


Les Essentiels de Batrik

Pour une stérilisation supérieure!



PRIORITÉ

Salle _____

Temps nécessaire _____

Initiales _____

BATRIK

TAG-IT^{MC}

Batrik Tag-It^{MC} est notre nouvelle gamme d'étiquettes d'information développées pour aider les professionnels médicaux à identifier et documenter une large gamme d'instructions. Si vous avez besoin d'identifier des instruments, des plateaux ou des chariots, avant ou après la stérilisation, Tag-It^{MC} peut vous aider. Ces étiquettes durables et résistantes à la déchirure sont parfaites pour indiquer des instructions de gestion spéciales.

POURQUOI VOUS LES AIMEREZ

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Le papier synthétique est durable, ne se fripe pas et n'absorbe pas d'eau. Il est fabriqué en plastique recyclable, assurant un développement durable.
- Robustes et faciles à utiliser, les attaches autobloquantes sont conçues pour s'attacher en toute sécurité à une large gamme de plateaux, d'instruments et d'autres dispositifs médicaux.
- Disponible en plus de 8 langues.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Marqueur permanent de haute qualité.
- Étiquettes écologiques et indéchirable.
- Grandes quantités: Chaque paquet de Tag-It^{MC} comprend 100 étiquettes polyvalentes, permettant aux professionnels médicaux d'identifier rapidement les instruments qui nécessitent une attention particulière.
- Disponible en plusieurs langues.

SÉLECTION DE PRODUITS :

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-3502	Bleu	FOURNISSEUR	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3503	Vert	PRÊT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3504	Rouge	PRIORITÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3505	Jaune	RE-PASSER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3506	Rose	MANQUANT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3507	Orange	BRISÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3509	Noir	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B1	Blanc	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B4	Rouge	BRISÉ NE PAS UTILISER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35C22	Bleu clair	FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35L3	Vert	PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35T2	Bleu	RETOUR RAPIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-PM09	Noir	MARQUEURS PERMANENTS FINS	1.5" Ø x 5.5" / 3.81cm Ø x 12.7 cm	36 / sac



Toutes les étiquettes disponibles avec des points indicateurs. Fournit une confirmation visuelle que l'étiquette a été traitée



Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "ST" à la fin du code pour les points de vapeur.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "PL" à la fin du code pour les points de plasma.

SÉLECTION DE PRODUITS :



<p>FOURNISSEUR / BLEU</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3502 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>VIDE / BLANC</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-35B1 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>	
<p>PRÊT/ VERT</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3503 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>BRISÉ NE PAS UTILISER / ROUGE</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-35B4 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>	
<p>PRIORITÉ/ ROUGE</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3504 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>FOURNISSEUR ENREGIS- TREMENT + SORTIE / BLEU</p> <p>ARTICLE #</p> <hr/> <p>TI-35C22</p>	
<p>RE-PASSER / JAUNE</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3505 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>FOURNISSEUR ENREGIS- TREMENT + SORTIE / BLEU</p> <p>ARTICLE #</p> <hr/> <p>TI-35C22</p>	<p>TAILLE</p> <hr/> <p>5" x 3" (13 cm x 8 cm)</p>
<p>MANQUANT / ROSE</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3506 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT</p> <p>ARTICLE #</p> <hr/> <p>TI-35L3</p>	
<p>BRISÉ / ORANGE</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3507 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT</p> <p>ARTICLE #</p> <hr/> <p>TI-35L3</p>	<p>TAILLE</p> <hr/> <p>5" x 3" (13 cm x 8 cm)</p>
<p>VIDE / NOIR</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-3509 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>		<p>RETOUR RAPIDE / BLEU</p> <p>ARTICLE # TAILLE</p> <hr/> <p>TI-35T2 3" x 5" (8 cm x 13cm)</p>	

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.


BATRIK TAPIS EN SILICONE À POINTES

Notre tapis en silicone à pointes permet de protéger et d'organiser les instruments chirurgicaux délicats en vue de leur stérilisation. Les picots surélevés assurent une meilleure ventilation et un meilleur séchage, ce qui réduit considérablement la collecte d'humidité résiduelle.

- Réutilisable
- Autoclavable
- Sans latex



CÔTÉ AVANT
Des pointes maintiennent les instruments en place en toute sécurité



CÔTÉ ARRIÈRE
De nombreux trous et des nœuds surélevés assurent une meilleure ventilation et réduisent la collecte d'eau

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
13-2001	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	1 unité
13-2005	13" x 18" (33 cm x 45,72 cm) 11,97 mm de haut de la base du tapis à l'extrémité de l'épingle 15,53 mm de haut, de la base du nœud surélevé à l'extrémité de l'épingle	5 unités

BON À SAVOIR:
DES TAILLES
PERSONNALISÉES
SONT DISPONIBLES
SUR DEMANDE

BATRIK CORNER POCKETS^{MC}

Avec trois modèles au choix, notre portefeuille Corner Pockets^{MC} constitue une gamme vraiment complète de produits conçus pour prévenir les déchirures associées aux coins ou pieds aigus des plateaux chirurgicaux.



18-CP02


18-CP07

18-CP06

COULEUR	BLEU	ORANGE	ROSE
USAGE	USAGE UNIQUE	RÉUTILISABLE <small>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</small>	RÉUTILISABLE <small>résiste à des stérilisations répétées jusqu'à 134 °C</small>
DIMENSIONS	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	2,8" x 4" (7,3 cm x 10,3 cm)	3,4" x 4,7" (8,5 cm x 12 cm)
SANS LATEX	✓	✓	✓
PAS DE RÉTENTION D'HUMIDITÉ	✓	✓	✓
FABRICATION	Plastique souple de type silicone	Plastique souple de type silicone	Notre plastique le plus flexible pour un placement plus facile et une protection des plus sûres

SOFT POCKETS^{MC}

Nos coins protecteurs en mousse Soft Pockets^{MC} sont fabriqués en mousse haute densité pour amortir et protéger efficacement les coins des plateaux chirurgicaux afin d'éviter les déchirures. Ils sont particulièrement utiles pour les ensembles d'instruments plus lourds.



SÉLECTION DE PRODUITS



N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
18-CP02*	Corner Pockets ^{MC} <small>Usage unique, bleu</small>	240 / sac
18-EVAL2*	Corner Pockets ^{MC} <small>Usage unique, bleu</small>	24 / sac
18-CP07	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, orange</small>	80 / sac
18-CORNER	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, orange</small>	320 / boîte (4 sacs de 80 unités)
18-EVAL7	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, orange</small>	24 / sac
18-CP06	Corner Pockets ^{MC} <small>Réutilisable, rose</small>	80 / sac
18-CPF-02	Soft Pockets ^{MC} <small>Protecteurs de coins en mousse à usage unique</small>	80 / boîte (24 boîtes / palette)

* Bien que le modèle de Corner Pockets^{MC} à usage unique semble similaire au modèle réutilisable, il est mélangé différemment et n'a été validé qu'en tant que produit à usage unique. Sa réutilisation peut compromettre la stérilité.

BATRIK PROTECTEURS D'INSTRUMENTS

Nos protecteurs d'instruments protègent les extrémités et les bords des instruments pour éviter les dommages lors de la manipulation et de la stérilisation. Ils sont disponibles dans un large éventail de tailles à code couleur pour presque toutes les applications, y compris les ostéotomes, les rétracteurs, les doubles et les perforations.

- Perméables à la vapeur et au gaz
- Les protecteurs perforés réduisent le vide et l'accumulation d'humidité
- Validés pour la stérilisation sous vide*
- Plusieurs tailles à code de couleur
- Sans latex
- Non stériles



*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide dans un établissement de santé

SÉLECTION DE PRODUITS

RÉGULIER ET PERFORÉ/CLAIR



RC-07



PC-07

N° D'ARTICLE RÉGULIER	N°D'ARTICLE PERFORÉ	COULEUR	DIMENSIONS
RC-01	PC-01	Clair	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
RC-02	PC-02	Clair	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
RC-03	PC-03	Clair	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
RC-04	PC-04	Clair	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
RC-05	PC-05	Clair	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
RC-06	PC-06	Clair	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
RC-07	PC-07	Clair	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
RC-08	PC-08	Clair	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
RC-09	PC-09	Clair	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
RC-10	PC-10	Clair	Assortis

EMBALLAGE : sac de 100

RÉGULIER ET PERFORÉ/TEINTÉ



RT-07



PT-07

RT-01	PT-01	Blanc teinté	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
RT-02	PT-02	Bleu teinté	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
RT-03	PT-03	Vert teinté	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
RT-04	PT-04	Rouge teinté	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
RT-05	PT-05	Jaune teinté	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
RT-06	PT-06	Marron teinté	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
RT-07	PT-07	Orange teinté	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
RT-08	PT-08	Brun teinté	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
RT-09	PT-09	Noir teinté	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
RT-10	PT-10	Teinté assorti	Assortis

EMBALLAGE : sac de 100

RÉGULIER ET PERFORÉ/SOLIDE



RS-07




PS-07

RS-01	PS-01	Blanc solide	0,062" x 0,75" (1,57 mm x 19 mm)
RS-02	PS-02	Bleu solide	0,075" x 0,75" (2 mm x 19 mm)
RS-03	PS-03	Bleu solide	0,109" x 0,75" (2,77 mm x 19 mm)
RS-04	PS-04	Rouge solide	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
RS-05	PS-05	Jaune solide	0,187" x 1" (4,75 mm x 25,4 mm)
RS-06	PS-06	Marron solide	0,406" x 0,75" (10,3 mm x 19 mm)
RS-07	PS-07	Orange solide	0,062" x 0,375" x 1" (1,57 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
RS-08	PS-08	Brun solide	0,078" x 0,625" x 1" (2 mm x 15,875 mm x 25,4 mm)
RS-09	PS-09	Noir solide	0,125" x 1" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm x 25,4 mm)
RS-10	PS-10	Solide assorti	Assortis


EMBALLAGE : sac de 100

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS
OP-11	0,25" x 0,75" (6,35 mm x 19,05 mm)
OP-12	0,375" x 1" (9,53 mm x 25,4 mm)
OP-13	0,5" x 1" (12,7 mm x 25,4 mm)
OP-14	0,75" x 1" (19,05 mm x 25,4 mm)
OP-15	1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm)
OP-16	1,25" x 1,25" (31,75 mm x 31,75 mm)
OP-17	1,5" x 1,5" (38,1 mm x 38,1 mm)
OP-18	1,75" x 1,25" (44,45 mm x 31,75 mm)
OP-20	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50


PROTECTEURS D'OSTÉOTOME


N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
RGS-01	1,5" (38 mm)	55 / sac
RGS-02	2" (51 mm)	45 / sac
RGS-03	3" (76,2 mm)	40 / sac

PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS À POINTE UNIQUE


N° D'ARTICLE	COULEUR	TAILLE
RGM-01	Rose	Petit
RGM-02	Clair	Petit
RGM-03	Vert	Moyen
RGM-04	Clair	Moyen

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DE RÉTRACTEURS WEITLANER


N° D'ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS
DG-01	Clair	0,0625" x 0,75" (1,59 mm x 19,05 mm)
DG-02	Bleu	0,078" x 0,75" (1,98 mm x 19,05 mm)
DG-03	Vert	0,109" x 0,75" (2,78 mm x 19,05 mm)
DG-04	Rouge	0,125" x 1" (3,18 mm x 25,4 mm)
DG-05	Jaune	0,187" x 1" (4,76 mm x 25,4 mm)
DG-07	Orange	0,062" x 0,375" x 1" (1,59 mm x 9,53 mm x 25,4 mm)
DG-10	Assortis	Assortis

EMBALLAGE : sac de 50

PROTECTEURS DOUBLES PERFORÉS


BATRIK

CADENAS DE SÉCURITÉ

Nos cadenas de sécurité pour les conteneurs d'instruments et les applications hospitalières générales sont spécialement conçus pour le marché des soins de santé. Notre sélection de matériaux, notre processus de fabrication et notre ingénierie garantissent une qualité constante et une conformité à haute température avec les différentes températures de stérilisation à la vapeur dans les applications hospitalières du monde entier.

Disponibles avec des points indicateurs à encre réactive en option qui fournissent une indication visuelle de la stérilité. Les points bleu clair deviennent marron/brun foncé lors de la stérilisation à la vapeur.

DISPONIBLE EN TROIS FORMATS

SÉRIE 700

SÉRIE 800

SÉRIE 900



En polypropylène



Sans latex ni DEHP



Ne fondra pas et ne ramollit pas avec un protocole de stérilisation à la vapeur établi



La conception entièrement ouverte (45°) facilite l'insertion dans les conteneurs d'instruments



Une conception facile à tordre



Grande base pour une manipulation plus facile



Disponible en différentes tailles



Couleurs personnalisées et OEM disponibles sur demande

CADENAS NUMÉROTÉS IMPRIMÉS ET PERSONNALISÉS

Disponible dans les séries 700, 800 et 900

SÉLECTION DE PRODUITS

COULEUR	MOT IMPRIMÉ
CADENAS IMPRIMÉS	
BLANC	CLEAN
BLEU	STERILE
ROUGE	REPAIR
JAUNE	SHARPEN
JAUNE	LOANER
NOIR	DISCARD
NUMÉROTATION PERSONNALISÉE	
TOUTES LES COULEURS	jusqu'à 8 numéros



NUMÉROTATION PERSONNALISÉE

Cadenas imprimés personnalisés (jusqu'à 8 caractères)



IMPRIMÉ

6 étiquettes imprimées différentes disponibles

REMARQUE : Les cadenas imprimés et numérotés personnalisés sont disponibles dans les séries 700, 800 et 900 et peuvent être commandés en quantités de 100, 200 et 500 unités. Veuillez nous contacter pour les détails de la commande.

POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 700

Les cadenas de la série 700 sont parfaits pour les conteneurs « Aesculap » et ceux qui ont une ouverture courte et large.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701	15-711	15-710
BLEU	15-702	15-712	15-720
VERT	15-703	15-713	15-730
ROUGE	15-704	15-714	15-740
JAUNE	15-705	15-715	15-750
ROSE	15-706	15-716	15-760
ORANGE	15-707	15-717	15-770
NOIR	15-709	15-719	15-790
BLEU CIEL	15-722	15-732	15-742

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-701-IND	15-711-IND	15-710-IND
BLEU	15-702-IND	15-712-IND	15-720-IND
VERT	15-703-IND	15-713-IND	15-730-IND
ROUGE	15-704-IND	15-714-IND	15-740-IND
JAUNE	15-705-IND	15-715-IND	15-750-IND
ROSE	15-706-IND	15-716-IND	15-760-IND
ORANGE	15-707-IND	15-717-IND	15-770-IND
NOIR	15-709-IND	15-719-IND	15-790-IND
BLEU CIEL	15-722-IND	15-732-IND	15-742-IND

Des **crochets à double verrouillage** peuvent être insérés dans un grand trou de guidage



Les **rainures** du cadenas facilitent la manipulation



POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 800

Les cadenas de la série 800 ont un bras plus long (32 mm) et ont un seul crochet plus fin que ceux de la série 700. Ils sont parfaits pour presque tous les types de conteneurs, même ceux qui ont des canaux longs et fins.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801	15-811	15-810
BLEU	15-802	15-812	15-820
VERT	15-803	15-813	15-830
ROUGE	15-804	15-814	15-840
JAUNE	15-805	15-815	15-850
ROSE	15-806	15-816	15-860
ORANGE	15-807	15-817	15-870
NOIR	15-809	15-819	15-890
BLEU CIEL	15-822	15-832	15-842

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-801-IND	15-811-IND	15-810-IND
BLEU	15-802-IND	15-812-IND	15-820-IND
VERT	15-803-IND	15-813-IND	15-830-IND
ROUGE	15-804-IND	15-814-IND	15-840-IND
JAUNE	15-805-IND	15-815-IND	15-850-IND
ROSE	15-806-IND	15-816-IND	15-860-IND
ORANGE	15-807-IND	15-817-IND	15-870-IND
NOIR	15-809-IND	15-819-IND	15-890-IND
BLEU CIEL	15-822-IND	15-832-IND	15-842-IND

Un seul crochet de verrouillage peut être inséré dans un grand trou de guidage



Le système de verrouillage permet une fermeture facile



POINTS INDICATEURS



RÉGULIER



CADENAS DE LA SÉRIE 900

Les cadenas de la série 900 sont identiques à ceux de la série 800, mais avec une base rectangulaire plus large qui permet de placer une étiquette de repérage de 20 mm x 30 mm.

SÉLECTION DE PRODUITS

CADENAS RÉGULIERS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
WHITE	15-901	15-911	15-910
BLUE	15-902	15-912	15-920
GREEN	15-903	15-913	15-930
RED	15-904	15-914	15-940
YELLOW	15-905	15-915	15-950
PINK	15-906	15-916	15-960
ORANGE	15-907	15-917	15-970
BLACK	15-909	15-919	15-990
LIGHT BLUE	15-922	15-932	15-942

AVEC POINTS INDICATEURS

COULEUR	100 UNITÉS	200 UNITÉS	500 UNITÉS
BLANC	15-901-IND	15-911-IND	15-910-IND
BLEU	15-902-IND	15-912-IND	15-920-IND
VERT	15-903-IND	15-913-IND	15-930-IND
ROUGE	15-904-IND	15-914-IND	15-940-IND
JAUNE	15-905-IND	15-915-IND	15-950-IND
ROSE	15-906-IND	15-916-IND	15-960-IND
ORANGE	15-907-IND	15-917-IND	15-970-IND
NOIR	15-909-IND	15-919-IND	15-990-IND
BLEU CIEL	15-922-IND	15-932-IND	15-942-IND

Crochet de verrouillage unique pour les petits diamètres



Idéal pour **ajouter des étiquettes/indicateurs**, ou des marquages à la grande base rectangulaire



NOUS JOINDRE

Joignez nous pour des commandes de grande quantités ou pour obtenir un échantillon gratuit.

États-Unis et Canada sans frais :

1.800.661.5432

International: +1.514.631.7988

Fax: +1.514.631.9083

Courriel: info@surgmed.com

