




Blue Cloud™
www.BATRIK.com

GAMME DE PRODUITS CHIRURGICAUX ET D'ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Créée en 1997. Fièrement canadienne. 
Produits commercialisés dans plus de 85
pays dans le monde.




BATRIK EMBOUTS POUR PINCES À SUTURE


Non toxiques, radio-opaques et sans latex, nos embouts pour pinces à suture sont conçus pour protéger et maintenir les sutures en toute sécurité sans les endommager.

De plus, la base en mousse, fixée à une zone stérile avec les pinces, permet une insertion facile.

- Emballés dans une base en mousse pratique avec un support adhésif facile à enlever, même en portant des gants
- Disponibles en version stérile et non stérile
- Pré-comptés



NOTRE « COIN FACILE À RETIRER » EST UNE CARACTÉRISTIQUE UNIQUE À BATRIK



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
11-1002	911-1002	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	2 paires/base en mousse
11-1003	911-1003	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	3 paires/base en mousse
11-1005	911-1005	Jaune	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1025	911-1025	Assortis	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1045	911-1045	Blanc	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1065	911-1065	Bleu	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-1085	911-1085	Rouge	ø standard (0,06"x0,5"/L/0,15 cm x 1,27 cm)	5 paires/base en mousse
11-3002	911-3002	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	2 paires/base en mousse
11-3003	911-3003	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	3 paires/base en mousse
11-3005	911-3005	Rose	ø grandeur (0,09"x0,75"/L/0,15 cm x 1,91 cm)	5 paires/base en mousse


EMBALLAGE STÉRILE : 1 base en mousse / sachet - 5 sachets / boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : Vendu par base de mousse

BATRIK COUVRE-MÂCHOIRES DE CLAMP

Fabriqués en silicone de qualité médicale, nos couvre-mâchoires de clamp réduisent le traumatisme des vaisseaux nécessitant une occlusion, en particulier lorsqu'un clamp hémostatique est utilisé. Les entailles en forme de fil permettent une tension douce, constante et antidérapante.

BON À SAVOIR :
NOS COUVRE- MÂCHOIRES DE
CLAMP TRANSFORMENT PRESQUE
TOUS TYPES D'INSTRUMENTS EN
INSTRUMENTS ATRAUMATIQUES



- Stérilisés aux rayons gamma
- Disponibles en 3 couleurs et 3 largeurs pour s'adapter à la plupart des tailles de pinces
- Radio-opaques et sans latex

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE	N° D'ARTICLE NON STÉRILE	DIMENSIONS	COULEUR
12-1000	912-1000	0,1" X 5" / 0,25 cm X 12,7 cm	Rouge
12-1001	912-1001	0,2" X 5" / 0,51 cm X 12,7 cm	Blanc
12-1002	912-1002	0,3" X 5" / 0,76 cm X 12,7 cm	Bleu

EMBALLAGE STÉRILE : 2 pinces par sachet stérile - 10 sachets par boîte

EMBALLAGE NON STÉRILE : 20 pinces par sac (également disponible 100 unités/sac)

BATRIK

ATTACHES VASCULAIRES EN SILICONE

AVAILABLE IN 4 SIZES
AND 4 COLORS




SÉLECTION DE PRODUITS

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1000	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Red
10-1001	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Blue
10-1002	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-Yellow
10-1003	0.075" X 16" (0.2 cm x 40 cm)	Mini-White
10-1010	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Red
10-1011	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Blue
10-1012	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-Yellow
10-1013	0.120" x 16" (0.3 cm x 40 cm)	Maxi-White
10-1101	0.021" x 16" (0.5 cm x 40 cm)	Extra-Mini-Blue
10-1111	0.200" x 22" (0.5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-Blue
10-1113	0.200" x 22" (0.5 cm x 56 cm)	Extra-Maxi-White
10-1800	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Red
10-1801	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Blue
10-1802	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-Yellow
10-1803	0.075" x 18" / 0.2 cm x 46 cm	Mini-White
10-1810	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Red
10-1811	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Blue
10-1812	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-Yellow
10-1813	0.12" x 18" / 0.3 cm x 46 cm	Maxi-White

PACKAGING: 2 ties per sterile pouch – 10 pouches per box

Nos attaches vasculaires en silicone permettent une rétraction, une occlusion et une identification sûres et en douceur des vaisseaux pendant les interventions chirurgicales.

Contrairement aux pinces et aux écarteurs qui peuvent pincer les vaisseaux à plat, voire les fissurer, la forme elliptique BATRIK permet de manipuler en douceur les artères, les veines, les nerfs, les tendons, les cordons spermatiques, les uretères, ou chaque fois qu'une rétraction/occlusion délicate est nécessaire.



- Manufactured of medical grade silicone
- Do not twist on themselves when unpacked
- Easy to separate, eliminating the need the need for
- Sterile, radiopaque, and latex free cardboard inserts

PRODUCT SELECTION

N°	DIMENSIONS	COULEUR
10-1831	0.04" x 18" / 0.1 cm x 46 cm	Extra-Mini-Blue
10-1841	0.20" x 18" / 0.5 cm x 46 cm	Extra-Maxi-Blue
10-1843	0.20" x 18" / 0.5 cm x 46 cm	Extra-Maxi-White
10-3010	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Maxi-Red
10-3202	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Yellow
10-3200	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Red
10-3201	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Blue
10-3202	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-Yellow
10-3203	0.075" x 32" (0.2 cm x 81 cm)	Mini-White
10-3210	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Red
10-3211	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Blue
10-3212	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-Yellow
10-3213	0.120" x 32" (0.3 cm x 81 cm)	Maxi-White

PACKAGING: 2 ties per sterile pouch – 10 pouches per box

NEW!
BATRIK

TAG-IT^{MC} | NOTES

QUAND UNE SIMPLE RÉPARATION NE SUFFIT PAS — IDENTIFIEZ, INDIQUEZ, POSSÉDEZ!

Les notes Tag-It^{MC} offrent la liberté permettent d'identifier et de documenter les instructions relatives aux pour les instruments, les aux plateaux et aux les chariots avant et après la stérilisation. Les notes Tag-It^{MC} sont résistantes aux déchirures, supportent les produits chimiques extrêmes, les températures élevées, et assurent une communication fiable.

POURQUOI VOUS LES AIMEREZ:

- Les notes Tag-It^{MC} vous donnent la liberté de documenter clairement les informations importantes **sans encombrement**.
- Des **attaches résistantes et faciles** à utiliser, conçues pour s'attacher solidement aux instruments (testées à 134°C et évaluées pour les produits chimiques).
- Inclut un marqueur permanent **résistant à la chaleur** pour écrire vos notes importantes.
- Choisissez parmi **d'autres cartes personnalisables** pour des besoins spécifiques ou des cartes **préfabriquées** pour une utilisation rapide et pratique.
- Lorsque vous avez besoin de plus qu'une simple étiquette « réparation » ou « aiguisage » pour identifier un problème, **identifiez-le, étiquetez-le, faites-le vôtre**.

IMPERMÉABLE
Le papier synthétique résiste aux écoulements et à l'exposition aux liquides sans aucun dommage.

ÉCOLOGIQUE
Fabriqué à partir de matériaux durables et recyclables.

RÉSISTANT À LA CHALEUR
Peut résister à des températures élevées jusqu'à 273,2°F (134°C). Compatible avec la stérilisation au plasma gazeux (STERRAD® 100 NX).

DURABLE ET RÉSISTANT AUX DÉCHIRURES
Résiste aux nettoyages rigoureux, aux conditions difficiles et aux déchirures.

PRODUCT SELECTION

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-NOTE-R0	Jaune	NOTES	3" x 5" / 8 cm x 13cm	100 / Paquet

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. **EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.**

TAG-IT™

Les cartes Tag-It sont un moyen facile d'ajouter des informations, qu'elles soient pré-imprimées ou non remplies. Ces étiquettes durables optimisent votre flux de travail, résistent à des conditions difficiles et comportent des points indicateurs (en option) pour une vérification rapide. Ces étiquettes aident à garder les instruments, les plateaux et les chariots organisés, garantissant ainsi l'efficacité avant et après la stérilisation/décontamination.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- **Marqueur permanent spécial:** L'encre ne coule pas et se brouille pas après une exposition à des produits chimiques ou à une stérilisation à haute température (max. 260° C/500°F).
- **Attaches autobloquantes:** Aident à sécuriser les étiquettes sur presque tout instrument ou contenant. (Ces attaches ont été testées pour la stérilisation chimique et à la vapeur).
- **Autres Tag-It™:** ne rétrécit pas, n'absorbe pas l'eau ni les produits chimiques, et ne perd pas son intégrité après une stérilisation chimique ou à la vapeur.



(Optionnel)
Toutes les étiquettes disponibles avec des points indicateurs
 Fournit une confirmation visuelle que l'étiquette a été traitée.



CLIQUEZ
 CI-DESSOUS POUR
 REGARDER NOTRE VIDÉO.
 ▶ REGARDEZ MAINTENANT

SÉLECTION D'ÉPIRODUITS:

ARTICLE #	COULEUR	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
TI-3502	Bleu	FOURNISSEUR	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3503	Vert	PRÊT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3504	Rouge	PRIORITÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3505	Jaune	RE-PASSER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3506	RoseM	MANQUANT	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3507	Orange	BRISÉ	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-3509	NoirV	IDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B1	Blanc	VIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35B4	Rouge	BRISÉ NE PAS UTILISER	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35C22	Bleu clair	FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35L3	Vert	PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-35T2	Bleu	RETOUR RAPIDE	3" x 5" / 8 cm x 13 cm	100 / paquet
TI-PM09	NoirM	ARQUEURS PERMANENTS FINS	1.5" Ø x 5.5" / 3.81cm Ø x 12.7 cm	36 / sac

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "ST" à la fin du code pour les points de vapeur.

POINTS INDICATEURS DE TRAITEMENT : Ajoutez le suffixe "PL" à la fin du code pour les points de plasma.

SÉLECTION DE PRODUITS : (personnalisation également disponible)


FOURNISSEUR / BLEU

ARTICLE #T	AILLE
TI-3502	3" x 5" (8 cm x 13cm)




NOTES / JAUNE

ARTICLE #T	AILLE
TI-NOTE-RO	3" x 5" (8 cm x 13cm)




PRÊT/ VERT

ARTICLE #T	AILLE
TI-3503	3" x 5" (8 cm x 13cm)



VIDE / BLANC

ARTICLE #T	AILLE
TI-35B1	3" x 5" (8 cm x 13cm)



PRIORITÉ/ ROUGE

ARTICLE #T	AILLE
TI-3504	3" x 5" (8 cm x 13cm)




BRISÉ NE PAS UTILISER / ROUGE

ARTICLE #T	AILLE
TI-35B4	3" x 5" (8 cm x 13cm)



RE-PASSER / JAUNE

ARTICLE #T	AILLE
TI-3505	3" x 5" (8 cm x 13cm)



FOURNISSEUR ENREGISTREMENT + SORTIE / BLEU

ARTICLE #	TAILLE
TI-35C22	5" x 3" (13 cm x 8 cm)



MANQUANT / ROSE

ARTICLE #T	AILLE
TI-3506	3" x 5" (8 cm x 13cm)



PRÊT ENREGISTREMENT + SORTIE/ VERT

ARTICLE #	TAILLE
TI-35L3	5" x 3" (13 cm x 8 cm)




BRISÉ / ORANGE

ARTICLE #T	AILLE
TI-3507	3" x 5" (8 cm x 13cm)



VIDE / NOIR

ARTICLE #T	AILLE
TI-3509	3" x 5" (8 cm x 13cm)



RETOUR RAPIDE / BLEU

ARTICLE #T	AILLE
TI-35T2	3" x 5" (8 cm x 13cm)



Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes, 100 attaches autobloquantes, et 1 marqueur permanent.

TAG-IT^{MC} | SCOPE

Les étiquettes Batrik Scope sont résistantes à la déchirure, ce sont des étiquettes recto-verso qui se révéleront indispensables tout au long du processus de retraitement. Nos étiquettes facilitent l'enregistrement d'informations importantes, y compris les dates de retraitement, grâce à une fonction conviviale qui vous permet de sélectionner le mois, le jour et la date. Fabriquées en papier synthétique imperméable, ces étiquettes présentent une conception auto-bouclante, ce qui les rend faciles à attacher au scope sans nécessiter de matériaux supplémentaires. Rehaussez vos protocoles de retraitement avec Batrik !

SÉLECTION DE DATE

- Le papier, les attaches et l'encre antisalissure sont conçus pour résister à des températures élevées allant jusqu'à 273,2°F (134°C) et sont compatibles avec la stérilisation au plasma gazeux (Système de stérilisation STERRAD®100 NX).
- Les étiquettes comprennent le mois, le jour et la sélection de date, ce qui permet de marquer la date de retraitement avec précision



CLASSÉS PAR COULEUR

- Disponibles en sept couleurs différentes
- Les étiquettes simplifient le processus de codage couleur

FONCTION AUTO-BOUCLANTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires



À USAGE UNIQUE ET SANS LATEX

- Les étiquettes Scope sont spécialement conçues pour être utilisées une seule fois et sont fabriquées sans latex
- Réduit le risque de contamination croisée

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	COULEURS	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-ST05	Jaune	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST02	Bleu	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST03	Vert	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST07	Orange	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST06	Mauve	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST04	Rouge	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT
TI-ST01	Blanc	11.8" x 1.55" / 33.8 cm x 4 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.




NOUVEAU!
BATRIK

TAG-IT^{MC} | RETRAITEMENT SCOPE

Les étiquettes Retraitement Scope sont durables et peuvent résister à la manipulation lors du retraitement sans se déchirer, garantissant ainsi que les informations restent intactes. Ces étiquettes sont essentielles pour enregistrer des informations importantes telles que la date de retraitement, le modèle et le numéro de série du scope, le type de stérilisateur, la conformité aux conditions des paramètres du stérilisateur, la purge à l'alcool et la date de suspension. Ces étiquettes ont été méticuleusement conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et contribuer à offrir le plus haut standard de soins aux patients.



TI-RST



TI-MPB

*Convient pour une utilisation à diverses fins de marquage d'informations

NOTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES

- Facilitent la tâche du personnel pour indiquer quand l'endoscope a été retraité
- Fournit une référence visuelle pour la planification future du retraitement
- Les informations clés liées au scope, au technicien et au cycle sont facilement rapportées et identifiées

CONCEPTION INTELLIGENTE

- La conception avec fonction auto-bouclante permet une fixation sécurisée et élimine le besoin de matériaux supplémentaires
- Une flexibilité qui permet une adaptation à différentes zones de l'endoscope
- Inclus une section à code-barres





SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
TI-RST	ÉTIQUETTE RETRAITEMENT SCOPE	3" x 10.5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT
TI-MPB	ÉTIQUETTE VIDE UNIVERSELLE	3" x 10.5" / 8 cm x 27 cm	100 / PQT

Toutes les étiquettes d'information sont à usage unique. EMBALLAGE : 1 paquet de 100 étiquettes et 1 marqueur permanent.

NOUVEAU!




Présentation de PandaPatch^{MC} : Protection adhésive oculaire innovante pour une meilleure prise en charge des patients.

PandaPatch^{MC} offre une alternative efficace aux rubans traditionnels pour protéger les yeux des patients lors des interventions chirurgicales. Ces protecteurs adhésifs oculaires sont conçus pour réduire le risque d'abrasions cornéennes et les complications ophtalmiques chez les patients sous anesthésie générale.

Avec PandaPatch^{MC}, vous garantissez un résultat supérieur pour le patient en prévenant les dommages évitables associés à l'utilisation de rubans ordinaires.

CARACTÉRISTIQUES:

- **Conception ergonomique** : s'adapte confortablement autour des yeux.
- **Efficace après chirurgie** : particulièrement adapté pour les enfants, les personnes âgées et les individus ayant une peau délicate ou sensible.
- **Adhésif sans latex et hypoallergénique** : fabriqué à partir de matériaux de qualité médicale, doux sur la peau et conçu pour minimiser les irritations.
- **Adhésif non allergisant coloré** : permet une application et un retrait faciles après l'opération, facilitant l'évaluation clinique pendant et après la chirurgie.



70-04ADU

Protecteurs oculaires extra-sensibles pour adultes

POURQUOI C'EST IMPORTANT:

- Pendant une anesthésie générale prolongée, **jusqu'à 59 %** des patients ne ferment pas complètement les yeux, risquant ainsi des abrasions cornéennes.
- PandaPatch^{MC} offre une protection adhésive oculaire sécurisée, réduisant le risque de complications ophtalmiques.



RÉFÉRENCES

1. Anson, Jonathan, M.D. « Abrasions cornéennes périopératoires : étiologie, prévention et prise en charge ». Clinical Updates, Collège de médecine de l'Université de Penn State, 2021.




COLLECTION PANDAPATCH^{MC} :

Trois types de protecteurs adhésifs oculaires pour s'adapter à différents groupes d'âge et sensibilités de peau. Une protection optimale pour chaque patient.

- Adhésif extra-sensible pour adultes (étiquettes bleues)
- Adhésif pour adultes (étiquettes rouges)
- Adhésif pédiatrique (étiquettes rouges)



70-04ADU
Protecteurs oculaires pour adultes



70-04PED
Protecteurs oculaires pédiatriques

SÉLECTION DE PRODUITS

N° d'article	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
70-02ADU	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS EXTRA-SENSIBLES POUR ADULTES (BLEU)	2.15" x 1.35"	50 / boîte
70-04ADU	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS POUR ADULTES (ROUGE)	2.15" x 1.35"	50 / boîte
70-04PED	PROTECTEURS OCULAIRES ADHÉSIFS PÉDIATRIQUES (ROUGE)	1.85" x 0.93"	50 / boîte

BATRIK NETTOYEUR POUR EMBOUT DE CAUTÈRES

Notre nettoyeur pour embout de cautères aide à enlever les résidus des embouts de cautères pour les électrodes unipolaires et bipolaires.

- Tampon en mousse avec matériau abrasif intégré
- Adhésion aux champs opératoires jetables et non jetables
- Radio-opaque
- Disponible exclusivement en version non stérile
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
60-10000	Nettoyeur d'embout de cautères Non stérile	1,8" x 1,8" / 4,5 cm x 4,5 cm	2 200 / boîte

BATRIK

MARQUEURS CHIRURGICAUX MULTIPOINTES POUR LA PEAU SKINS^{MC}

Nos marqueurs chirurgicaux multipointes SKINS^{MC} sont conçus avec une pointe biseautée pour permettre la création de lignes de traçage fines ou épaisses en tenant le stylo sous différents angles.

- Disponibles avec ou sans 6 étiquettes et une règle flexible calibrée de 6" (po/mm)
- Disponibles en version non stérile pour un usage préopératoire, ou stérile pour un usage au bloc opératoire
- Résistants à la préparation chirurgicale
- Faits d'une encre durable au violet de gentiane, non toxiques et non tatouant
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	TYPE	DESCRIPTION	EMBALLAGE
S-3000	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	50 / boîte
S-3001	Stérile	Marqueur fin multipointes	50 / boîte
S-30005	Stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes (emballage en volume)	500 / boîte
S-30015	Stérile	Marqueur fin multipointes (emballage en volume)	500 / boîte
S-93000	Non stérile	Marqueur fin multipointes avec règle et ensemble d'étiquettes	1000 / boîte
S-93001	Non stérile	Marqueur fin multipointes	1000 / boîte
S-94000	Non stérile	Règle	100 / sachet
S-94001	Non stérile	Règle (vrac)	20 000 / boîte
S-95000	Non stérile	Ensemble de 3 étiquettes	100 / sachet


Faites des économies en commandant nos MARQUEURS SKINS^{MC} dans des emballages en volume. C'est rentable et cela réduit le gaspillage.

BATRIK

PROTECTEURS DE BROCHES



- Couvrez les extrémités pointues de vos broches Kirschner et Steinmann en toute sécurité
- Codage couleur par taille de fil, ce qui élimine le risque de sélection d'une taille incorrecte
- Un manchon amovible est prévu pour éviter les blessures et faciliter l'application (uniquement stérile)
- Le modèle non stérile est disponible avec ou sans manchon en plastique
- Des emballages conçus pour réduire le gaspillage
- Sans latex



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES + MANCHON	N° D'ARTICLE NON STÉRILE PROTECTEUR DE BROCHES (SANS MANCHON)	COULEUR	DIMENSIONS ÉPAISSEUR DE FIL
14-1028	914-1028 - SLV	914-1028	Jaune	0,028" / 0,71 mm
14-1035	914-1035 - SLV	914-1035	Bleu ciel	0,035" / 0,89 mm
14-1045	914-1045 - SLV	914-1045	Blanc	0,045" / 1,14 mm
14-1054	914-1054 - SLV	914-1054	Rouge foncé	0,054" / 1,40 mm
14-1062	914-1062 - SLV	914-1062	Vert	0,062" / 1,57 mm
14-1078	914-1078 - SLV	914-1078	Rose	0,078" / 1,98 mm
14-1093	914-1093 - SLV	914-1093	Gris	0,093" / 2,36 mm
14-1109	914-1109 - SLV	914-1109	Beige	0,109" / 2,77 mm
14-1125	914-1125 - SLV	914-1125	Violet	0,125" / 3,17 mm
14-1141	914-1141- SLV	914-1141	Marron	0,141" / 3,58 mm
14-1156	914-1156 - SLV	914-1156	Bleu foncé	0,156" / 3,96 mm
14-1188	914-1188 - SLV	914-1188	Rouge	0,188" / 4,77 mm

EMBALLAGE STÉRILE : 80 unités / boîte (2 unités par sachet stérile - 40 sachets par boîte)

EMBALLAGE NON STÉRILE : 100 unités / boîte

LILA'S Détachant pour instruments chirurgicaux

Lila's contient un mélange de poudres naturelles qui permet d'éliminer les taches difficiles.


Grâce à sa formule facile et pratique, vous pouvez obtenir des résultats impeccables à chaque fois !

Ce produit peut être utilisé sur les instruments chirurgicaux/dentaires, les autoclaves, les nettoyeurs à ultrasons, des surfaces, des plateaux et des bols en acier inoxydable, etc.

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable, le chrome, le nickel, le laiton, le cuivre et l'argent.



LSR-8501



60-46003



17-DT1213C

L'UTILISATION EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3 :

1. Humidifiez un chiffon ou prenez une serviette Dura-Towel de Lila's et tamponnez dans le pot.
2. Frottez doucement la zone tachée.
3. Rincez complètement pour une apparence brillante et impeccable.²

Une petite quantité de produit peut faire une grande différence !

Même les taches difficiles sur les casseroles et poêles en acier dans la cuisine sont faciles à éliminer avec ce produit.

Si vous avez utilisé Spectra-Scrub ou le détachant pour instruments d'Integra, vous allez adorer Lila's !

TAMPON À RÉCURER DE



- Dites au revoir aux taches difficiles avec le tampon à récurer de Lila's sans laisser de résidus métalliques.
- Il suffit d'ajouter une petite quantité de détachant Lila's Stain Remover avec l'un de nos tampons à récurer pour les très grandes surfaces.
- Ce produit, aussi doux qu'efficace, est le choix idéal pour les instruments d'ophtalmologie.¹

DURA-TOWEL À FIBRES LÉGÈRES DE



- Les serviettes Dura-Towel de Lila's ont une résistance durable et sont d'une composition presque non pelucheuse.
- Ces serviettes à usage unique sont certifiées pour les pièces propres et sont spécialement conçues pour l'essuyage des instruments.
- Ses dimensions idéales et ses caractéristiques uniques garantissent des performances optimales, ce qui la distingue des serviettes en papier ordinaires.

SÉLECTION DE PRODUITS

ARTICLE #	DESCRIPTION	TAILLE	FORMAT
LSR-8501	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S <i>Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser</i>	Ø 2.8" / 70 mm	1 Pot / Sac
LSR-8512	LE DÉTACHANT POUR INSTRUMENTS DE LILA'S <i>Pot en plastique de 85 g (3 oz) avec un couvercle pratique à visser</i>	Ø 2.8" / 70 mm	12 Pots / Boîte
17-DT1213C	LILA'S LINGETTE DURABLE DE FAIBLE PELUCHAGE <i>1080 serviettes</i>	12" x 13" / 31 cm x 33 cm Pliée: 3" x 3.25" / 7.5 cm x 8.25 cm	90 / Sacs 12 Sacs / Boîte
60-46003	TAMPON À RÉCURER DE LILA'S	4" x 6" / 10 cm x 15 cm	3 / Sacs

1: Bien que Lila's soit totalement fiable, il n'est pas recommandé de l'utiliser sur les instruments ophtalmiques. Utiliser seul le tampon à récurer Lila's.
2: Le détachant ne doit pas être mélangé à l'eau de Javel et est conçu pour une utilisation externe uniquement, pour éliminer les taches sur les instruments.

BATRIK SPAC SAFE-SOAK^{MC}

Notre disque d'aspiration au sol SPAC Safe-Soak^{MC} enlève rapidement les déchets liquides du sol du bloc opératoire par l'application d'une aspiration.



- Très durable : il ne sera pas endommagé si on marche dessus
- Facilement manœuvrable à pied au bloc opératoire
- Sans latex, jetable et non stérile
- L'ouverture du fond permet de recueillir le fluide à travers un matériau très absorbant qui entre en contact avec sa surface
- Le tuyau est solidement fixé sur le côté pour réduire le risque de capture de l'équipement
- Son matériau de base très absorbant permet une évacuation rapide des liquides par aspiration

BATRIK TAPIS DE SOL ABSORBANTS SAFE-SOAK^{MC}

Nos tapis de sol absorbants Safe-Soak^{MC} sont conçus pour absorber rapidement et efficacement divers fluides du sol du bloc opératoire, garantissant que le sol en dessous reste antidérapant, sûr et sec pendant les procédures chirurgicales.

- Hautement absorbants
- Facilitent un nettoyage rapide et facile
- Sans latex, à usage unique, jetable et non stérile
- S'adaptent aux surfaces irrégulières
- Support antidérapant (tapis absorbant bleu uniquement)



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	ABSORPTIVITÉ	DIMENSIONS	EMBALLAGE
SS-20-1000	Safe-Soak ^{MC} / tapis extra-absorbant blanc	4,5 L / tapis	28" x 48" (71 cm x 122 cm)	20 / boîte
SS-20-2000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant bleu avec support antidérapant	2,5 L / tapis	28" x 40" (71 cm x 102 cm)	20 / boîte
SS-20-3000	Safe-Soak ^{MC} / tapis absorbant jaune	3 L / tapis	30" x 52" (76 cm x 132 cm)	15 / boîte
SS-21-1000	Safe-Soak ^{MC} SPAC	S.o.	8,625" (22 cm diamètre)	12 / boîte

BATRIK TAPIS MAGNÉTIQUE

Notre tapis magnétique fournit un champ stérile et neutre pour la mise en place et le transfert d'instruments en mains libres en toute sécurité. Il est sans latex, réutilisable et autoclavable (jusqu'à 134 °C).



Il s'adapte à toutes les formes de surface grâce à son support souple et antidérapant




Réutilisation validée*

Aimants ronds pour éviter les perforations du caoutchouc

Aimants surélevés pour maintenir les instruments fermement en place tout en permettant de les saisir facilement

15" / 38 CM

12" / 30 CM



SÉLECTION DE PRODUITS


N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	EMBALLAGE
MAG-02-1	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	1 unité
MAG-02-5	Tapis magnétique	12" x 15" / 30 cm x 38 cm	5 unités

*Testé par un laboratoire indépendant pour valider l'efficacité de la stérilisation à la vapeur sous vide pour le retraitement des dispositifs médicaux dans un établissement de soins de santé

BATRIK

TOURNY^{MC} + GARROTS

Nos garrots sont confortables et faciles à utiliser pour tous les patients, y compris les personnes âgées, les personnes sous-alimentées, les enfants et les nouveau-nés.



COULEURS DISPONIBLES



- Disponibles en différentes tailles, y compris des tailles compactes, qui sont pratiques pour les plateaux de phlébotomie
- Le matériau innovant sans latex a une texture plus confortable pour les patients, exerce moins de stress sur la peau et protège le personnel hospitalier et les patients des allergènes du latex

AVANTAGES DE L'UTILISATION UNIQUE

- Réduction du risque de contamination croisée (de patient à patient ou de patient à prestataire de soins)
- Réduction du risque de propagation des infections nosocomiales
- Peut améliorer la conformité de votre établissement à la norme 1910-1030 (d) (1) de l'OSHA concernant « les agents pathogènes transmissibles par le sang »

POUR VOTRE COMMODITÉ :
25 UNITÉS PAR ROULEAU
VIENNENT DANS UNE BOÎTE
DISTRIBUTRICE POUR UN
ACCÈS FACILE



SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	EMBALLAGE
K-002	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 / sachet
K-004	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	100 / boîte
K-009	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-010	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Blanc	0.200" x 22" / 0.5 cm x 56 cm	20 / boîte
K-400	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-400PB	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	16 rouleaux 400 / boîte
K-100	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Assortis (3 rouleaux de chacun) Bleu, orange, vert et rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	12 rouleaux 300 / boîte
K-254	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	250 / boîte
K-2-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Bleu	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-18PBRL	TOURNY ^{MC} + Non stérile (texturé)	Bleu ciel	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-3-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Vert	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-6-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Rose	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-7-18RL	TOURNY ^{MC} + Non stérile	Orange	1" x 18" / 2.5 cm x 45 cm	1 rouleau
K-2-29RL	TOURNY ^{MC} + longue non stérile	Bleu	1" x 29.5" / 2.5 cm x 75 cm	1 rouleau

SHOOZCOVERS^{MC} | SOFT LINE^{MC}



SHOOZCOVERS^{MC} SOFT LINE^{MC} DE BATRIK SONT FABRIQUÉS AU CANADA À PARTIR D'UN TISSU DE POLYPROPYLENE DE HAUTE QUALITÉ DE 35 G/M² ET D'ÉLASTIQUES 100 % SANS LATEX POUR UNE PERFORMANCE ET UNE DURABILITÉ SUR LESQUELLES VOUS POUVEZ COMPTER. NOTRE BANDE ANTIDÉRAPANTE RÉDUIT LE RISQUE DE GLISSEMENT ET NOTRE CONCEPTION INTELLIGENTE PERMET DE LES ENFILER ET DE LES ENLEVER FACILEMENT, ET DE

TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT^{MC} :

LA SOFT LINE^{MC} INTÈGRE LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT^{MC} QUI CRÉE UNE BARRIÈRE DE PROTECTION ET OFFRE UNE RÉPULSION DE BASE CONTRE LES CONTACTS ACCIDENTELS AVEC LES LIQUIDES. ELLE N'EST NI IMPERMÉABLE

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES:

NOS SEMELLES ANTIDÉRAPANTES RÉDUISENT LE RISQUE DE GLISSEMENT GRÂCE À UNE **TRIPLE SOUDURE ULTRASONIQUE** QUI AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET PERMET UN MONTAGE ET UN DÉMONTAGE FACILES.



FABRIQUÉS AU CANADA 

NOTRE SOFT LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES



SITES DES




PRODUCTION

SUCETTE BLEUE | **SOFT LINE**^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA SOFT LINE^{MC} :

- LES DEUX COUVRE-CHAUSSURES SONT FABRIQUÉS AU CANADA AVEC UN TISSU EN POLYPROPYLÈNE DE 35 G/M² DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DES ÉLASTIQUES 100 % SANS LATEX FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS¹.
- CETTE LIGNE A ÉTÉ TESTÉ ET EST CONFORME À LA NORME IEST-RP-CC003.4.
- AUTRES COULEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE.



DISPONIBLE EN DEUX TAILLES

GOMME BALLOUNE ROSE | **SOFT LINE**^{MC}



SOUTENIR UNE CAUSE, PORTER DU ROSE :

- UNE PARTIE DE NOS VENTES DE COUVRE-CHAUSSURES GOMME BALLOUNE ROSE SERA REMISE À UNE ŒUVRE DE BIENFAISANCE POUR AVANCER LA RECHERCHE SUR LE CANCER DU SEIN. AIDEZ-NOUS À FAIRE UNE CONTRIBUTION SIGNIFICATIVE EN CHOISSANT LES COUVRE-CHAUSSURES ROSE SHOOZCOVERS^{MC} !



SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1210-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 1000 unités (10 sacs de 100 unités)	20" x 16" x 16"
SC-1216-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	16.25" x 8.875" x 18.75"
SC-1216-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 (6 sacs de 100 unités)	19.5" x 19.5" x 14.25"
SC-1226-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Shoe size 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	17.25" x 9.375" x 21.75"
SC-1220-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Sucette Bleue	XL Shoe size 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	22" x 16" x 16"
SC-1616-PDB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	16.25" x 8.875" x 18.75"
SC-1616-PB	ShoozCovers ^{MC} - Soft Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène</i>	Gomme Balloune Rose	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 600 unités (6 sacs de 100 unités)	19.5" x 19.5" x 14.25"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

¹DE NOMBREUX FOURNISSEURS AFFIRMENT QUE LEURS PRODUITS SONT SANS LATEX, MAIS CELA NE CONCERNE SOUVENT QUE LE TISSU ET NON LES ÉLASTIQUES UTILISÉS. NOUS ACHETONS NOS ÉLASTIQUES SHOOZCOVERS^{MC} AUX ÉTATS-UNIS POUR NOUS ASSURER QUE NOS COMPOSANTS SONT ENTIÈREMENT CONFORMES EN TANT QUE PRODUIT 100 % SANS LATEX.

GRIPPEEZ SHOOZ™


COUVRE-CHAUSSURES FIABLES, DURABLES ET VÉRITABLEMENT ANTIDÉRAPANTS, CONÇUS POUR LES ENVIRONNEMENTS LES PLUS EXIGEANTS.

Les **ShoozCovers™ Grippez** offrent une protection et une traction exceptionnelles pour les professionnels qui travaillent dans des environnements exigeants. Avec leur protection imperméable, nos couvre-chaussures assurent sécurité et hygiène sans compromettre la qualité. Ils sont la solution idéale pour les travaux difficiles.

FABRIQUÉ AU CANADA 🇨🇦

POURQUOI CHOISIR GRIPPEEZ

- **Adhérence sur laquelle vous pouvez compter** : Un revêtement en caoutchouc haute performance assure une traction supérieure sur les surfaces mouillées, huileuses et irrégulières.
- La technologie **Shooz-Repellent™** offre une protection imperméable et une répulsion contre les contacts accidentels avec des liquides.
- Matériau de haute qualité fabriqué aux **États-Unis**, avec des **élastiques sans latex**.



PARFAIT POUR:



AÉROSPATIAL



INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE



SITES PÉTROLIERS, GAZIERS ET



CHANTIERS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION



GRIPPEEZ SHOOZ™ PARFAIT POUR TOUT LE MONDE:

- **Ajustement rapide et fiable:** Le matériau extensible garantit un ajustement sécurisé et facile à enfiler. La finition spéciale protège contre les surfaces glissantes.
- **Sécurité renforcée:** Le matériau antidérapant offre une adhérence fiable sur toutes les surfaces, aidant à prévenir les glissades dans les zones critiques.
- Disponible en **taille extra-large**, adaptée aux bottes en acier de **taille 15 pour hommes**.
- **Disponible en deux couleurs:** Gecko Bleu Marine et Rhinocéros Gris

RHINO GRIS



GECKO BLEU MARINE



PRODUCT SELECTION:

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-29312-NPDB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 boîte distributrice de 150 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
SC-29312-NPB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	Universelle Pointure 12-15 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16"x 13.375"x 10"
SC-29322-NPDB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 boîte distributrice de 120 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
SC-29322-NPB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Rhino Gris	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16"x 13.375"x 10"
SC-22212-NPDB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Pointure 12-15 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 boîte distributrice de 150 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
SC-22212-NPB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16"x 13.375"x 10"
SC-22222-NPDB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 boîte distributrice de 120 unités)	16.62"x 14.875"x 8.75"
SC-22222-NPB	Grippez ShoozCovers™ <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Gecko Bleu Marine	XL Jusqu'à la pointure 12 ~ 47 cm x 19 cm / 16.5" x 6.88"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16"x 13.375" x 10"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.


SHOOZCOVERS^{MC} | COATED LINE^{MC}

RESTEZ SEC :

NOTRE GAMME **BATRIK SHOOZCOVERS^{MC} COATED LINE^{MC}** EST FABRIQUÉE D'UN MÉLANGE DE POLYPROPYLENE ET DE POLYÉTHYLENE DE ~55 G/M², OFFRANT UNE HAUTE QUALITÉ DE RÉSISTANCE À L'EAU.¹ IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS OÙ UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LES FLUIDES EST

UNE TECHNOLOGIE À TROIS SOUDURES :

CES COUVRE-CHAUSSURES SONT RENFORCÉS PAR **DES TRIPLES SOUDURES ULTRASONIQUES**, QUI PERMET D'ASSEMBLER DES MATÉRIAUX SANS AVOIR RECOURS À DES ADHÉSIFS OU À DES COUTURES. CETTE TECHNIQUE **AUGMENTE LA RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE ET RÉDUIT LES PELUCHES**, POUR DES COUVERTURES



FABRIQUÉS AU CANADA 



NOTRE COATED LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



ÉTABLISSEMENTS
MÉDICAUX



LABORATOIRES
PHARMACEUTIQUES



SITES DES
BPF



PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

¹ NOTRE SHOOZCOVERS^{MC} COATED LINE^{MC} RÉSISTE À TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS.

GUIMAUVE BLANCHE | COATED LINE^{MC}



POURQUOI VOUS AIMEREZ LA COATED LINE^{MC} :

- **PROTECTION SUPÉRIEURE GRÂCE À NOTRE MÉLANGE UNIQUE DE TISSUS** QUI PROTÈGE NON SEULEMENT CONTRE L'EAU, MAIS AUSSI CONTRE TOUS LES LIQUIDES NON PÉTROLIERS, CE QUI EN FAIT LE CHOIX IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS OÙ LES DÉVERSEMENTS ET LES FUITES SONT UNE PRÉOCCUPATION.
- **LES ÉLASTIQUES AUTOUR DE LA CHEVILLE CRÉENT UN AJUSTEMENT SOLIDE ET SÉCURITAIRE**, CE QUI EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ DANS DES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX OÙ UN COUVRE-CHAUSSURE MAL PLACÉ POURRAIT ENTRAÎNER UNE CONTAMINATION OU DES BLESSURES.
- **CONCEPTION INTELLIGENTE AVEC UNE GRANDE OUVERTURE**, OFFRANT



DISPONIBLE EN DEUX TAILLES POLYVALENTES

SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-2112-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-2112-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	Universelle Jusqu'à la pointure 12 ~ 42 cm x 16.5 cm / 16.5" x 6.5"	Caisse de 300 unités (2 sacs de 150 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"
SC-2122-NPB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16" x 13.375" x 10"
SC-2122-NPDB	ShoozCovers ^{MC} - Coated Line ^{MC} <i>Tissu non tissé en polypropylène + polyéthylène, résistant à l'eau</i>	Guimauve Blanche	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 240 unités (2 sacs de 120 unités)	16.62" x 14.875" x 8.75"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

SHOOZCOVERS^{MC} | TOUGH LINE^{MC}

EXTRA-LARGE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES: ———


NOTRE Batrik SHOOZCOVERS^{MC} TOUGH LINE^{MC} EST DISPONIBLE DANS LA TAILLE EXTRA-LARGE QUI S'ADAPTE À UNE BOTTE À EMBOUT D'ACIER DE TAILLE 15 POUR HOMME, OFFRANT UNE COUVERTURE ET UNE PROTECTION OPTIMALE PENDANT QUE

UNE MEILLEURE DURABILITÉ:

CES COUVRE-CHAUSSURES SONT FABRIQUÉS AVEC NOTRE TISSU LE PLUS ÉPAIS À CE JOUR ! FABRIQUÉES EN POLYPROPYLÈNE DE ~55 G/M², CES COUVRE-CHAUSSURES TRÈS DURABLES OFFRENT UNE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE, AUGMENTENT LA



TAILLES DE CHAUSSURES 12-15 (45-49.5 EU)



FABRIQUÉS AU CANADA 



NOTRE TOUGH LINE^{MC} EST PARFAITE POUR :



MAISONS OU BÂTIMENTS COMMERCIAUX



PROTECTION CONTRE LA BOUE ET LA GRAISSE



ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX



LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

¹ SHOOZCOVERS^{MC} SONT PLUS LONGS (42 & 47CM) POUR UNE SÉLECTION PRÉCISE DES TAILLES DE CHAUSSURES.

RÉGLISSE NOIRE | TOUGH LINE^{MC}

POURQUOI VOUS AIMEREZ LA TOUGH LINE^{MC} :

- TRIPLE SOUDURE ULTRASONIQUE DURABLE POUR RÉDUIRE LES GASPILLAGES
- LES ÉLASTIQUES SANS LATEX DE HAUTE QUALITÉ FABRIQUÉS AUX ÉTATS-UNIS SONT TRIPLEMENT RENFORCÉS POUR RESSERRER LE COUVRE-CHAUSSURE AUTOUR DE VOTRE PIED ET ASSURER UN AJUSTEMENT SOLIDE ET SÉCURISÉ.²
- LE NOMBRE DE PARTICULES A ÉTÉ TESTÉ ET EST CONFORME À LA NORME IEST-RP-CC003.4
- LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT™ OFFRE UNE RÉPULSION DE



XL

DISPONIBLE EN EXTRA LARGE

À TOUT MOMENT, PARTOUT :



SÉLECTION DES PRODUITS :

ARTICLE #	DESCRIPTION	COULEUR	TAILLE	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
SC-1922-PB	ShoozCovers ^{MC} - Tough Line ^{MC} ~55 glm ² tissu non tissé en polypropylène	Réglisse noire	XL Pointure 12-15 ~ 47 cm x 19 cm / 18.5" x 7.5"	Caisse de 200 unités (2 sacs de 100 unités)	16" x 13.375" x 10"

EMBALLAGE ALTERNATIF : Ajouter "-PDB" à la fin du code pour une boîte distributrice au lieu de sacs.

² DE NOMBREUX FOURNISSEURS AFFIRMENT QUE LEURS PRODUITS SONT SANS LATEX, MAIS CELA NE CONCERNE SOUVENT QUE LE TISSU ET NON LES ÉLASTIQUES UTILISÉS. NOUS ACHETONS NOS ÉLASTIQUES SHOOZCOVERS^{MC} AUX ÉTATS-UNIS POUR NOUS ASSURER QUE NOS COMPOSANTS SONT ENTIÈREMENT CONFORMES EN TANT QUE PRODUIT 100 % SANS LATEX.

³ LA TECHNOLOGIE SHOOZ-REPELLENT™ OFFRE UNE RÉPULSION DE BASE EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC UN LIQUIDE. ELLE N'EST NI IMPERMÉABLE NI RÉSISTANTE À L'EAU.

BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE CLOUD-GEL^{MC}



Nos tapis antifatigue Blue Cloud-Gel^{MC} ont été scientifiquement conçus pour être utilisés au bloc opératoire. Ils utilisent une technologie de gel brevetée et une mousse de qualité supérieure pour offrir un confort et un soutien ultimes aux chirurgiens, aux infirmières et aux techniciens, en particulier lorsque les mouvements sont limités pendant de longues périodes.

- La technologie brevetée de la mousse Blue Cloud-GelTM de 3/4" d'épaisseur évite l'affaissement qui se produit avec les tapis en mousse traditionnels
- S'adaptent aux pieds et les soutiennent, ce qui favorise une circulation efficace et réduit l'inconfort physique et la fatigue
- Favorisent une bonne posture tout en diminuant l'inconfort au niveau du dos, des genoux et des pieds
- Sans latex, résistants à l'eau et non absorbants
- Réutilisables, faciles à nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle (nous contacter pour plus de détails)
- Excellentes propriétés de friction lorsque des chaussons chirurgicaux humides ou secs sont portés
- Entièrement scellé par une soudure RF pour une excellente protection contre l'absorption d'humidité
- Normes américaines : conformes aux normes CALL 117 et NFPA 260
- Garantie d'un an

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
800-2401	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	1 / boîte
800-2405	18" X 24" / 46 cm x 61 cm	5 / boîte
800-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
800-3203	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	3 / boîte
800-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
800-4802	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	2 / boîte
800-7201	30" X 72" / 76 cm x 183 cm (Commande spéciale)	1 / boîte

LE SAVIEZ-VOUS? DES ÉTUDES ONT DÉMONTRÉ QUE LES TAPIS ANTIFATIGUE AMÉLIORENT LA PERFORMANCE, L'ÉNERGIE ET L'INCONFORT POSTOPÉRATOIRE.




BATRIK TAPIS ANTIFATIGUE BLUE-CLOUD NIMBUS^{MC}

Nos tapis antifatigue Blue-Cloud Nimbus^{MC} sont conçus pour un usage hospitalier général. Fabriqués à partir de polyuréthane haute densité « à retour d'énergie », ils offrent un confort, un soulagement et un soutien ergonomique inégalés.

- Nos propriétés de retour d'énergie aideront à réduire les douleurs aux jambes, aux pieds, au bas du dos et les blessures liées au travail
- Un soutien plus durable, car le mélange de mousse breveté de 3/4" d'épaisseur ne s'affaisse pas comme la plupart des autres tapis antifatigue à base de mousse
- Les propriétés antimicrobiennes mélangées dans le tapis offrent une protection supplémentaire
- Une surface très résistante à l'eau n'absorbe ni l'eau ni la saleté
- Légers et faciles à nettoyer
- Le design texturé de la surface et de la base à haute traction assure une plus grande sécurité (norme américaine NFSI 101-C)
- Le bord biseauté réduit les risques de trébuchement et le dos antidérapant renforce la sécurité
- La conception durable est idéale pour les applications commerciales, tout en restant ergonomique et esthétique pour les environnements domestiques ou professionnels
- Inflammabilité/résistance aux brûlures selon le CFR 16 Parties 1630/1631
- Fabriqués avec des matériaux écologiques, non toxiques et sans latex
- Garantie de 5 ans (usage non industriel), Garantie de 4 ans (usage industriel)

BON À SAVOIR : SI DANS LES 30 JOURS VOUS N'ÊTES PAS SATISFAIT À 100%, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR POUR OBTENIR UN REMBOURSEMENT (EXCLUANT LE TRANSPORT, LA MANUTENTION ET LES TAXES)



Disponible en taupe ou en noir

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DIMENSIONS	EMBALLAGE
COULEUR NOIR		
809-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
809-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
809-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
809-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
809-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
809-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
809-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte
COULEUR TAUPE		
810-3201	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	1 / boîte
810-3204	20" X 32" / 51 cm x 81 cm	4 / boîte
810-4801	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	1 / boîte
810-4804	20" X 48" / 51 cm x 122 cm	4 / boîte
810-3601	24" X 36" / 61 cm x 91 cm	1 / boîte
810-7201	20" X 72" / 51 cm x 183 cm	1 / boîte
810-6001	36" X 60" / 91 cm x 152 cm	1 / boîte

IMPERIAL SURGICAL LTD.

MARCHEPIEDS EMPILABLES

Fabriqués en aluminium moulé léger et protégés par un revêtement en poudre antimicrobienne, nos marchepieds empilables brevetés ont été conçus en mettant l'accent sur la prévention des infections.

13" / 33 cm



17.4" / 44.2

BREVETÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRO-

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN:

- Poids : 8,3 livres (3,8 kg)
- Dimensions : 17,4 po L x 13 po l x 4,7po H (44,2 cm L x 33 cm l x 11,9 cm H)
- Chariot de transport disponible
- Capacité de poids : 300 livres (136 kg)
- Garantie : 7 ans (uniquement pour le

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Empêche la propagation de micro-organismes dangereux et supprime la croissance de moisissures, bactéries, levures et moisissures.

SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Offre une stabilité renforcée.

COIN SANS CAOUTCHOUC:

Offre une stabilité renforcée.

CHARIOT LAVABLE

Le modèle OR-36364 (sans tapis) peut être stérilisé.

CONCEPTION

Aucune soudure ni ouverture creuse importante pour piéger les débris ou les fluides.

SÉLECTION DE PRODUITS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363	Marchepied empilable avec tapis	Noir	19" x 14" x 6"
OR-36363-02	Marchepied empilable avec tapis	Bleu foncé	19" x 14" x 6"
OR-36363-03	Marchepied empilable avec tapis	Vert	19" x 14" x 6"
OR-36363-07	Marchepied empilable avec tapis	Orange	19" x 14" x 6"
OR-36364	Marchepied empilable sans tapis	S. o.	19" x 14" x 6"

PIÈCES DE RECHANGE

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-36363-1A	Tampon de remplacement pour OR-36363	1 unité	15" x 18" x 5" (Ziplock)
OR-36363-1B	Remplacement des repose-pieds	1 unité	Ziplock Based on Quantity ordered


ACCESSOIRES OPTIONNELS

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	EMBALLAGE	DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE
OR-3693	Chariot de transport	1 unité	34" x 17" x 7"
809-1705	Tapis antifatigue réutilisable avec bandes adhésives pour le maintenir en place	5 / boîte	12" x 12" x 4"
899-1710	Tapis antifatigue à usage unique avec bandes adhésives pour le maintenir en place	10 / boîte	12" x 12" x 8"


Coins sans caoutchouc



Antidérapant



OR-3693



SURGMED GROUP

2165 46th Ave., Lachine, Québec H8T 2P1
Téléphone : +1.514.631.7988 | Sans frais : 800.661.5432
Télec. : +1.514.631.9083
Courriel : info@surgmed.com | Site Web : www.batrik.com